





PRODUCTS FOR FOOT & NAIL CARE

Productos para el cuidado
de los pies y las uñas



PREMIUM INSTRUMENTS MADE IN GERMANY



General Information for Use and Safety and the Recommended Hygiene Procedures can be found at: [acurata.de/ifu](https://www.acurata.de/ifu)

La Información General para el Uso y la Seguridad y los Procedimientos de Higiene Recomendados se pueden encontrar en: [acurata.de/ifu](https://www.acurata.de/ifu)



CONTENT

Contenido

4	TOOTHING NAVIGATOR Guía de engranajes
6–18	TUNGSTEN CARBIDE INSTRUMENTS Fresas de carburo
7, 18	BALL CUTTERS Fresas de punta esférica r
8	TREPHINE / NAIL CLEANERS Trépanos y limpiadores de uñas
15	TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS FOR LEFT-HANDED USERS Fresas de carburo para zurdos
16	GAGE Calibrador
19–27	DIAMOND INSTRUMENTS Instrumentos diamantados
28	ABRASIVES Abrasivos
29	SILICONE POLISHERS Pulidores de silicona
30	BRUSHES Cepillos
31	INSTRUMENT STANDS Freseros

TOOTHING NAVIGATOR

Guía de engranajes

ACURATA TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS, STAINLESS

Fresas de carburo (inoxidables)




NEM Combination cut coarse and fine (orange ring)
NEM Dentado combinado, fino y grueso (anillo naranja)



LSQ Fine lamella tothing with cross cut (blue/purple ring)
LSQ Dentado lamelar, fino con corte transversal (anillo azul/morado)




LGQ Lamella tothing coarse with cross cut (black/green ring)
LGQ Dentado lamelar, grueso con corte transversal (anillo negro/verde)



223 Super coarse cross cut (black ring)
223 Dentado cruzado super grueso (anillo negro)




220 Coarse cross cut (green ring)
220 Dentado cruzado grueso (anillo verde)



176 Coarse with twist and cross cut (green ring)
176 Dentado especial, grueso con corte transversal (anillo verde)




190 Medium cross cut (blue ring)
190 Dentado cruzado medio (anillo azul)



134 Fine with twist and cross cut (purple ring)
134 Dentado especial, fino con corte transversal (anillo morado)



140 Fine cross cut (red ring)
140 Dentado cruzado fino (anillo rojo)



110 Extra fine diamond cross cut (yellow ring)
110 Dentado cruzado diamantado, extra fino (anillo amarillo)

APPLICATION

Ámbito de aplicación



Podiatry / footcare
Podología



Nail studio
Salón de manicura

SHANK TYPE

Tipo de mango

HP · ISO 104 · Ø 2,35 mm



Total length HP 104 = 44,5 mm
Longitud total HP 104 = 44,5 mm



The total length of the instruments may vary according to length of working part and neck length
La longitud total de los instrumentos puede variar en relación con la longitud de la parte operativa y del cuello



Length working part
Longitud de la parte operativa



ISO Ø = 1/100 mm · ISO 040 = 4,0 mm



TUNGSTEN CARBIDE INSTRUMENTS

accurata tungsten carbide instruments are characterized by their rapid removal rate and are particularly smooth-running.

Los instrumentos de carburo accurata se caracterizan especialmente por su rápida eliminación de material y su gran suavidad.

NEM

COMBINATION TOOTHING, fine and coarse



Dentado combinado, fino y grueso

Characteristic: fine and coarse segments on one cutter, which means both unmatched cutting performance and smooth surfaces, very smooth running and long service life.

Applied for German patent. DE 10 2007 009 304.9

Característica: los segmentos finos y gruesos se alternan en la fresa, lo que proporciona un rendimiento de corte inigualable, superficies lisas, un funcionamiento suave y una larga vida útil.

Patente alemana solicitada. DE 10 2007 009 304.9



Rapid removal and simultaneous smoothing of calluses, shaping of mycotic nails; treatment of cuticles and nail folds.

Eliminación rápida y alisado de callosidades, modelado de uñas micóticas; tratamiento de cutículas y pliegues ungueales.




Quick removal of gel
Eliminación rápida del gel



					
500 104 137 NEM 060N	500 104 141 NEM 023N	500 104 194 NEM 040N	500 104 198 NEM 023N	500 104 237 NEM 023N	
Ø mm / L	6,0 / 12,0	2,3 / 8,0	4,0 / 13,5	2,3 / 8,0	2,3 / 5,0

						
500 104 263 NEM 040N	500 104 274 NEM 060N	500 104 277 NEM 014N	500 104 277 NEM 023N	500 104 278 NEM 040N	500 104 289 NEM 023N	
Ø mm / L	4,0 / 8,0	6,0 / 14,0	1,4 / 3,2	2,3 / 4,4	4,0 / 11,5	2,3 / 8,0

Quick removal, shorten · Eliminación y acorto rápido			
			
500 104 107 NEM 050N	500 104 110 NEM 060N	500 104 184 NEM 050N	
Ø mm / L	5,0 / 7,0	6,0 / 13,0	5,0 / 10,0





NEQ BALL CUTTERS

Fresas de punta esférica

Special toothing with cross cut

Characteristics:

- All diameters have 8 blades instead of just 6 blades
- Very sharp and effective

Dentado especial con dentado cruzado

Característica:

- todos los diámetros tienen 8 cuchillas en lugar de solo 6
- Muy afiladas y eficaces



- Treatment of very thick calluses, clavi and nail mycosis
- Treatment of corns
- Tratamiento de callosidades muy gruesas, clavículas y micosis ungueal
- Tratamiento de ojos de gallo



- Drilling through gel and acrylic
- Creating grooves
- Perforación de gel y acrílico, creación de hoyos
- Creación de hoyos



500 104 001 **NEQ 006N**

0,6 / 0,6



500 104 001 **NEQ 008N**

0,8 / 0,8



500 104 001 **NEQ 010N**

1,0 / 1,0



500 104 001 **NEQ 012N**

1,2 / 1,2

Ø mm / L



500 104 001 **NEQ 014N**

1,4 / 1,4



500 104 001 **NEQ 016N**

1,6 / 1,6



500 104 001 **NEQ 018N**

1,8 / 1,8



500 104 001 **NEQ 021N**

2,1 / 2,1



500 104 001 **NEQ 023N**

2,3 / 2,3

Ø mm / L

TOP
SELLER

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

TREPHINE (STEEL INSTRUMENTS, STAINLESS)

Trépanos (fresas de acero, inoxidable)

			
	330 104 224 001 018N	330 104 224 001 023N	330 104 224 001 027N
Ø mm / L	1,8 / 6,5	2,3 / 6,5	2,7 / 7,5

With toothed cutting edge, very sharp · con filo dentado, muy afilado



- Removal of corns and calluses
- Removal of cornea
- Eliminación de ojos de gallo y callos
- Eliminación de córnea

			
	330 104 225 373 018N	330 104 225 373 023N	330 104 225 373 027N
Ø mm / L	1,8 / 6,5	2,3 / 6,5	2,7 / 7,5

With ground cutting edge · con filo plano



NAIL CLEANER (MADE OF SOLID CARBIDE)

Limpiadores de uñas (de carburo sólido)



- Polygonal working part without sharp edges
- Gentle removal of debris in the nail fold
- Particularly suitable for extensive treatment

- Parte operativa poligonal sin bordes afilados
- Eliminación suave de residuos en el pliegue ungueal
- Especialmente adecuado para tratamientos extensivos

		
	500 104 189 H 012N	500 104 190 H 012N
Ø mm / L	1,2 / 2,5	1,2 / 5,9

No cutting edges
Sin bordes afilados



TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

AC-BLUE LSQ

LAMELLA TOOTHING, FINE WITH CROSS CUT AND PVD COATING (WEAR PROTECTION COATING)

Characteristic: very high durability, easy cleaning and longer service life, reduced heat development

Dentado lamelar, fino con corte transversal y recubrimiento PVD (protección contra el desgaste)

Características: durabilidad muy alta, limpieza fácil y vida útil más larga, menor generación de calor



Quick removal of thick gryptic nails and calluses, treatment of orthosis silicones and hyperkeratosis, **high removal rate**

Eliminación rápida de uñas gruesas y callosidades, tratamiento de siliconas ortopédicas e hiperqueratosis, **muy alto rendimiento de remoción**



Quick removal of gel and nail art, **high removal rate**, optimal dust removal

y decoraciones de uñas, **muy alto rendimiento de remoción**, eliminación óptima del polvo



ac-blue

Quick removal and shortening
Eliminación y acorto rápido



530 104 110 **LSQ** 060N

Ø mm / L

6,0 / 13,0



530 104 194 **LSQ** 040N

4,0 / 13,0



530 104 263 **LSQ** 040N

4,0 / 8,0



530 104 274 **LSQ** 060N

6,0 / 14,0

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

LSQ

LAMELLA TOOTHING, FINE WITH CROSS CUT

Dentado lamelar, fino con corte transversal



Quick removal of thick gryptic nails and callus, treatment of orthesis silicones and hyperkeratosis, **high removal rate**

Eliminación rápida de uñas gruesas y callosidades, tratamiento de ortesis de silicona e hiperqueratosis, **muy alto rendimiento de remoción**



Quick removal of gel and nail art, **high removal rate**, optimal dust removal

Eliminación rápida de gel y decoraciones de uñas, **muy alto rendimiento de remoción**, eliminación óptima del polvo



500 104 194 **LSQ** 040N
Ø mm / L
4,0 / 13,0



500 104 263 **LSQ** 040N
Ø mm / L
4,0 / 8,0



500 104 274 **LSQ** 040N
Ø mm / L
4,0 / 8,0



500 104 274 **LSQ** 060N
Ø mm / L
6,0 / 14,0



500 104 277 **LSQ** 023N
Ø mm / L
2,3 / 4,0



500 104 278 **LSQ** 040N
Ø mm / L
4,0 / 12,0



500 104 289 **LSQ** 023N
Ø mm / L
2,3 / 8,0



LGQ

LAMELLA TOOTHING, COARSE WITH CROSS CUT

Dentado lamelar, grueso con corte transversal



Quick removal of thick gryptic nails and callus, treatment of orthesis silicones and hyperkeratosis, **very high removal rate**

Eliminación rápida de uñas gruesas y callosidades, tratamiento de ortesis de silicona e hiperqueratosis, muy alto rendimiento de remoción



Quick removal of acrylic, gel and nail art, **very high removal rate**

Eliminación rápida de acrílico, gel y decoraciones de uñas, muy alto rendimiento de remoción



500 104 110 **LGQ** 060N
Ø mm / L
6,0 / 13,0



500 104 194 **LGQ** 023N
Ø mm / L
2,3 / 14,0



500 104 194 **LGQ** 040N
Ø mm / L
4,0 / 14,0



500 104 237 **LGQ** 060N
Ø mm / L
6,0 / 11,0



500 104 263 **LGQ** 070N
Ø mm / L
7,0 / 14,0



500 104 274 **LGQ** 060N
Ø mm / L
6,0 / 14,0



TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

223



SUPER COARSE CROSS CUT

Dentado cruzado super grueso

Strong removal of wooden nails, **super coarse removal rate**Fuerte eliminación de clavos de madera, **rendimiento de remoción super grueso**500 104 194 **223** 070N

Ø mm / L

7,0 / 14,0

500 104 195 **223** 060N

6,0 / 14,0

500 104 274 **223** 060N

6,0 / 14,0



220



COARSE CROSS CUT

Dentado cruzado grueso

Coarse shaping of nails

Modelado grueso de las uñas

ac-blue

530 104 194 **220** 040N

Ø mm / L

4,0 / 13,5

530 104 263 **220** 060N

6,0 / 11,5

530 104 274 **220** 060N

6,0 / 14,0

220

AC-BLUE

Characteristic: extremely high durability, easy cleaning and longer service life, reduced heat development**Características:** durabilidad muy alta, limpieza fácil y vida útil más larga, menor generación de calor500 104 137 **220** 060N

Ø mm / L

6,0 / 11,0

500 104 194 **220** 031N

3,1 / 13,5

500 104 194 **220** 040N

4,0 / 13,5

500 104 194 **220** 050N

5,0 / 14,0

500 104 263 **220** 060N

6,0 / 11,5

500 104 274 **220** 060N

6,0 / 14,0

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

190


MEDIUM CROSS CUT

Dentado cruzado fino



Removal of callus, shaping of fungal infected nails
Eliminación de callosidades, modelado de uñas
infectadas por hongos

ac-blue



530 104 194 190 023N

530 104 194 190 040N

Ø mm / L

2,3 / 14,0

4,0 / 13,5

ac-blue



530 104 263 190 060N

530 104 274 190 060N

530 104 278 190 040N

Ø mm / L

6,0 / 11,5

6,0 / 14,0

4,0 / 11,5

Shortening, removal of deformed nails
Acortamiento, eliminación de uñas deformadas



500 104 110 190 023N

500 104 110 190 040N

Ø mm / L

2,3 / 5,5

4,0 / 6,5



Removal of gel, reworking
Remoción del gel, retoques

190

AC-BLUE

Characteristic: extremely high durability, easy cleaning and
longer service life, reduced heat development

Características: durabilidad muy alta, limpieza fácil
y vida útil más larga, menor generación de calor



GEL



TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

						
500 104 137 190 060N	500 104 144 190 023N	500 104 194 190 023N	500 104 194 190 031N	500 104 194 190 040N	500 104 194 190 050N	
Ø mm / L	6,0 / 11,0	2,3 / 15,0	2,3 / 14,0	3,1 / 13,5	4,0 / 13,5	5,0 / 13,5

						
500 104 194 190 070N	500 104 195 190 060N	500 104 198 190 016N	500 104 198 190 023N	500 104 201 190 023N	500 104 201 190 040N	
Ø mm / L	7,0 / 14,0	6,0 / 14,0	1,6 / 8,0	2,3 / 8,0	2,3 / 17,5	4,0 / 13,5

					
500 104 201 190 060N	500 104 237 190 060N	500 104 257 190 060N	500 104 263 190 040N	500 104 263 190 060N	500 104 274 190 060N
Ø mm / L 6,0 / 14,1	6,0 / 11,0	6,0 / 12,0	4,0 / 8,0	6,0 / 11,5	6,0 / 14,0

						
500 104 277 190 014N	500 104 277 190 023N	500 104 277 190 060N	500 104 278 190 040N	500 104 289 190 023N	500 104 292 190 023N	
Ø mm / L	1,4 / 3,2	2,3 / 4,4	6,0 / 10,5	4,0 / 11,5	2,3 / 8,0	2,3 / 14,0

TOP
SELLER

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

140

FINE CROSS CUT

Dentado cruzado fino



Delicate treatment of the nail surface, nail edge and cuticle, nail pre-polishing

Tratamiento delicado de la superficie de la uña, el borde de la uña y la cutícula, pulido previo de la uña

140

AC-BLUE

Characteristic: extremely high durability, easy cleaning and longer service life, reduced heat development

Características: durabilidad muy alta, limpieza fácil y vida útil más larga, menor generación de calor

ac-blue



530 104 194 140 023N

Ø mm / L

2,3 / 14,0



530 104 194 140 040N

4,0 / 13,5



530 104 274 140 060N

6,0 / 14,0



530 104 278 140 040N

4,0 / 11,5



500 104 137 140 060N

Ø mm / L

6,0 / 12,0



500 104 144 140 023N

2,3 / 15,0



500 104 194 140 023N

2,3 / 14,0



500 104 194 140 040N

4,0 / 13,5



500 104 194 140 050N

5,0 / 13,5



500 104 195 140 060N

6,0 / 14,0



500 104 198 140 016N

Ø mm / L

1,6 / 8,0



500 104 198 140 023N

2,3 / 8,0



500 104 201 140 023N

2,3 / 17,5



500 104 257 140 060N

6,0 / 12,0



500 104 263 140 040N

4,0 / 8,0



500 104 263 140 060N

6,0 / 11,5

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

140

FINE CROSS CUT

Dentado cruzado fino



500 104 274 **140** 060N

Ø mm / L
6,0 / 14,0



500 104 277 **140** 014N

1,4 / 3,2



500 104 277 **140** 018N

1,8 / 3,2



500 104 277 **140** 040N

4,0 / 8,0



500 104 278 **140** 040N

4,0 / 11,5



500 104 289 **140** 023N

2,3 / 8,0



500 104 292 **140** 023N

2,3 / 14,0

CUTTERS FOR LEFT-HANDED USERS, CROSS CUT

Fresas para usuarios zurdos, corte cruzado



Removal of callus, treatment of cuticle and nail fold

Eliminación de callosidades,
tratamiento de cutículas y pliegues ungueales



Removal of gel, reworking

Remoción del gel, retoques



500 104 196 **192** 010N

Ø mm / L
1,0 / 4,0

Extra fine · Extra fino



500 104 198 **142** 023N

2,3 / 8,0

Fine · Fino



500 104 198 **192** 023N

2,3 / 8,0

Medium · Medio

**ESPECIALLY FOR
LEFT-HANDED USERS**



500 104 277 **142** 014N

Ø mm / L
1,4 / 3,2

Extra fine · Extra fino



500 104 289 **142** 023N

2,3 / 8,0

Fine · Fino



500 104 194 **192** 040N

4,0 / 13,5

Medium · Medio



500 104 274 **192** 060N

6,0 / 14,0

Medium · Medio



500 104 194 **224** 070N

7,0 / 14,0

Super coarse · Super grueso

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo

110

EXTRA FINE DIAMOND CROSS CUT

Dentado cruzado diamantado extra fino



Delicate treatment of the nail surface, nail edge, cuticle and nail underside, final smoothing. Very durable and as fine as a diamond grinder.

Tratamiento delicado de las uñas, de la borde de las uñas, cutículas y , lisado final. Muy durable y tan fino como una fresa diamantada.



	500 104 144 110 023N	500 104 194 110 023N	500 104 194 110 040N
Ø mm / L	2,3 / 15,0	2,3 / 14,0	4,0 / 13,5



	500 104 198 110 023N	500 104 277 110 014N	500 104 289 110 023N	500 104 292 110 023N
Ø mm / L	2,3 / 8,0	1,4 / 3,2	2,3 / 8,0	2,3 / 14,0



GAGE

Calibrador



Control of the concentricity

Control de la concentricidad



	030 F010N
Ø mm / L	(B x H x T) 11,2 x 31 x 12 mm



STANDARD TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Fresas de carburo estándar

176

COARSE WITH TWIST AND CROSS CUT

Dentado especial, grueso con corte transversal



Removal of callus and thick nails, especially for beginners

Remoción de callos y uñas engrasadas, ideal para principiantes



500 104 194 **176** 040N

Ø mm / L

4,0 / 13,5



500 104 257 **176** 060N

6,0 / 12,0



500 104 274 **176** 060N

6,0 / 14,0



500 104 277 **176** 040N

4,0 / 8,0



134

FINE WITH TWIST AND CROSS CUT

Dentado especial, fino con corte transversal



Careful removal and smoothing of gel, especially for beginners

Remoción cuidadosa y alisado del gel, ideal para principiantes



500 104 141 **134** 023N

Ø mm / L

2,3 / 8,0



500 104 194 **134** 023N

2,3 / 14,0



500 104 194 **134** 040N

4,0 / 12,5



500 104 194 **134** 070N

7,0 / 14,0



500 104 197 **134** 014N

Ø mm / L

1,4 / 4,0



500 104 198 **134** 023N

2,3 / 8,0



500 104 274 **134** 060N

6,0 / 14,0



500 104 289 **134** 023N

2,3 / 8,0



STANDARD BALL CUTTERS

Fresas de punta esférica estándar

BALL CUTTERS

Fresas de punta esférica




Treatment of corns and nail mycosis

Tratamiento de ojos de gallo y micosis en las uñas



Drilling through gel and acrylic, creating grooves

Perforación de gel y acrílico, creación de hoyos



DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados



COLOR RING-RECOGNITION

Detección del anillo



Application: podiatry / footcare
Aplicación: podología



Application: Nail studio
Aplicación: salón de manicura

DIAMOND GRIT SIZES

Tamaño de los granos de diamante

For the super coarse treatment of thickened nails and callus
Para el cuidado super grueso de uñas engrasadas y callos

544



Super coarse: 180–300 μm
Super grueso: 180–300 μm

514



Fine: 40–54 μm
Fino: 40–54 μm

For the coarse treatment of nails and removal of callus
Para el tratamiento grueso de las uñas y la eliminación de callosidades

534



Coarse: 154 μm
Grueso: 154 μm

504



Extra fine: 25 μm
Extra fino: 25 μm

Callus and nail smoothening
Alisado de callos y uñas

524





Medium: 76–126 μm
Medio: 76–126 μm

SHANK TYPE

Tipo de mango

HP · ISO 104 · $\varnothing$ 2,35 mm



The total length of the instruments may vary according to length of working part and neck length
La longitud total de los instrumentos puede variar en relación con la longitud de la parte operativa y del cuello

DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados

544

SUPER COARSE GRIT SIZE

Grano super grueso



Removal of hard callus, abrasion of thickened nails

Remoción de callos duros, abrasión de uñas engrasadas

Shortening of nails and deformed nail plates –
treatment of infected or thickened nails

Recorte de uñas y placas ungueales deformadas –
tratamiento de uñas enfermas o engrosadas



Fully diamond-coated
Completamente
diamantado



Rounded edges,
working part fully
diamond-coated

Bordes redondeados,
completamente
diamantado



806 104 030 **544** 080N

806 104 040 **544** 080N

806 104 157 **544** 050N

806 104 243 **544** 030N

806 104 243 **544** 045N

806 104 263 **544** 047N

Ø mm / L

8,0 / 5,5

8,0 / 1,8

5,0 / 7,0

3,0 / 8,0

4,5 / 9,0

4,7 / 10,0

Hohldiamant
hollow diamond



806 104 263 **544** 060N

806 104 263 **544** 080N

806 104 268 **544** 110N

806 104 274 **544** 080N

806 104 893 **544** 047N

806 104 893 **544** 060N

Ø mm / L

6,0 / 11,0

8,0 / 15,0

11,0 / 20,0

8,0 / 16,0

4,7 / 12,0

6,0 / 20,0

HURRICANE

Huracán

- Removal of callus in the wet and dry technique
- Holes ensure heat protection
- Disinfectable, sterilizable, stainless

- Remoción de callos con la técnica seca y húmeda
- Los huecos garantizan la protección contra el calor
- Desinfectable, esterilizable, inoxidable

544

SUPER COARSE

Super grueso



Removal of thick calluses as well as removal of thick callosities

Remoción de callos y callosidades gruesos

806 104 H200 **544** 080N

Ø mm / L

8,0 / 13,0

806 104 H200 **544** 095N

9,5 / 15,0

806 104 H200 **544** 110N

11,0 / 17,0

TOP
SELLER

534

COARSE

Grueso



Removal of beginning calluses

Eliminación de callos incipientes

806 104 H200 **534** 080N

Ø mm / L

8,0 / 13,0

806 104 H200 **534** 095N

9,5 / 15,0

806 104 H200 **534** 110N

11,0 / 17,0



DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados

534

COARSE GRIT SIZE

Grano grueso



Removal of callus, coarse nail treatment

Eliminación de callosidades,
tratamiento grueso de las uñas



Quick removal, coarse nail treatment

Eliminación rápida, tratamiento grueso de las uñas

Non-rounded edges,
working part fully
diamond-coated

Bordes no redondeados,
completamente diamantado

Smooth polished front,
minimizing risk of injury

Frente pulido y liso,
lo que minimiza el
riesgo de lesiones



806 104 110 **534** 055N

5,5 / 7,0



806 104 111 **534** 035N

3,5 / 8,0



806 104 113 **534** 060N

6,0 / 13,0



806 104 113S **534** 060N

6,0 / 13,0



Ø mm / L

Rounded edges, working
part fully diamond-coated

Bordes redondeados,
completamente diamantado

Smoothly polished
front end

Frente pulido y
liso front end

Only the front end is
diamond-coated

Sólo la parte frontal
está diamantada

Cone shape protects the nail wall
Forma cónica protege el borde de la uña



806 104 157 **534** 050N

5,0 / 7,0



806 104 157S **534** 050N

5,0 / 7,0



806 104 157O **534** 050N

5,0 / 7,0



806 104 173 **534** 040N

4,0 / 10,0



806 104 173 **534** 050N

5,0 / 10,0



806 104 197 **534** 016N

1,6 / 6,0

Ø mm / L

DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados



						
806 104 243 534 030N	806 104 243 534 045N	806 104 243 534 070N	806 104 250 534 018N	806 104 258 534 021N	806 104 258 534 027N	
Ø mm / L	3,0 / 8,0	4,5 / 9,0	7,0 / 13,5	1,8 / 10,0	2,1 / 7,8	2,7 / 7,8

					
806 104 260 534 060N	806 104 263 534 047N	806 104 263 534 060N	806 104 263 534 080N	806 104 274 534 080N	806 104 893 534 047N
Ø mm / L 6,0 / 13,5	4,7 / 10,0	6,0 / 11,0	8,0 / 15,0	8,0 / 16,0	4,7 / 12,0

TOP
SELLER

DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados

524 MEDIUM GRIT SIZE

Grano medio



Callus and nail smoothing
Alisado de callos y uñas



Treatment of cuticle and nail fold. Smoothing and reworking.
Tratamiento de la cutícula y las uñas. Alisado y retoque

					
806 104 001 524 009N	806 104 001 524 010N	806 104 001 524 012N	806 104 001 524 014N	806 104 001 524 016N	806 104 001 524 018N
Ø mm / L	0,9 / 0,9	1,2 / 1,2	1,4 / 1,4	1,6 / 1,6	1,8 / 1,8

					
806 104 001 524 021N	806 104 001 524 025N	806 104 001 524 029N	806 104 001 524 033N	806 104 001 524 040N	806 104 014 524 025N
Ø mm / L	2,1 / 2,1	2,5 / 2,5	3,3 / 3,3	4,0 / 4,0	2,5 / 1,2

				Non-rounded edges, working part fully diamond-coated Bordes no redondeados, completamente diamantado  TOP SELLER									
806 104 068 524 055N		806 104 107 524 012N		806 104 108 524 035N		806 104 110 524 055N		806 104 111 524 018N		806 104 111 524 035N			
Ø mm / L		5,5 / 2,2		1,2 / 4,0		3,5 / 4,0		5,5 / 7,0		1,8 / 8,0		3,5 / 8,0	

DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados

524

MEDIUM GRIT SIZE

Grano medio



Callus and nail smoothing
Alisado de callos y uñas



Treatment of cuticle and nail fold. Smoothing and reworking
Tratamiento de la cutícula y las uñas. Alisado y retoque

Rounded edges,
working part fully
diamond-coated

Bordes redondeados,
completamente
diamantado

With safety bevel
Con bisel de seguridad

				completamente diamantado		With safety bevel Con bisel de seguridad	
	806 104 113 524 060N	806 104 141 524 014N	806 104 141 524 018N	806 104 141 524 025N	806 104 157 524 050N	806 104 157F 524 050N	806 104 166 524 014N
Ø mm / L	6,0 / 13,0	1,4 / 8,0	1,8 / 8,0	2,5 / 8,0	5,0 / 7,0	5,0 / 7,0	1,4 / 10,0

Cone shape protects the nail wall
Forma cónica protege el borde de la uña

						
806 104 166 524 018N	806 104 173 524 016N	806 104 173 524 025N	806 104 173 524 031N	806 104 173 524 040N	806 104 173 524 050N	806 104 198 524 040N
Ø mm / L	1,8 / 10,0	2,5 / 10,0	3,1 / 10,0	4,0 / 10,0	5,0 / 10,0	4,0 / 9,0

For gentle removal of callus in the fold area
Para la eliminación suave de callosidades en el pliegue de la uña

			
806 104 199 524 014N	806 104 199 524 018N	806 104 199 524 025N	806 104 199 524 031N
Ø mm / L	1,4 / 10,0	2,5 / 10,0	3,1 / 10,0



544 Super coarse · Super grueso

534 Coarse · Grueso

524 Medium · Medio

514 Fine · Fino

504 Extra fine · Extra fino

DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados

524**MEDIUM GRIT SIZE**

Grano medio



Callus and nail smoothing

Alisado de callos y uñas



Treatment of cuticle and nail fold. Smoothing and reworking

Tratamiento de la cutícula y las uñas. Alisado y retoque

806 104 243 **524** 030N

Ø mm / L

3,0 / 8,0

806 104 243 **524** 045N

4,5 / 9,0

806 104 250 **524** 012N

1,2 / 10,0

806 104 250 **524** 016N

1,6 / 10,0

806 104 250 **524** 018N

1,8 / 10,0

806 104 250 **524** 025N

2,5 / 10,0

806 104 257 **524** 023N

Ø mm / L

2,3 / 4,5

806 104 258 **524** 021N

2,1 / 7,8

806 104 258 **524** 027N

2,7 / 7,8

806 104 260 **524** 060N

6,0 / 13,5

806 104 263 **524** 047N

4,7 / 10,0

806 104 263 **524** 060N

6,0 / 11,0

806 104 274 **524** 016N

1,6 / 3,5

806 104 274 **524** 080N

Ø mm / L

8,0 / 16,0

806 104 277 **524** 014N

1,4 / 4,5

806 104 292 **524** 019N

1,9 / 15,5

806 104 540 **524** 010N

1,0 / 4,0

806 104 893 **524** 047N

4,7 / 12,0

806 104 893 **524** 060N

6,0 / 20,0

DIAMOND INSTRUMENTS

Instrumentos diamantados

514**FINE GRIT SIZE**

Grano fino



Nail smoothing, delicate treatment of cuticle and nails

Alisado de uñas, tratamiento delicado de la cutícula y las uñas

Non-rounded edges,
working part fully
diamond-coatedRounded edges,
working part fully
diamond-coatedBordes no redondeados,
completamente
diamantadoBordes redondeados,
completamente
diamantado806 104 110 **514** 055N806 104 157 **514** 050N806 104 166 **514** 014N806 104 166 **514** 018N806 104 199 **514** 025N806 104 199 **514** 031N

Ø mm / L

5,5 / 7,0

5,0 / 7,0

1,4 / 10,0

1,8 / 10,0

2,5 / 10,0

3,1 / 10,0

806 104 250 **514** 012N806 104 257 **514** 023N806 104 258 **514** 021N806 104 258 **514** 027N806 104 274 **514** 016N806 104 540 **514** 010N806 104 893 **514** 047N

Ø mm / L

1,2 / 10,0

2,3 / 4,5

2,1 / 7,8

2,7 / 7,8

1,6 / 3,5

1,0 / 4,0

4,7 / 12,0

504**EXTRA FINE GRIT SIZE**

Grano extra fino



Delicate treatment of cuticle and nails, final smoothing

Tratamiento delicado de la cutícula y las uñas, alisado final

806 104 250 **504** 012N806 104 257 **504** 023N806 104 893 **504** 047N

Ø mm / L

1,2 / 10,0

2,3 / 4,5

4,7 / 12,0

ABRASIVES

Ceramic bond

Abrasivos, Aglutinante cerámico



Nail smoothing – for grinding work on nail and cuticle
Alisado de uñas – para la abrasión de la piel y las uñas

Extra fine · Extra fino



635 104 107 523 050N



635 104 197 523 025N



635 104 199 523 035N

Fine · Fino



615 104 173 514 035N



655 104 260 512 050N

Medium · Medio



655 104 042 522 130N



655 104 171 522 025N



655 104 173 522 035N



655 104 288 522 025N



Hard · Duro



625 104 001 524 030N



625 104 107 524 050N



625 104 107 524 065N



625 104 109 524 060N



625 104 173 524 035N

TOP
SELLER





SILICONE POLISHERS

Smoothing, polishing and matting

Pulidores de silicona
Alisado, pulido y mateado

PRE-POLISHING, COARSE, GREEN

Pulido previo, grueso, verde

													
658 104 115 534 060N		658 104 187 534 075N		658 104 200 534 160N		658 104 243 534 055N		658 104 243 534 110N		658 104 273 534 060N		658 104 273 534 100N	
Ø mm / L		6,0 / 20,0		16,0 / 19,0		5,5 / 16,0		11,0 / 20,0		6,0 / 17,0		10,0 / 25,0	

POLISHING OF NAIL PROTHESES AND NAILS, MEDIUM, GREY

Pulido de prótesis de uñas y uñas, medio, gris

													
658 104 115 524 060N		658 104 187 524 075N		658 104 200 524 160N		658 104 243 524 055N		658 104 243 524 110N		658 104 273 524 060N		658 104 273 524 100N	
Ø mm / L		6,0 / 20,0		16,0 / 19,0		5,5 / 16,0		11,0 / 20,0		6,0 / 17,0		10,0 / 25,0	

TOP
SELLER

GLOSS POLISHING OF NAIL PROTHESES AND NAILS, FINE, YELLOW

Pulido brillante de prótesis de uñas y uñas, fino, amarillo

							
	658 104 115 514 060N	658 104 187 514 075N	658 104 200 514 160N	658 104 243 514 055N	658 104 243 514 110N	658 104 273 514 060N	658 104 273 514 100N
Ø mm / L	6,0 / 20,0	7,5 / 20,0	16,0 / 19,0	5,5 / 16,0	11,0 / 20,0	6,0 / 17,0	10,0 / 25,0



BRUSHES

Cepillos

Nylon brush with synthetic filament

Characteristic: cleaning is possible by chemical or thermal disinfection

Cepillo de nylon con fibra sintética

Característica: se puede limpiar mediante desinfección química o térmica



010 104 372 300 190N

Ø mm

19,0



012 104 372 411 190N

Goat hair

Pelo de cabra

19,0

FINAL HIGH-GLOSS POLISHING

Pulido final de alto brillo

Suede

Gamuza



016 104 372 442 220N

Ø mm

22,0



014 104 372 410 190N

Wool

Lana

19,0



INSTRUMENT STANDS

Freseros

INSTRUMENT STANDS MADE OF ALUMINUM

Fresero de aluminio

For the safe storage of rotating instruments at the workplace, during cleaning, disinfection and sterilization. Safe fixation of the instruments by retainer clips.

Para el almacenamiento seguro de los instrumentos en el lugar de trabajo durante su limpieza, desinfección y esterilización. Fijación segura de los instrumentos gracias a la tapa abatible.

Container for 18 handpiece instruments up to a total length of 60 mm

Fresero para 18 instrumentos con una longitud total de hasta 60 mm

Recommendations for use:

- Use only standard detergents for rotating instruments – for aluminum
- Autoclave up to 134 degrees Celsius
- Chemiclave or hot air sterilizer
- Unusable: ultrasound or thermal disinfectant



030 A200N

(B x H x T) 58 x 68 x 40 mm

Recomendaciones de uso:

- Utilizar solamente detergentes estándar para instrumentos rotatorios – para aluminio
- Autoclave hasta 134 grados Celsius
- Chemiclave o esterilizador de aire caliente
- No apto para: ultrasonidos o desinfectador térmico

INSTRUMENT STAND MADE OF STAINLESS STEEL

Fresero de acero inoxidable

For the safe storage of rotating instruments at the workplace, during cleaning, disinfection and sterilization. Safe fixation of the instruments by retainer clips.

Para el almacenamiento seguro de los instrumentos en el lugar de trabajo durante su limpieza, desinfección y esterilización. Fijación segura de los instrumentos gracias a la tapa abatible.

Container for 6 handpiece instruments up to a total length of 60 mm

Fresero para 6 instrumentos con una longitud total de hasta 60 mm

Recommendations for use:

- Use only standard detergents for rotating instruments
- Cleaning in ultrasonic bath is possible
- Sterilizable up to 134 degrees Celsius
- Do not use the hot air sterilizer or chemiclave because of polymer parts
- Put the instrument stand into the cleaning device so that the instruments are reached by the spray



030 H60N

(B x H x T) 72 x 60 x 20 mm

Recomendaciones de uso:

- Utilizar solamente detergentes estándar para instrumentos rotatorios
- Se puede limpiar en baño ultrasónico
- Se puede esterilizar hasta 134 grados Celsius
- No utilice el esterilizador de aire caliente ni el autoclave químico debido a las piezas de polímero.
- Coloque el fresero en el dispositivo de limpieza de manera que los instrumentos queden expuestos al chorro

030 Silicone green



Manufacturer of premium instruments for podiatry, medical foot care, and nail salons. Made in Germany.
Fabricante de instrumentos de primera calidad para podología, pedicura médica y salones de manicura.
Hecho en Alemania.

HIGH-PERFORMANCE FOOT AND NAIL CARE INSTRUMENTS

to the highest technological level.

Nail technicians and podiatrists value our practically and needs-oriented products all over the world. We listen and ask questions - at the same level as our customers. It is in this context that the highly focused, dedicated perfectionists at acurata manufacture absolutely reliable precision instruments which enable accurate work in the salon and practice.

INSTRUMENTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CUIDADO DE LOS PIES Y LAS UÑAS

al más alto nivel tecnológico.

Los técnicos de uñas y podólogos de todo el mundo valoran nuestros productos prácticos y orientados a las necesidades. Escuchamos y hacemos preguntas, al mismo nivel que nuestros clientes. En este contexto, los perfeccionistas altamente especializados y dedicados de acurata fabrican instrumentos de precisión absolutamente fiables que permiten un trabajo preciso en el salón y la consulta.

📍 acurata GmbH & Co. KGaA · Schulstraße 25 · 94169 Thurmansbang 📞 Telefon +49 8504 9117-0 📠 Fax +49 8504 9117-90

acurata