

D₁₄

Orthodontics / Ortodoncja



FREE

Slide self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Free slide Self Ligating are passive Self Ligating brackets system. The easy sliding door make the ligating much easier. To change one set of archwires can take less than one minute and passive mechanical design can provide the lowest friction. Free slide SL brackets make the orthodontic treatment easy and effective.



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .022"
5 x 5	on 3 / na 3	DO.0019.01




FREE

Clip self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

It's made of hard 17-4 stainless steel metal, MIM advanced technology. Newest aesthetic design metal brackets, with Interactive Self-Ligating Clip, Contoured appearance for maximum comfort!



Nickel Free
Bezniklowe



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .022"
5 x 5	on 3 / na 3	DO.0018.01



DISGUISE

Lingual bracket system / Zamki lingwalne

Lingual brackets are our second generation invisible lingual orthodontic treatment. Ling-2 system is made with CNC technology and hard stainless steel metal. Ling-2 brackets are most effective Lingual brackets system in the market and need professional skill to operate.




Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Edgewise
		Slot .018" Slot .022"
7 x 7	X	DO.1808.00 DO.1818.00




Nickel Free
Bezniklowe



MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth	MBT
		Slot .022"	Slot .022"
7 x 7	on 3 / na 3	DO.0319.01	DO.0369.01

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0308.00	DO.0318.00
5 x 5	3	DO.0308.01	DO.0318.01
5 x 5	3,4,5	DO.0308.03	DO.0318.03

Roth System / System Rotha


		Each / Sztuka					
Maxillary / Szczęka	Torque / Torque	Angle / Angulacja	Width (mm) / Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"	
UR 1	+12°	+5°	3.0	0.6	DO.0300.10	DO.0310.10	
UL 1					DO.0301.10	DO.0310.20	
UR 2	+8°	+9°	2.6	1.1	DO.0300.20	DO.0311.10	
UL 2					DO.0301.20	DO.0311.20	
UR 3	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.30	DO.0310.30	
UL 3					DO.0301.30	DO.0311.30	
UR 3 (hook / haczyk)	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.31	DO.0310.31	
UL 3 (hook / haczyk)					DO.0301.31	DO.0311.31	
UR 4/5	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.40	DO.0310.40	
UL 4/5					DO.0301.40	DO.0311.40	
UR 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.41	DO.0310.41	
UL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0301.41	DO.0311.41	

Falcon's version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

		Each / Sztuka					
Mandibular / Żuchwa	Torque / Torque	Angle / Angulacja	Width (mm) / Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"	
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0303.10	DO.0313.10	
LR 3					DO.0303.30	DO.0313.30	
LL 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0304.30	DO.0314.30	
LR 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.31	DO.0313.31	
LL 3 (hook / haczyk)					DO.0304.31	DO.0314.31	
LR 4	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.40	DO.0313.40	
LL 4					DO.0304.40	DO.0314.40	
LR 4 (hook / haczyk)	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.41	DO.0313.41	
LL 4 (hook / haczyk)					DO.0304.41	DO.0314.41	
LR 5	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.50	DO.0313.50	
LL 5					DO.0304.50	DO.0314.50	
LR 5 (hook / haczyk)	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.51	DO.0313.51	
LL 5 (hook / haczyk)					DO.0304.51	DO.0314.51	

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania




Edgewise System / System Edgewise

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1	0°	0°	3.0	0.65	DO.0330.10	DO.0340.10
Universal 2	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.20	DO.0340.20
Universal 3	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.30	DO.0340.30
UR 3 (hook / haczyk) UL 3 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.31 DO.0331.31	DO.0340.31 DO.0341.31
Universal 4/5	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.40	DO.0340.40
UR 4/5 (hook / haczyk) UL 4/5 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.41 DO.0331.41	DO.0340.41 DO.0341.41

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Mclaughlin, Benett and Trevisi System

Each / Sztuka

	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● UR 1 ● Maxillary ● Szczeka	+17°	+4°	3.4	0.6	DO.0350.10 DO.0351.10	DO.0360.10 DO.0361.10
● UL 2	+17°	+4°	2.8	1.0	DO.0351.20	DO.0361.20
● UR 3 ● UL 3	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.30 DO.0351.30	DO.0360.30 DO.0361.30
● UR 3 (hook / haczyk) ● UL 3 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.31 DO.0351.31	DO.0360.31 DO.0361.31
● UR 4/5 ● UL 4/5	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.40 DO.0351.40	DO.0360.40 DO.0361.40
● UR 4/5 (hook / haczyk) ● UL 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.41 DO.0351.41	DO.0360.41 DO.0361.41

Falcon's version of Mclaughlin, Benett and Trevisi System is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of the doctors.



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Edgewise Slot .018" Slot .022"	
5 x 5	x	DO.0338.00	DO.0348.00
5 x 5	3	DO.0338.01	DO.0348.01
5 x 5	3,4,5	DO.0338.03	DO.0348.03

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0333.10	DO.0343.10
Universal 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.30	DO.0343.30
LR 3 (hook / haczyk) LL 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.31 DO.0334.31	DO.0343.31 DO.0344.31
Universal 4/5	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.40	DO.0343.40
LR 4/5 (hook / haczyk) LL 4/5 (hook / haczyk)	17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.41 DO.0334.41	DO.0343.41 DO.0344.41



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	MBT Slot .018" Slot .022"	
5 x 5	x	DO.0358.00	DO.0368.00
5 x 5	3	DO.0358.01	DO.0368.01
5 x 5	3,4,5	DO.0358.03	DO.0368.03


Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● Universal 1/2	-6°	0°	2.4	1.0	DO.0353.10	DO.0363.10
● LR 3 ● LL 3	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.30 DO.0354.30	DO.0363.30 DO.0364.30
● LR 3 (hook / haczyk) ● LL 3 (hook / haczyk)	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.31 DO.0354.31	DO.0363.31 DO.0364.31
● LR 4 ● LL 4	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.40 DO.0354.40	DO.0363.40 DO.0364.40
● LR 4 (hook / haczyk) ● LL 4 (hook / haczyk)	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.41 DO.0354.41	DO.0363.41 DO.0364.41
● LR 5 ● LL 5	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.50 DO.0354.50	DO.0363.50 DO.0364.50
● LR 5 (hook / haczyk) ● LL 5 (hook / haczyk)	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.51 DO.0354.51	DO.0363.51 DO.0364.51

MARK I

Nickel free one piece MIM bracket system
Zamki bezniklowe z jednego kawałka metalu
Wykonane metodą wtryskową MIM



Nickel Free
Bezniklowe



Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	D0.0108.01	D0.0118.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0108.03	D0.0118.03




MARK II

Nickel free two piece bracket system, laser welded
Zamki bezniklowe z dwóch kawałków metalu
Zgrzewane laserowo



Nickel Free
Bezniklowe



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	D0.0208.01	D0.0218.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0208.03	D0.0218.03





One piece MIM, twin design bracket system
Zamki Twin MIM z jednego kawałka metalu



Metal injection molded (MIM)

One piece, metal injection molded from high grade stainless steel alloy.

Highly resistant to corrosion

Mesh bonding pad

Provides maximum retention

Ultra low profile

For added patient comfort

Torque-in-base

Metal Injection Molded (MIM)

Zamki z jednego kawałka najwyższego

jakościowo metalu wykonane metodą wtryskową

MIM. Niezwykle odporne na korozję.

Podstawa pokryta siateczką

Zapewniona maksymalna retencja

Bardzo niski profil

Dla polepszenia komfortu pacjenta

Tork w podstawie

each / sztuka



Roth System / System Rotha

Turbo II brackets are also available in following perscriptions on special orders / Zamki Turbo II są dostępne w następujących systemach na specjalne zamówienie

Roth 'V' Slot, Ricketts/Hilgers, standard Edgewise and MBT

Maxillary / Szczeka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 11	Centrals Siekacze centralne	+12°	+5°	3.5	D0.0500.10	D0.0510.10
	 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 21	+12°	+5°	3.5	D0.0501.10	D0.0511.10
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 12	Laterals Siekacze boczne	+8°	+9°	3.0	D0.0500.20	D0.0510.20
	 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 22	+8°	+9°	3.0	D0.0501.20	D0.0511.20
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 13	Cuspid with hooks Kły z haczykiem	+0°	+11°	3.5	D0.0500.31	D0.0510.31
	 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	+0°	+11°	3.5	D0.0501.31	D0.0511.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 13	Cuspid Kły	+0°	+11°	3.5	D0.0500.30	D0.0510.30
	 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	+0°	+11°	3.5	D0.0501.30	D0.0511.30
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 14, 15	Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem	-7°	0°	3.0	D0.0500.41	D0.0510.41
	 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 24, 25	-7°	0°	3.0	D0.0501.41	D0.0511.41
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 14, 15	Bicuspid Przedtrzonowce	-7°	0°	3.0	D0.0500.40	D0.0510.40
	 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 24, 25	-7°	0°	3.0	D0.0501.40	D0.0511.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal Uniwersalna FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2	Anteriors Siekacze	0°	0°	2.5	D0.0503.10	D0.0513.10
	Cuspid with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.0	D0.0503.31	D0.0513.31
 Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 33	Cuspid Kły	-11°	+5°	3.0	D0.0504.31	D0.0514.31
	 Right / Black Prawa / Czarny FDI 43	-11°	+5°	3.0	D0.0503.30	D0.0513.30
 Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 33	1st Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1	-17°	0°	3.0	D0.0503.41	D0.0513.41
	 Right / Black Prawa / Czarny FDI 44	-17°	0°	3.0	D0.0504.41	D0.0514.41
 Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 34	1st Bicuspid Przedtrzonowce 1	-17°	0°	3.0	D0.0503.40	D0.0513.40
	 Right / Black Prawa / Czarny FDI 44	-17°	0°	3.0	D0.0504.40	D0.0514.40
 Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 35	2nd Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2	-22°	0°	3.0	D0.0503.51	D0.0513.51
	 Right / Black Prawa / Czarny FDI 45	-22°	0°	3.0	D0.0504.51	D0.0514.51
 Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 35	2nd Bicuspid Przedtrzonowce 2	-22°	0°	3.0	D0.0503.50	D0.0513.50
	 Right / Black Prawa / Czarny FDI 45	-22°	0°	3.0	D0.0504.50	D0.0514.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	D0.0508.00	D0.0518.00
5 x 5	3	D0.0508.01	D0.0518.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0508.03	D0.0518.03



Brackets organizer
Organizer na zamki



DO.1992.00
for 20 sets of brackets
mieści 20 zestawów


Ceramika

CERAMIC BRACKET SYSTEM


Ceramic bracket system Zamki ceramiczne

- Made of 99.9% pure Polycrystalline Alumina
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets

- Najwyższej jakości materiał 99,9% glinki polikrystalicznej
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



Identification System



Roth System / System Rotha

each / sztuka

Maxillary / Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 11	+12°	+5°	3.9	DO.1200.10	DO.1210.10
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy FDI 21	+12°	+5°	3.9	DO.1201.10	DO.1211.10
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 12	+8°	+9°	3.4	DO.1200.20	DO.1210.20
 Left / Green Lewa / Zielony FDI 22	+8°	+9°	3.4	DO.1201.20	DO.1211.20
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.31	DO.1210.31
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.31	DO.1211.31
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.30	DO.1210.30
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.30	DO.1211.30
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.41	DO.1210.41
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.40	DO.1210.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

each / sztuka

Mandibular / Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .022"
 Universal Uniwersalna FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2	0°	0°	2.8	DO.1203.10 DO.1213.10
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.31 DO.1213.31
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.31 DO.1214.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.30 DO.1213.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.30 DO.1214.30
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4 4	-17°	0°	3.4	DO.1203.41 DO.1213.41
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4 4	-17°	0°	3.4	DO.1203.40 DO.1213.40
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35, 45 5 5	-22°	0°	3.4	DO.1203.51 DO.1213.51
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35, 45 5 5	-22°	0°	3.4	DO.1203.50 DO.1213.50


Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .018" Slot .022"
5 x 5	x	DO.1208.00 DO.1218.00
5 x 5	3	DO.1208.01 DO.1218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1208.03 DO.1218.03



CERAMIKA-I

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1008.01	DO.1018.01	DO.1009.01	DO.1019.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1008.03	DO.1018.03	DO.1009.03	DO.1019.03



CERAMIKA-II

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1108.01	DO.1118.01	DO.1109.01	DO.1119.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1108.03	DO.1118.03	DO.1109.03	DO.1119.03



CERAMIKA-III

Ceramic bracket system with nickel free metal slot
Zamki ceramiczne z metalowym slotem bez niklu




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1308.01	DO.1318.01



AQUA

Transparent aesthetic bracket system
Zamki kosmetyczne transparentne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1408.01	DO.1418.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1408.03	DO.1418.03





Komposito

COMPOSITE BRACKET SYSTEM



Composite bracket system / Zamki kompozytowe

- Made of medical grade Polyurethane
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets

- Niezwykłą wytrzymałość zawdzięcza poliuiretanowi
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



each / sztuka



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 11	1	+12°	+5°	3.9	D0.0900.10	D0.0910.10
	Centrals Sieklące centralne					
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy FDI 21	1	+12°	+5°	3.9	D0.0901.10	D0.0911.10
	Centrals Sieklące centralne					
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 12	2	+8°	+9°	3.4	D0.0900.20	D0.0910.20
	Laterals Sieklące boczne					
 Left / Green Lewa / Zielony FDI 22	2	+8°	+9°	3.4	D0.0901.20	D0.0911.20
	Laterals Sieklące boczne					
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	3	+0°	+11°	3.4	D0.0900.31	D0.0910.31
	Cuspids with hooks Kły z haczykiem					
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	3	+0°	+11°	3.4	D0.0901.31	D0.0911.31
	Cuspids with hooks Kły z haczykiem					
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	3	+0°	+11°	3.4	D0.0900.30	D0.0910.30
	Cuspids Kły					
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	3	+0°	+11°	3.4	D0.0901.30	D0.0911.30
	Cuspids Kły					
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25	5, 4 4, 5	-7°	0°	3.3	D0.0900.41	D0.0910.41
	1st Bicuspids Przedtrzonowce z haczykiem 1					
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25	5, 4 4, 5	-7°	0°	3.3	D0.0900.40	D0.0910.40
	2nd Bicuspids Przedtrzonowce 2					

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal / Universalna FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2	Anteriors Sieklące	0°	0°	2.8	D0.0903.10	D0.0913.10
	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.4	D0.0903.31	D0.0913.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.4	D0.0904.31	D0.0914.31
	Cuspids Kły	-11°	+5°	3.4	D0.0903.30	D0.0913.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 43 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.4	D0.0904.30	D0.0914.30
	Cuspids Kły	-11°	+5°	3.4	D0.0903.30	D0.0913.30
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4 4	1st Bicuspids Przedtrzonowce z haczykiem 1	-17°	0°	3.4	D0.0903.41	D0.0913.41
	1st Bicuspids Przedtrzonowce 1	-17°	0°	3.4	D0.0903.40	D0.0913.40
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35, 45 5 5	2nd Bicuspids Przedtrzonowce z haczykiem 2	-22°	0°	3.4	D0.0903.51	D0.0913.51
	2nd Bicuspids Przedtrzonowce 2	-22°	0°	3.4	D0.0903.50	D0.0913.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	D0.0908.00	D0.0918.00
5 x 5	3	D0.0908.01	D0.0918.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0908.03	D0.0918.03



RAV

COMPOSITE BRACKET SYSTEM

each / sztuka



Composite bracket system Zamki kompozytowe

- Made of high quality composite
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets
- Also available in Standard Edgewise system, please ask for details

- Zamki wykonane z wysokiej jakości kompozytu
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe
- Dostępne również w wersji Standard Edgewise



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Black Prawa / Czarny FDI 11	1	+12°	+5°	3.6	DO.0800.10	DO.0810.10
	FDI 11					
 Left / Black Lewa / Czarny FDI 21	1					
	FDI 21					
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 12	2	+8°	+9°	3.2	DO.0800.20	DO.0810.20
	FDI 12					
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 22	2					
	FDI 22					
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 13	3	0°	+11°	3.5	DO.0800.31	DO.0810.31
	FDI 13					
 Left / Green Lewa / Zielony FDI 23	3					
	FDI 23					
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 14, 15	5, 4	-7°	0°	3.2	DO.0800.41	DO.0810.41
	FDI 14, 15					
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy FDI 24, 25	4, 5					
	FDI 24, 25					

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.



Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal / Yellow Uniwersalna / Żółty FDI 31, 32, 41, 42	2, 1	0°	0°	3.0	DO.0803.10	DO.0813.10
	FDI 31, 32, 41, 42					
 Right / Purple Prawa / Fiolet FDI 43	3	-11°	+5°	3.5	DO.0803.31	DO.0813.31
	FDI 43					
 Left / Purple Lewa / Fiolet FDI 33	3				DO.0804.31	DO.0814.31
	FDI 33					
 Right / Brown Prawa / Brązowy FDI 44	4	-17°	0°	3.2	DO.0803.41	DO.0813.41
	FDI 44					
 Left / Brown Lewa / Brązowy FDI 34	4				DO.0804.41	DO.0814.41
	FDI 34					
 Right / Navy blue Prawa / Granatowy FDI 45	5	-22°	0°	3.2	DO.0803.51	DO.0813.51
	FDI 45					
 Left / Navy blue Lewa / Granatowy FDI 35	5				DO.0804.51	DO.0814.51
	FDI 35					



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3, 4, 5	DO.0808.03	DO.0818.03

Stackable brackets organizer Kaseta do zamków



DO.1995.00
with 4 disposable bonding trays with mixing wells
z 4 jednorazowe podstawki do zamków z miejscem do mieszania



Sure-Fit

Upper 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
x	x	x	x	30
x	x	x	x	30.5
31	31	3	8	31
31.5	31.5	4	x	31.5
32	32	5	9	32
32.5	32.5	6	10	32.5
33	33	7	11	33
33.5	33.5	8	12	33.5
34	34	9	13	34
34.5	34.5	10	14	34.5
35	35	11	16	35
35.5	35.5	12	17	35.5
36	36	13	18	36
36.5	36.5	14	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
44	44	29	x	x
44.5	44.5	30	x	x

Sure-Fit

Lower 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
30	30	x	x	30
30.5	30.5	2	x	30.5
31	31	x	8	31
31.5	31.5	x	x	31.5
32	32	x	9	32
32.5	32.5	x	10	32.5
33	33	x	11	33
33.5	33.5	x	12	33.5
34	34	x	13	34
34.5	34.5	x	14	34.5
35	35	x	16	35
35.5	35.5	7	17	35.5
36	36	8	18	36
36.5	36.5	9	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
x	x	29	x	x
x	x	30	x	x

Sure-Fit

1st Molar bands plain / Pierścienie gładkie na pierwsze trzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia
Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi
No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta



Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia
For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring
Doskonale zahartowanie materiału, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwale laserowe oznakowanie
For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację



Band Size / Rozmiar	Upper Left / Góra lewa	Upper Right / Góra prawa	Lower Left / Dół lewy	Lower Right / Dół prawy
30	x	x	DO.2020.04	DO.2030.04
30.5	x	x	DO.2020.05	DO.2030.05
31	DO.2000.06	DO.2010.06	DO.2020.06	DO.2030.06
31.5	DO.2000.07	DO.2010.07	DO.2020.07	DO.2030.07
32	DO.2000.08	DO.2010.08	DO.2020.08	DO.2030.08
32.5	DO.2000.09	DO.2010.09	DO.2020.09	DO.2030.09
33	DO.2000.10	DO.2010.10	DO.2020.10	DO.2030.10
33.5	DO.2000.11	DO.2010.11	DO.2020.11	DO.2030.11
34	DO.2000.12	DO.2010.12	DO.2020.12	DO.2030.12
34.5	DO.2000.13	DO.2010.13	DO.2020.13	DO.2030.13
35	DO.2000.14	DO.2010.14	DO.2020.14	DO.2030.14
35.5	DO.2000.15	DO.2010.15	DO.2020.15	DO.2030.15
36	DO.2000.16	DO.2010.16	DO.2020.16	DO.2030.16
36.5	DO.2000.17	DO.2010.17	DO.2020.17	DO.2030.17
37	DO.2000.18	DO.2010.18	DO.2020.18	DO.2030.18
37.5	DO.2000.19	DO.2010.19	DO.2020.19	DO.2030.19
38	DO.2000.20	DO.2010.20	DO.2020.20	DO.2030.20
38.5	DO.2000.21	DO.2010.21	DO.2020.21	DO.2030.21
39	DO.2000.22	DO.2010.22	DO.2020.22	DO.2030.22
39.5	DO.2000.23	DO.2010.23	DO.2020.23	DO.2030.23
40	DO.2000.24	DO.2010.24	DO.2020.24	DO.2030.24
40.5	DO.2000.25	DO.2010.25	DO.2020.25	DO.2030.25
41	DO.2000.26	DO.2010.26	DO.2020.26	DO.2030.26
41.5	DO.2000.27	DO.2010.27	DO.2020.27	DO.2030.27
42	DO.2000.28	DO.2010.28	DO.2020.28	DO.2030.28
42.5	DO.2000.29	DO.2010.29	DO.2020.29	DO.2030.29
43	DO.2000.30	DO.2010.30	DO.2020.30	DO.2030.30
43.5	DO.2000.31	DO.2010.31	DO.2020.31	DO.2030.31
44	DO.2000.32	DO.2010.32	x	x
44.5	DO.2000.33	DO.2010.33	x	x

1st Molar bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 400 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce

Zestawy również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 400 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free
Gratis

Stackable bands organizer Organizer do pierścieni



DO.2000.00
Set of 4 cassettes
Zestaw zawiera 4 kasety

Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami i wejściem na łuk podniebienny


Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / sztuka



Option 1.1 / Wersja 1.1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza
rurka .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Option 2.1 / Wersja 2.1



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Option 3.1 / Wersja 3.1



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od
strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2061.06	RU31	DO.2071.06
LU31.5	DO.2061.07	RU31.5	DO.2071.07
LU32	DO.2061.08	RU32	DO.2071.08
LU32.5	DO.2061.09	RU32.5	DO.2071.09
LU33	DO.2061.10	RU33	DO.2071.10
LU33.5	DO.2061.11	RU33.5	DO.2071.11
LU34	DO.2061.12	RU34	DO.2071.12
LU34.5	DO.2061.13	RU34.5	DO.2071.13
LU35	DO.2061.14	RU35	DO.2071.14
LU35.5	DO.2061.15	RU35.5	DO.2071.15
LU36	DO.2061.16	RU36	DO.2071.16
LU36.5	DO.2061.17	RU36.5	DO.2071.17
LU37	DO.2061.18	RU37	DO.2071.18
LU37.5	DO.2061.19	RU37.5	DO.2071.19
LU38	DO.2061.20	RU38	DO.2071.20
LU38.5	DO.2061.21	RU38.5	DO.2071.21
LU39	DO.2061.22	RU39	DO.2071.22
LU39.5	DO.2061.23	RU39.5	DO.2071.23
LU40	DO.2061.24	RU40	DO.2071.24
LU40.5	DO.2061.25	RU40.5	DO.2071.25
LU41	DO.2061.26	RU41	DO.2071.26
LU41.5	DO.2061.27	RU41.5	DO.2071.27
LU42	DO.2061.28	RU42	DO.2071.28
LU42.5	DO.2061.29	RU42.5	DO.2071.29
LU43	DO.2061.30	RU43	DO.2071.30
LU43.5	DO.2061.31	RU43.5	DO.2071.31
LU44	DO.2061.32	RU44	DO.2071.32
LU44.5	DO.2061.33	RU44.5	DO.2071.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2062.06	RU31	DO.2072.06
LU31.5	DO.2062.07	RU31.5	DO.2072.07
LU32	DO.2062.08	RU32	DO.2072.08
LU32.5	DO.2062.09	RU32.5	DO.2072.09
LU33	DO.2062.10	RU33	DO.2072.10
LU33.5	DO.2062.11	RU33.5	DO.2072.11
LU34	DO.2062.12	RU34	DO.2072.12
LU34.5	DO.2062.13	RU34.5	DO.2072.13
LU35	DO.2062.14	RU35	DO.2072.14
LU35.5	DO.2062.15	RU35.5	DO.2072.15
LU36	DO.2062.16	RU36	DO.2072.16
LU36.5	DO.2062.17	RU36.5	DO.2072.17
LU37	DO.2062.18	RU37	DO.2072.18
LU37.5	DO.2062.19	RU37.5	DO.2072.19
LU38	DO.2062.20	RU38	DO.2072.20
LU38.5	DO.2062.21	RU38.5	DO.2072.21
LU39	DO.2062.22	RU39	DO.2072.22
LU39.5	DO.2062.23	RU39.5	DO.2072.23
LU40	DO.2062.24	RU40	DO.2072.24
LU40.5	DO.2062.25	RU40.5	DO.2072.25
LU41	DO.2062.26	RU41	DO.2072.26
LU41.5	DO.2062.27	RU41.5	DO.2072.27
LU42	DO.2062.28	RU42	DO.2072.28
LU42.5	DO.2062.29	RU42.5	DO.2072.29
LU43	DO.2062.30	RU43	DO.2072.30
LU43.5	DO.2062.31	RU43.5	DO.2072.31
LU44	DO.2062.32	RU44	DO.2072.32
LU44.5	DO.2062.33	RU44.5	DO.2072.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2063.06	RU31	DO.2073.06
LU31.5	DO.2063.07	RU31.5	DO.2073.07
LU32	DO.2063.08	RU32	DO.2073.08
LU32.5	DO.2063.09	RU32.5	DO.2073.09
LU33	DO.2063.10	RU33	DO.2073.10
LU33.5	DO.2063.11	RU33.5	DO.2073.11
LU34	DO.2063.12	RU34	DO.2073.12
LU34.5	DO.2063.13	RU34.5	DO.2073.13
LU35	DO.2063.14	RU35	DO.2073.14
LU35.5	DO.2063.15	RU35.5	DO.2073.15
LU36	DO.2063.16	RU36	DO.2073.16
LU36.5	DO.2063.17	RU36.5	DO.2073.17
LU37	DO.2063.18	RU37	DO.2073.18
LU37.5	DO.2063.19	RU37.5	DO.2073.19
LU38	DO.2063.20	RU38	DO.2073.20
LU38.5	DO.2063.21	RU38.5	DO.2073.21
LU39	DO.2063.22	RU39	DO.2073.22
LU39.5	DO.2063.23	RU39.5	DO.2073.23
LU40	DO.2063.24	RU40	DO.2073.24
LU40.5	DO.2063.25	RU40.5	DO.2073.25
LU41	DO.2063.26	RU41	DO.2073.26
LU41.5	DO.2063.27	RU41.5	DO.2073.27
LU42	DO.2063.28	RU42	DO.2073.28
LU42.5	DO.2063.29	RU42.5	DO.2073.29
LU43	DO.2063.30	RU43	DO.2073.30
LU43.5	DO.2063.31	RU43.5	DO.2073.31
LU44	DO.2063.32	RU44	DO.2073.32
LU44.5	DO.2063.33	RU44.5	DO.2073.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



**Free
Gratis**



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami


Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / szluka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza
rurka .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od
strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2001.06	RU31	DO.2011.06
LU31.5	DO.2001.07	RU31.5	DO.2011.07
LU32	DO.2001.08	RU32	DO.2011.08
LU32.5	DO.2001.09	RU32.5	DO.2011.09
LU33	DO.2001.10	RU33	DO.2011.10
LU33.5	DO.2001.11	RU33.5	DO.2011.11
LU34	DO.2001.12	RU34	DO.2011.12
LU34.5	DO.2001.13	RU34.5	DO.2011.13
LU35	DO.2001.14	RU35	DO.2011.14
LU35.5	DO.2001.15	RU35.5	DO.2011.15
LU36	DO.2001.16	RU36	DO.2011.16
LU36.5	DO.2001.17	RU36.5	DO.2011.17
LU37	DO.2001.18	RU37	DO.2011.18
LU37.5	DO.2001.19	RU37.5	DO.2011.19
LU38	DO.2001.20	RU38	DO.2011.20
LU38.5	DO.2001.21	RU38.5	DO.2011.21
LU39	DO.2001.22	RU39	DO.2011.22
LU39.5	DO.2001.23	RU39.5	DO.2011.23
LU40	DO.2001.24	RU40	DO.2011.24
LU40.5	DO.2001.25	RU40.5	DO.2011.25
LU41	DO.2001.26	RU41	DO.2011.26
LU41.5	DO.2001.27	RU41.5	DO.2011.27
LU42	DO.2001.28	RU42	DO.2011.28
LU42.5	DO.2001.29	RU42.5	DO.2011.29
LU43	DO.2001.30	RU43	DO.2011.30
LU43.5	DO.2001.31	RU43.5	DO.2011.31
LU44	DO.2001.32	RU44	DO.2011.32
LU44.5	DO.2001.33	RU44.5	DO.2011.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2002.06	RU31	DO.2012.06
LU31.5	DO.2002.07	RU31.5	DO.2012.07
LU32	DO.2002.08	RU32	DO.2012.08
LU32.5	DO.2002.09	RU32.5	DO.2012.09
LU33	DO.2002.10	RU33	DO.2012.10
LU33.5	DO.2002.11	RU33.5	DO.2012.11
LU34	DO.2002.12	RU34	DO.2012.12
LU34.5	DO.2002.13	RU34.5	DO.2012.13
LU35	DO.2002.14	RU35	DO.2012.14
LU35.5	DO.2002.15	RU35.5	DO.2012.15
LU36	DO.2002.16	RU36	DO.2012.16
LU36.5	DO.2002.17	RU36.5	DO.2012.17
LU37	DO.2002.18	RU37	DO.2012.18
LU37.5	DO.2002.19	RU37.5	DO.2012.19
LU38	DO.2002.20	RU38	DO.2012.20
LU38.5	DO.2002.21	RU38.5	DO.2012.21
LU39	DO.2002.22	RU39	DO.2012.22
LU39.5	DO.2002.23	RU39.5	DO.2012.23
LU40	DO.2002.24	RU40	DO.2012.24
LU40.5	DO.2002.25	RU40.5	DO.2012.25
LU41	DO.2002.26	RU41	DO.2012.26
LU41.5	DO.2002.27	RU41.5	DO.2012.27
LU42	DO.2002.28	RU42	DO.2012.28
LU42.5	DO.2002.29	RU42.5	DO.2012.29
LU43	DO.2002.30	RU43	DO.2012.30
LU43.5	DO.2002.31	RU43.5	DO.2012.31
LU44	DO.2002.32	RU44	DO.2012.32
LU44.5	DO.2002.33	RU44.5	DO.2012.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2003.06	RU31	DO.2013.06
LU31.5	DO.2003.07	RU31.5	DO.2013.07
LU32	DO.2003.08	RU32	DO.2013.08
LU32.5	DO.2003.09	RU32.5	DO.2013.09
LU33	DO.2003.10	RU33	DO.2013.10
LU33.5	DO.2003.11	RU33.5	DO.2013.11
LU34	DO.2003.12	RU34	DO.2013.12
LU34.5	DO.2003.13	RU34.5	DO.2013.13
LU35	DO.2003.14	RU35	DO.2013.14
LU35.5	DO.2003.15	RU35.5	DO.2013.15
LU36	DO.2003.16	RU36	DO.2013.16
LU36.5	DO.2003.17	RU36.5	DO.2013.17
LU37	DO.2003.18	RU37	DO.2013.18
LU37.5	DO.2003.19	RU37.5	DO.2013.19
LU38	DO.2003.20	RU38	DO.2013.20
LU38.5	DO.2003.21	RU38.5	DO.2013.21
LU39	DO.2003.22	RU39	DO.2013.22
LU39.5	DO.2003.23	RU39.5	DO.2013.23
LU40	DO.2003.24	RU40	DO.2013.24
LU40.5	DO.2003.25	RU40.5	DO.2013.25
LU41	DO.2003.26	RU41	DO.2013.26
LU41.5	DO.2003.27	RU41.5	DO.2013.27
LU42	DO.2003.28	RU42	DO.2013.28
LU42.5	DO.2003.29	RU42.5	DO.2013.29
LU43	DO.2003.30	RU43	DO.2013.30
LU43.5	DO.2003.31	RU43.5	DO.2013.31
LU44	DO.2003.32	RU44	DO.2013.32
LU44.5	DO.2003.33	RU44.5	DO.2013.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving



Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need

Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Mandibular / Żuchwa

each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna rurka
pojedyncza .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible single
buccal tube .022"

Zamienna rurka
pojedyncza .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible double
buccal tube .022"

Zamienna rurka
podwójna .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 4 / Wersja 4



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzstosowego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 1 / Wersja 1

Option 2 / Wersja 2

Option 3 / Wersja 3

Option 4 / Wersja 4

Size / Rozmiar	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
LL30	DO.2021.04	DO.2031.04	DO.2022.04	DO.2032.04	DO.2023.04	DO.2033.04	DO.2024.04	DO.2034.04
LL30.5	DO.2021.05	DO.2031.05	DO.2022.05	DO.2032.05	DO.2023.05	DO.2033.05	DO.2024.05	DO.2034.05
LL31	DO.2021.06	DO.2031.06	DO.2022.06	DO.2032.06	DO.2023.06	DO.2033.06	DO.2024.06	DO.2034.06
LL31.5	DO.2021.07	DO.2031.07	DO.2022.07	DO.2032.07	DO.2023.07	DO.2033.07	DO.2024.07	DO.2034.07
LL32	DO.2021.08	DO.2031.08	DO.2022.08	DO.2032.08	DO.2023.08	DO.2033.08	DO.2024.08	DO.2034.08
LL32.5	DO.2021.09	DO.2031.09	DO.2022.09	DO.2032.09	DO.2023.09	DO.2033.09	DO.2024.09	DO.2034.09
LL33	DO.2021.10	DO.2031.10	DO.2022.10	DO.2032.10	DO.2023.10	DO.2033.10	DO.2024.10	DO.2034.10
LL33.5	DO.2021.11	DO.2031.11	DO.2022.11	DO.2032.11	DO.2023.11	DO.2033.11	DO.2024.11	DO.2034.11
LL34	DO.2021.12	DO.2031.12	DO.2022.12	DO.2032.12	DO.2023.12	DO.2033.12	DO.2024.12	DO.2034.12
LL34.5	DO.2021.13	DO.2031.13	DO.2022.13	DO.2032.13	DO.2023.13	DO.2033.13	DO.2024.13	DO.2034.13
LL35	DO.2021.14	DO.2031.14	DO.2022.14	DO.2032.14	DO.2023.14	DO.2033.14	DO.2024.14	DO.2034.14
LL35.5	DO.2021.15	DO.2031.15	DO.2022.15	DO.2032.15	DO.2023.15	DO.2033.15	DO.2024.15	DO.2034.15
LL36	DO.2021.16	DO.2031.16	DO.2022.16	DO.2032.16	DO.2023.16	DO.2033.16	DO.2024.16	DO.2034.16
LL36.5	DO.2021.17	DO.2031.17	DO.2022.17	DO.2032.17	DO.2023.17	DO.2033.17	DO.2024.17	DO.2034.17
LL37	DO.2021.18	DO.2031.18	DO.2022.18	DO.2032.18	DO.2023.18	DO.2033.18	DO.2024.18	DO.2034.18
LL37.5	DO.2021.19	DO.2031.19	DO.2022.19	DO.2032.19	DO.2023.19	DO.2033.19	DO.2024.19	DO.2034.19
LL38	DO.2021.20	DO.2031.20	DO.2022.20	DO.2032.20	DO.2023.20	DO.2033.20	DO.2024.20	DO.2034.20
LL38.5	DO.2021.21	DO.2031.21	DO.2022.21	DO.2032.21	DO.2023.21	DO.2033.21	DO.2024.21	DO.2034.21
LL39	DO.2021.22	DO.2031.22	DO.2022.22	DO.2032.22	DO.2023.22	DO.2033.22	DO.2024.22	DO.2034.22
LL39.5	DO.2021.23	DO.2031.23	DO.2022.23	DO.2032.23	DO.2023.23	DO.2033.23	DO.2024.23	DO.2034.23
LL40	DO.2021.24	DO.2031.24	DO.2022.24	DO.2032.24	DO.2023.24	DO.2033.24	DO.2024.24	DO.2034.24
LL40.5	DO.2021.25	DO.2031.25	DO.2022.25	DO.2032.25	DO.2023.25	DO.2033.25	DO.2024.25	DO.2034.25
LL41	DO.2021.26	DO.2031.26	DO.2022.26	DO.2032.26	DO.2023.26	DO.2033.26	DO.2024.26	DO.2034.26
LL41.5	DO.2021.27	DO.2031.27	DO.2022.27	DO.2032.27	DO.2023.27	DO.2033.27	DO.2024.27	DO.2034.27
LL42	DO.2021.28	DO.2031.28	DO.2022.28	DO.2032.28	DO.2023.28	DO.2033.28	DO.2024.28	DO.2034.28
LL42.5	DO.2021.29	DO.2031.29	DO.2022.29	DO.2032.29	DO.2023.29	DO.2033.29	DO.2024.29	DO.2034.29
LL43	DO.2021.30	DO.2031.30	DO.2022.30	DO.2032.30	DO.2023.30	DO.2033.30	DO.2024.30	DO.2034.30
LL43.5	DO.2021.31	DO.2031.31	DO.2022.31	DO.2032.31	DO.2023.31	DO.2033.31	DO.2024.31	DO.2034.31

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order

Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie

Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



**Free
Gratis**

Weldable buccal tubes Rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single non-convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2230.20	DO.2230.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2240.20	DO.2240.21



Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2200.20	DO.2200.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2220.20	DO.2220.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	.045"	DO.2205.20	DO.2205.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	.045"	DO.2225.20	DO.2225.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	.045"	DO.2210.20	DO.2210.21



Deluxe weldable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2300.10	DO.2300.11
-14°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2300.20	DO.2300.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2320.10	DO.2320.11
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2320.20	DO.2320.21



Buccal tube Double convertible 1st molar
Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2303.10	DO.2303.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2303.20	DO.2303.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2323.10	DO.2323.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2323.20	DO.2323.21





Deluxe weldable buccal tubes
Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2305.10	DO.2305.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2305.20	DO.2305.21



Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony dziąsła

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2307.10	DO.2307.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2307.20	DO.2307.21

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2325.10	DO.2325.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2325.20	DO.2325.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2310.10	DO.2310.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2310.20	DO.2310.21

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2330.10	DO.2330.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.12	DO.2330.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.14	DO.2330.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2330.20	DO.2330.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.22	DO.2330.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.24	DO.2330.25



Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2340.10	DO.2340.11
-0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.12	DO.2340.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.14	DO.2340.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2340.20	DO.2340.21
-0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.22	DO.2340.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.24	DO.2340.25



Buccal Double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2333.10	DO.2333.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.12	DO.2333.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.14	DO.2333.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2333.20	DO.2333.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.22	DO.2333.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.24	DO.2333.25



Bondable buccal tubes Rurki policzkowe do przyklejania

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2280.20	DO.2280.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2282.20	DO.2282.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2290.20	DO.2290.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2292.20	DO.2292.21

Buccal tube single non-convertible 2nd molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na drugi trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2281.20	DO.2281.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2283.20	DO.2283.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2291.20	DO.2291.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2293.20	DO.2293.21

Buccal tube single convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2250.20	DO.2250.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2251.20	DO.2251.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2270.20	DO.2270.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2271.20	DO.2271.21

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2255.20	DO.2255.21
-14°	10°	0.18"	MBT	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	045°	DO.2256.20	DO.2256.21

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2260.20	DO.2260.21

Buccal tube double rectangle non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2284.20	DO.2284.21

Buccal tube double convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2273.20	DO.2273.21





Bondable buccal tubes Rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA



Buccal tube double convertible, lip bumper tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do peloty wargowej na pierwszy trzonowiec

					Mandibular / Żuchwa	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-20°	0°	0.22"	Roth	.045"	DO.2275.20	DO.2275.21
-20°	0°	0.22"	MBT	.045"	DO.2276.20	DO.2276.21

Deluxe bondable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA



Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

					Maxillary / Szczęka	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2350.10	DO.2350.11
-14°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2350.20	DO.2350.21

					Mandibular / Żuchwa	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2370.10	DO.2370.11
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2370.20	DO.2370.21

.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)



Large Indented Pad

.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube Double convertible 1st molar
Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

					Maxillary / Szczęka	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2353.10	DO.2353.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2353.20	DO.2353.21

					Mandibular / Żuchwa	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2373.10	DO.2373.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2373.20	DO.2373.21



Large Indented Pad

.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

					Maxillary / Szczęka	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2355.10	DO.2355.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2355.20	DO.2355.21

Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony dziąsła

					Maxillary / Szczęka	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2357.10	DO.2357.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2357.20	DO.2357.21

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

					Mandibular / Żuchwa	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2375.10	DO.2375.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2375.20	DO.2375.21



Large Indented Pad

.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

					Maxillary / Szczęka	
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2360.10	DO.2360.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2360.20	DO.2360.21



Deluxe bondable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.10	DO.2380.11
0°	0°	0.22"	Roth	x	x	DO.2380.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.11	DO.2380.10
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2380.21	x



4.35 x 3.04mm

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.12	DO.2380.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.22	DO.2380.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.12	DO.2390.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.22	DO.2390.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25



4.35 x 3.04mm

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2383.10	DO.2383.11
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2383.14	DO.2383.15
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2383.20	DO.2383.21
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2383.24	DO.2383.25



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Mini buccal tubes bondable Rurki mini do przyklejania



Specially designed for partially erupted 2nd molars

Zaprojektowane dla częściowo wyrzniętych drugich trzonowców

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Rx	Slot/Slot	Slot/Slot
			0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11
-10°	0°	Roth	UR	DO.2381.12
-10°	0°	Roth	UL	DO.2381.13
			Slot/Slot	Slot/Slot
			0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11
-25°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10
0°	0°	Roth	LR	DO.2381.13
-25°	0°	Roth	LL	DO.2391.12



Sure-Fit

1st and 2nd premolar / bicuspid bands plain / Pierścienie gładkie na przedtrzonowce

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia
Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi
No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta




Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia
For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring
Doskonale zahartowany materiał, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwałe laserowe oznakowanie
For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację


each / sztuka



No.	Size Rozmiar	Upper left, right Góra lewa, prawa
1	22.7	DO.2103.01
2	23.1	DO.2103.02
3	23.4	DO.2103.03
4	23.7	DO.2103.04
5	24.3	DO.2103.05
6	24.7	DO.2103.06
7	24.9	DO.2103.07
8	25.4	DO.2103.08
9	25.7	DO.2103.09
10	26.2	DO.2103.10
11	26.5	DO.2103.11
12	26.9	DO.2103.12
13	27.2	DO.2103.13
14	27.6	DO.2103.14
15	27.9	DO.2103.15
16	28.2	DO.2103.16
17	28.8	DO.2103.17
18	29.4	DO.2103.18
19	29.7	DO.2103.19
20	30.0	DO.2103.20
21	30.4	DO.2103.21
22	30.8	DO.2103.22
23	31.1	DO.2103.23
24	31.5	DO.2103.24
25	31.8	DO.2103.25
26	32.1	DO.2103.26
27	32.4	DO.2103.27
28	32.8	DO.2103.28

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich

each / sztuka



No.	Size Rozmiar	Lower left, right Dół lewy, prawy
3	21.2	DO.2123.03
4	21.4	DO.2123.04
5	21.8	DO.2123.05
6	22.4	DO.2123.06
7	23.0	DO.2123.07
8	23.3	DO.2123.08
9	23.7	DO.2123.09
10	24.2	DO.2123.10
11	24.6	DO.2123.11
12	25.4	DO.2123.12
13	25.8	DO.2123.13
14	26.1	DO.2123.14
15	26.4	DO.2123.15
16	26.8	DO.2123.16
17	27.3	DO.2123.17
18	27.8	DO.2123.18
19	28.2	DO.2123.19
20	28.7	DO.2123.20
21	29.1	DO.2123.21
22	29.5	DO.2123.22
23	30.1	DO.2123.23
24	30.5	DO.2123.24
25	30.8	DO.2123.25
26	31.2	DO.2123.26

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich

Sure-Fit

1st and 2nd premolar / bicuspid bands with weldable brackets / Pierścienie z zamkiem na przedtrzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia
Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi
No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta



Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia
For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie


Ideally hardened stainless steel, for easy contouring
Doskonale zahartowany materiał, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwale laserowe oznakowanie
For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację

With weldable bracket
without hook .Roth 022"
z zamkiem bez haczyk Roth .022"




each / sztuka



With weldable bracket
without hook .Roth 022"
z zamkiem bez haczyk Roth .022"



each / sztuka



No.	Size Rozmiar	Upper left Góra lewa	Upper right Góra prawa
1	22.7	DO.2104.01	DO.2105.01
2	23.1	DO.2104.02	DO.2105.02
3	23.4	DO.2104.03	DO.2105.03
4	23.7	DO.2104.04	DO.2105.04
5	24.3	DO.2103.05	DO.2105.05
6	24.7	DO.2104.06	DO.2105.06
7	24.9	DO.2104.07	DO.2105.07
8	25.4	DO.2104.08	DO.2105.08
9	25.7	DO.2104.09	DO.2105.09
10	26.2	DO.2104.10	DO.2105.10
11	26.5	DO.2104.11	DO.2105.11
12	26.9	DO.2104.12	DO.2105.12
13	27.2	DO.2104.13	DO.2105.13
14	27.6	DO.2104.14	DO.2105.14
15	27.9	DO.2104.15	DO.2105.15
16	28.2	DO.2104.16	DO.2105.16
17	28.8	DO.2104.17	DO.2105.17
18	29.4	DO.2104.18	DO.2105.18
19	29.7	DO.2104.19	DO.2105.19
20	30.0	DO.2104.20	DO.2105.20
21	30.4	DO.2104.21	DO.2105.21
22	30.8	DO.2104.22	DO.2105.22
23	31.1	DO.2104.23	DO.2105.23
24	31.5	DO.2104.24	DO.2105.24
25	31.8	DO.2104.25	DO.2105.25
26	32.1	DO.2104.26	DO.2105.26
27	32.4	DO.2104.27	DO.2105.27
28	32.8	DO.2104.28	DO.2105.28

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich

No.	Size Rozmiar	Lower left Dół lewy	Lower right Dół prawy
3	21.2	DO.2124.03	DO.2125.03
4	21.4	DO.2124.04	DO.2125.04
5	21.8	DO.2124.05	DO.2125.05
6	22.4	DO.2124.06	DO.2125.06
7	23.0	DO.2124.07	DO.2125.07
8	23.3	DO.2124.08	DO.2125.08
9	23.7	DO.2124.09	DO.2125.09
10	24.2	DO.2120.10	DO.2125.10
11	24.6	DO.2124.11	DO.2125.11
12	25.4	DO.2124.12	DO.2125.12
13	25.8	DO.2124.13	DO.2125.13
14	26.1	DO.2124.14	DO.2125.14
15	26.4	DO.2124.15	DO.2125.15
16	26.8	DO.2124.16	DO.2125.16
17	27.3	DO.2124.17	DO.2125.17
18	27.8	DO.2124.18	DO.2125.18
19	28.2	DO.2124.19	DO.2125.19
20	28.7	DO.2124.20	DO.2125.20
21	29.1	DO.2124.21	DO.2125.21
22	29.5	DO.2124.22	DO.2125.22
23	30.1	DO.2124.23	DO.2125.23
24	30.5	DO.2124.24	DO.2125.24
25	30.8	DO.2124.25	DO.2125.25
26	31.2	DO.2124.26	DO.2125.26

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich



Brackets weldable for premolar bands
Zamki do zgrzewania z pierścieniami na przedtrzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Roth .022"	1st premolar Pierwsze przedtrzonowce	2nd premolar Drugie przedtrzonowce
Upper right / Góra prawa	DO.2410.01	DO.2410.03
Upper left / Góra lewa	DO.2410.02	DO.2410.04
Lower right / Dół prawy	DO.2411.01	DO.2413.03
Lower left / Dół 4 lewy	DO.2411.02	DO.2411.04

Lingual cleat weldable for premolar bands
Klił językowy do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DO.2441.20

Weldable accessories for molar bands / Akcesoria do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce

Lingual cleats / Kliły językowe



DO.2441.01

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2441.02

Lingual buttons / Guziczki językowe



DO.2424.01
Round / Okragłe



DO.2423.02
Oval / Owalne

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Lingual sheaths / Rurki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2430.01

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2432.01
Upper left / Lower right
Góra lewa / Dół prawy

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2432.02
Upper right / Lower left
Góra prawa / Dół lewy

Bondable accessories / Akcesoria do przyklejania

Lingual buttons / Guziczki językowe



DO.2420.01
Round / Okragłe



DO.2420.02
Round perforated base
Podstawa perforowana



DO.2420.03
Round / Okragłe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2421.02
Oval / Owalne



DO.2421.01
Oval / Owalne
Curved base



DO.2421.03
Oval / Owalne
Flat base



DO.2420.04
Round / Okragłe



Lingual buttons composite
Guziczki językowe kompozytowe

Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.



DO.2425.01

Lingual buttons ceramic
Guziczki językowe ceramiczne

Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.



DO.2425.02

Lingual cleats
Klity językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2442.01

Lingual pulling rings
Guziczki językowe do ekstruzji z oczkiem

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.03
Round / Okragłe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Eyelet
Zaczep oczkowy

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.01

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.02

Aesthetic eyelet
Zaczep oczkowy



DO.2450.05
Ceramic / Ceramiczne



DO.2450.04
Composite / kompozytowe

Bicuspid bondable tube with hook



Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-7°	0°	0.22"	Roth	DO.2460.02	DO.2460.01

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-20°	0°	0.22"	Roth	DO.2461.02	DO.2461.01

Eruption appliance
Akcesoria do wprowadzania zatrzymanych zębów do łuku

each / sztuka



DO.2455.01
Round eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, okrągła podstawa



DO.2455.02
Round eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, okrągła podstawa

each / sztuka



DO.2455.11
Rectangular eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, prostokątna podstawa



DO.2455.12
Rectangular eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, prostokątna podstawa




MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


Superelastic 1 (SE1) wire rounds out austenitic Nickel Titanium wire line. The moderate, consistent forces exhibited by SE1 wire provide a great avenue for early to mid-stage treatment. It provides slightly less force than our Black-Ti wire, and is fully austenitic at room temperature. Due to its high flexibility and resiliency, Superelastic 1 wire recovers beautifully from bends and deformation of angles up to 45°, and even up to 75° in some cases!

- Moderate, consistent force • Greater patient comfort than over a long activation period, with Stainless Steel wires.
- Excellent resiliency. • Highly flexible.
- Responsive to chilling. • Af of 45-60° F (7.2-15.6°C).
- Square and Rectangle wires offer ability to simultaneously level and add torque and rotation earlier in treatment. More efficient than treatment with Stainless Steel.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.




Made in USA



Euro-Form



Full-Form



Reverse Curve Archwire

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3100.12	DO.3101.12	DO.3110.12	DO.3111.12	DO.3300.12	DO.3301.12
.014"	DO.3100.14	DO.3101.14	DO.3110.14	DO.3111.14	DO.3300.14	DO.3301.14
.016"	DO.3100.16	DO.3101.16	DO.3110.16	DO.3111.16	DO.3300.16	DO.3301.16
.018"	DO.3100.18	DO.3101.18	DO.3110.18	DO.3111.18	DO.3300.18	DO.3301.18
.020"	DO.3100.20	DO.3101.20	DO.3110.20	DO.3111.20	DO.3300.20	DO.3301.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3102.16	DO.3103.16	DO.3112.16	DO.3113.16	DO.3302.16	DO.3303.16
.018" x .018"	DO.3102.18	DO.3103.18	DO.3112.18	DO.3113.18	DO.3302.18	DO.3303.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3104.62	DO.3107.62	DO.3114.62	DO.3117.62	DO.3304.62	DO.3307.62
.017" x .025"	DO.3104.75	DO.3107.75	DO.3114.75	DO.3117.75	DO.3304.75	DO.3307.75
.018" x .025"	DO.3104.85	DO.3107.85	DO.3114.85	DO.3117.85	DO.3304.85	DO.3307.85
.019" x .025"	DO.3104.95	DO.3107.95	DO.3114.95	DO.3117.95	DO.3304.95	DO.3307.95
.021" x .025"	DO.3105.15	DO.3108.15	DO.3115.15	DO.3118.15	DO.3305.15	DO.3308.15



Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300000-E	DL300037-E	DL300000	DL300037
.012"	DL300001-E	DL300007-E	DL300001	DL300007
.013"	DL300002-E	DL300008-E	DL300002	DL300008
.014"	DL300003-E	DL300009-E	DL300003	DL300009
.016"	DL300004-E	DL300010-E	DL300004	DL300010
.018"	DL300005-E	DL300011-E	DL300005	DL300011
.020"	DL300006-E	DL300012-E	DL300006	DL300012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.010"	DL300200
.012"	DL300201
.013"	DL300202
.014"	DL300203
.016"	DL300204
.018"	DL300205
.020"	DL300206

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300013-E	DL300025-E	DL300013	DL300025
.016" x .022"	DL300015-E	DL300027-E	DL300015	DL300027
.016" x .025"	DL300016-E	DL300028-E	DL300016	DL300028
.017" x .022"	DL300017-E	DL300029-E	DL300017	DL300029
.017" x .025"	DL300018-E	DL300030-E	DL300018	DL300030
.018" x .022"	DL300020-E	DL300032-E	DL300020	DL300032
.018" x .025"	DL300021-E	DL300033-E	DL300021	DL300033
.019" x .025"	DL300022-E	DL300034-E	DL300022	DL300034
.021" x .025"	DL300024-E	DL300036-E	DL300024	DL300036

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300014-E	DL300026-E	DL300014	DL300026
.018" x .018"	DL300019-E	DL300031-E	DL300019	DL300031
.020" x .020"	DL300023-E	DL300035-E	DL300023	DL300035


Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300213
.016" x .022"	DL300215
.016" x .025"	DL300216
.017" x .022"	DL300217
.017" x .025"	DL300218
.018" x .022"	DL300220
.018" x .025"	DL300221
.019" x .025"	DL300222
.021" x .025"	DL300224


Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300214
.018" x .018"	DL300219
.020" x .020"	DL300223


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300038-E	DL300039-E	DL300038	DL300039
.012"	DL300040-E	DL300046-E	DL300040	DL300046
.013"	DL300041-E	DL300047-E	DL300041	DL300047
.014"	DL300042-E	DL300048-E	DL300042	DL300048
.016"	DL300043-E	DL300049-E	DL300043	DL300049
.018"	DL300044-E	DL300050-E	DL300044	DL300050
.020"	DL300045-E	DL300051-E	DL300045	DL300051

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300052-E	DL300064-E	DL300052	DL300064
.016" x .022"	DL300054-E	DL300066-E	DL300054	DL300066
.016" x .025"	DL300055-E	DL300067-E	DL300055	DL300067
.017" x .022"	DL300056-E	DL300068-E	DL300056	DL300068
.017" x .025"	DL300057-E	DL300069-E	DL300057	DL300069
.018" x .022"	DL300059-E	DL300071-E	DL300059	DL300071
.018" x .025"	DL300060-E	DL300072-E	DL300060	DL300072
.019" x .025"	DL300061-E	DL300073-E	DL300061	DL300073
.021" x .025"	DL300063-E	DL300075-E	DL300063	DL300075

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300053-E	DL300065-E	DL300053	DL300065
.018" x .018"	DL300058-E	DL300070-E	DL300058	DL300070
.020" x .020"	DL300062-E	DL300074-E	DL300062	DL300074

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL300240
.013"	DL300241
.014"	DL300242
.016"	DL300243
.018"	DL300244
.020"	DL300245

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300252
.016" x .022"	DL300254
.016" x .025"	DL300255
.017" x .022"	DL300256
.017" x .025"	DL300257
.018" x .022"	DL300259
.018" x .025"	DL300260
.019" x .025"	DL300261
.021" x .025"	DL300263

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300253
.018" x .018"	DL300258
.020" x .020"	DL300262



Invisa-Flex™

Tooth-Tone nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe kosmetyczne



The same great features as our TruFlex Nickel Titanium archwires with a durable tooth colored overcoat which offers superior aesthetics, stain resistance, and low friction.

Size shown is finished size. Tooth Tone coating adds .002" thickness to diameter

Odporne na przebarwienia łuki powlekane Tooth Tone zapewniają dużą estetykę oraz niskie tarcie. Rozmiar łuku zawiera pokrycie o grubości .002"

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Full-Form

Reverse Curve Archwire

Round / okrągłe

Upper / Góra

Lower / Dół

Upper / Góra

Lower / Dół

.014"	DO.3800.14	DO.3801.14	DO.3880.14	DO.3881.14
.016"	DO.3800.16	DO.3801.16	DO.3880.16	DO.3881.16
.018"	DO.3800.18	DO.3801.18	DO.3880.18	DO.3881.18
.020"	DO.3800.20	DO.3801.20	DO.3880.20	DO.3881.20

Square / kwadratowe

Upper / Góra

Lower / Dół

Upper / Góra

Lower / Dół

.018" x .018"	DO.3802.18	DO.3803.18	DO.3882.18	DO.3883.18
.020" x .020"	DO.3802.20	DO.3803.20		

Rectangle / prostokątne

Upper / Góra

Lower / Dół

Upper / Góra

Lower / Dół

.016" x .022"	DO.3804.62	DO.3807.62		
.018" x .024"	DO.3804.84	DO.3807.84	DO.3884.84	DO.3887.84
.019" x .027"	DO.3804.97	DO.3807.97		
.021" x .027"	DO.3805.17	DO.3808.17		

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.


Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"


Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



Invisa-Flex™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi archwires Łuki NiTi kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form



Made in USA

Round / okrągłe		Each / Sztuka	
	Upper / Góra	Lower / Dół	
.012"	DO.3820.12	DO.3821.12	
.014"	DO.3820.14	DO.3821.14	
.016"	DO.3820.16	DO.3821.16	
.018"	DO.3820.18	DO.3821.18	
.020"	DO.3820.20	DO.3821.20	


Square / kwadratowe			
	Upper / Góra	Lower / Dół	
.016" x .016"	DO.3822.16	DO.3823.16	

Rectangle / prostokątne			
	Upper / Góra	Lower / Dół	
.016" x .022"	DO.3824.62	DO.3827.62	
.017" x .025"	DO.3824.75	DO.3827.75	
.018" x .025"	DO.3824.85	DO.3827.85	
.019" x .025"	DO.3824.95	DO.3827.95	
.021" x .025"	DO.3825.15	DO.3828.15	




Pre-Torqued NiTi archwires / Łuki NiTi torujące

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Rectangle Prostokątne	Upper / Góra 34 mm	Upper / Góra 38 mm	Lower / Dół 28 mm
.016 x .025"	DL300281	DL300282	DL300280
.017 x .025"	DL300284	DL300285	DL300283
.019 x .025"	DL300287	DL300288	DL300286



MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium wires / Drut Niklowo-Tytanowy na szpuli

- Posiada zalety produktów niklowo - tytanowych
- Stała, delikatna siła
- Jest bardzo elastyczny i sprężysty



Made in USA



15" na szpuli (381mm)

○	Round / okrągły
.012"	DO.3486.12
.014"	DO.3486.14
.016"	DO.3486.16
.018"	DO.3486.18
.020"	DO.3486.20

TempFlex™

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne





Made in USA

Thermal is a heat-activated (thermal) wire specifically designed for consistent Af performance and low tooth-moving forces. Thermal wire provides outstanding resiliency and exhibits true thermal performance. Soft at room temperature and in the doctor's hand, Advanced Thermal allows easy ligation. Outstanding shape integrity.

Specially designed wire for consistent Af performance.
Every production lot of Advanced Thermal wires is water bath tested to verify Af of 80-90°F (26.7-32.2°C).
Soft at room temperature; very easy to ligate.
Great resiliency.
Ideal for significant crowding cases.
Gentle forces provide for greater patient comfort.
Very responsive to chilling.
Square and Rectangle wire sizes provide low, consistent toothmoving forces to address torque control early in treatment

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągły

○	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.3600.14	DO.3601.14	DO.3601.14	DO.3611.14
.016"	DO.3600.16	DO.3601.16	DO.3601.16	DO.3611.16
.018"	DO.3600.18	DO.3601.18	DO.3601.18	DO.3611.18
.020"	DO.3600.20	DO.3601.20	DO.3601.20	DO.3611.20

Square / kwadratowe

□	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3602.16	DO.3603.16	DO.3612.16	DO.3613.16
.018" x .018"	DO.3602.18	DO.3603.18	DO.3612.18	DO.3613.18

Rectangle / prostokątne

□	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3604.62	DO.3607.62	DO.3614.62	DO.3617.62
.017" x .025"	DO.3604.75	DO.3607.75	DO.3614.75	DO.3617.75
.018" x .025"	DO.3604.85	DO.3607.85	DO.3614.85	DO.3617.85
.019" x .025"	DO.3604.95	DO.3607.95	DO.3614.95	DO.3617.95
.021" x .025"	DO.3605.15	DO.3608.15	DO.3615.15	DO.3618.15



High quality wires



Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

Wysokiej jakości łuki


Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301013-E	DL301025-E	DL301013	DL301025
.016" x .022"	DL301015-E	DL301027-E	DL301015	DL301027
.016" x .025"	DL301016-E	DL301028-E	DL301016	DL301028
.017" x .022"	DL301017-E	DL301029-E	DL301017	DL301029
.017" x .025"	DL301018-E	DL301030-E	DL301018	DL301030
.018" x .022"	DL301020-E	DL301032-E	DL301020	DL301032
.018" x .025"	DL301021-E	DL301033-E	DL301021	DL301033
.019" x .025"	DL301022-E	DL301034-E	DL301022	DL301034
.021" x .025"	DL301024-E	DL301036-E	DL301024	DL301036

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301014-E	DL301026-E	DL301014	DL301026
.018" x .018"	DL301019-E	DL301031-E	DL301019	DL301031
.020" x .020"	DL301023-E	DL301035-E	DL301023	DL301035

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / okrągłe


	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206

Rectangle / prostokątne


	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301213
.016" x .022"	DL301215
.016" x .025"	DL301216
.017" x .022"	DL301217
.017" x .025"	DL301218
.018" x .022"	DL301220
.018" x .025"	DL301221
.019" x .025"	DL301222
.021" x .025"	DL301224

Square / kwadratowe


	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301214
.018" x .018"	DL301219
.020" x .020"	DL301223



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206



Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne



High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301052-E	DL301064-E	DL301052	DL301064
.016" x .022"	DL301054-E	DL301066-E	DL301054	DL301066
.016" x .025"	DL301055-E	DL301067-E	DL301055	DL301067
.017" x .022"	DL301056-E	DL301068-E	DL301056	DL301068
.017" x .025"	DL301057-E	DL301069-E	DL301057	DL301069
.018" x .022"	DL301059-E	DL301071-E	DL301059	DL301071
.018" x .025"	DL301060-E	DL301072-E	DL301060	DL301072
.019" x .025"	DL301061-E	DL301073-E	DL301061	DL301073
.021" x .025"	DL301063-E	DL301075-E	DL301063	DL301075

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301053-E	DL301065-E	DL301053	DL301065
.018" x .018"	DL301058-E	DL301070-E	DL301058	DL301070
.020" x .020"	DL301062-E	DL301074-E	DL301062	DL301074

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301252
.016" x .022"	DL301254
.016" x .025"	DL301255
.017" x .022"	DL301256
.017" x .025"	DL301257
.018" x .022"	DL301259
.018" x .025"	DL301260
.019" x .025"	DL301261
.021" x .025"	DL301263

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301253
.018" x .018"	DL301258
.020" x .020"	DL301262

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires

Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.


Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



Invisa-TempTM Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi thermal archwires

Łuki NiTi termalne kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form



Made in USA

Round / okrągłe

Each / Sztuka

	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3900.12	DO.3901.12
.014"	DO.3900.14	DO.3901.14
.016"	DO.3900.16	DO.3901.16
.018"	DO.3900.18	DO.3901.18
.020"	DO.3900.20	DO.3901.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3902.16	DO.3903.16

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3904.62	DO.3907.62
.017" x .025"	DO.3904.75	DO.3907.75
.018" x .025"	DO.3904.85	DO.3907.85
.019" x .025"	DO.3904.95	DO.3907.95
.021" x .025"	DO.3905.15	DO.3908.15



UltiMax™

Stainless steel archwires / Łuki stalowe


UltiMax Solid Stainless Steel archwires are produced of high quality medical grade Type 304VSS material with highly polished surfaces to provide reduced friction between bracket and arch. Their high forces are well-suited for stabilizing positioned teeth during mid- to late stages of treatment. Rectangular wires offer precise torque control for these same stages. Solid Stainless Steel Lengths (14") produced of high quality Type 302SS material have a smooth finish and are available in a wide range of wire sizes for custom appliance fabrication.

- Superior smooth, bright finish.
- Precise shape and flatness of arches is ensured through tight production control.
- Best suited as finishing wire, as forces drop quickly as teeth move.
- Easy bend placement.
- Good corrosion resistance.




Made in USA


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe


	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Universal / Uniwersalne
.012"	DO.4100.12	DO.4101.12	DO.4110.12	DO.4111.12	DO.4130.12
.014"	DO.4100.14	DO.4101.14	DO.4110.14	DO.4111.14	DO.4130.14
.016"	DO.4100.16	DO.4101.16	DO.4110.16	DO.4111.16	DO.4130.16
.018"	DO.4100.18	DO.4101.18	DO.4110.18	DO.4111.18	DO.4130.18
.020"	DO.4100.20	DO.4101.20	DO.4110.20	DO.4111.20	DO.4130.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DO.4102.16	DO.4103.16	DO.4112.16	DO.4113.16	DO.4132.16
.018" x .018"	DO.4102.18	DO.4103.18	DO.4112.18	DO.4113.18	DO.4132.16

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Universal / Uniwersalne
.016" x .022"	DO.4104.62	DO.4107.62	DO.4114.62	DO.4117.62	DO.4134.62
.017" x .022"	DO.4104.72	DO.4107.72	DO.4114.72	DO.4117.72	DO.4134.72
.017" x .025"	DO.4104.75	DO.4107.75	DO.4114.75	DO.4117.75	DO.4134.75
.018" x .022"	DO.4104.82	DO.4107.82	DO.4114.82	DO.4117.82	DO.4134.82
.018" x .025"	DO.4104.85	DO.4107.85	DO.4114.85	DO.4117.85	DO.4134.85
.019" x .025"	DO.4104.95	DO.4107.95	DO.4114.95	DO.4117.95	DO.4134.95
.021" x .025"	DO.4105.15	DO.4108.15	DO.4115.15	DO.4118.15	DO.4135.15



Standard-Form

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4120.12	DO.4121.12	DO.4122.16	DO.4123.16	DO.4124.62	DO.4127.62
.014"	DO.4120.14	DO.4121.14	DO.4122.18	DO.4123.18	DO.4124.72	DO.4127.72
.016"	DO.4120.16	DO.4121.16			DO.4124.75	DO.4127.75
.018"	DO.4120.18	DO.4121.18			DO.4124.82	DO.4127.82
.020"	DO.4120.20	DO.4121.20			DO.4124.85	DO.4127.85
					DO.4124.95	DO.4127.95
					DO.4125.15	DO.4128.15

Square / kwadratowe

Rectangle / prostokątne

UltiMax Sani-Pak

Stainless steel archwires / Łuki stalowe

High quality wires


Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

Wysokiej jakości łuki


Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.



Pack of 25 pieces / Opak. 25 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4140.12	DO.4141.12	DO.4150.12	DO.4151.12
.014"	DO.4140.14	DO.4141.14	DO.4150.14	DO.4151.14
.016"	DO.4140.16	DO.4141.16	DO.4150.16	DO.4151.16
.018"	DO.4140.18	DO.4141.18	DO.4150.18	DO.4151.18
.020"	DO.4140.20	DO.4141.20	DO.4150.20	DO.4151.20

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4144.62	DO.4147.62	DO.4154.62	DO.4157.62
.017" x .025"	DO.4144.75	DO.4147.75	DO.4154.75	DO.4157.75
.018" x .025"	DO.4144.85	DO.4147.85	DO.4154.85	DO.4157.85
.019" x .025"	DO.4144.95	DO.4147.95	DO.4154.95	DO.4157.95
.021" x .025"	DO.4145.15	DO.4148.15	DO.4155.15	DO.4158.15

UltiMax Brass Post

Stainless steel brass posted archwires


Łuki ze słupkami

Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Stalowe łuki rozwierające ze słupkami są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v



Full-Form


Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Upper / Góra	Upper / Góra	Upper / Góra
	.016" x .022"	.017" x .025"	.018" x .025"	.019" x .025"
34 mm	DO.4234.62	DO.4234.75	DO.4234.85	DO.4234.95
36 mm	DO.4236.62	DO.4236.75	DO.4236.85	DO.4236.95
38 mm	DO.4238.62	DO.4238.75	DO.4238.85	DO.4238.95
40 mm	DO.4240.62	DO.4240.75	DO.4240.85	DO.4240.95
42 mm	DO.4242.62	DO.4242.75	DO.4242.85	DO.4242.95

Rectangle / prostokątne

	Lower / Dół	Lower / Dół	Lower / Dół	Lower / Dół
	.016" x .022"	.017" x .025"	.018" x .025"	.019" x .025"
24 mm	DO.4224.62	DO.4224.75	DO.4224.85	DO.4224.95
26 mm	DO.4226.62	DO.4226.75	DO.4226.85	DO.4226.95
28 mm	DO.4228.62	DO.4228.75	DO.4228.85	DO.4228.95
30 mm	DO.4230.62	DO.4230.75	DO.4230.85	DO.4230.95
32 mm	DO.4232.62	DO.4232.75	DO.4232.85	DO.4232.95

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral





UltiMax 2keyhole

2 keyhole looped archwires Łuki retrakcyjne z pętlami podwójne


Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral

Stalowe łuki rozwierające 2-Loop są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v



Rectangle / prostokątne		Upper / Góra	
☐	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"

34 mm	DO.4334.62	DO.4334.75	DO.4334.95
36 mm	DO.4336.62	DO.4336.75	DO.4336.95
38 mm	DO.4338.62	DO.4338.75	DO.4338.95
40 mm	DO.4340.62	DO.4340.75	DO.4340.95
42 mm	DO.4342.62	DO.4342.75	DO.4342.95

Rectangle / prostokątne		Lower / Dół	
☐	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"

24 mm	DO.4324.62	DO.4324.75	DO.4224.95
26 mm	DO.4326.62	DO.4326.75	DO.4226.95
28 mm	DO.4328.62	DO.4328.75	DO.4228.95
30 mm	DO.4330.62	DO.4330.75	DO.4230.95
32 mm	DO.4332.62	DO.4332.75	DO.4232.95

UltiMax 4keyhole

4 keyhole looped archwires Łuki retrakcyjne z pętlami poczwórne


Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral

Stalowe łuki rozwierające 4-Loop są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v



Rectangle / prostokątne		Upper / Góra	
☐	.016" x .022"		.019" x .025"

34 mm	DO.4434.62		DO.4434.95
36 mm	DO.4436.62		DO.4436.95
38 mm	DO.4438.62		DO.4438.95
40 mm	DO.4440.62		DO.4440.95
42 mm	DO.4442.62		DO.4442.95

Rectangle / prostokątne		Lower / Dół	
☐	.016" x .022"		.019" x .025"

24 mm	DO.4424.62		DO.4424.95
26 mm	DO.4426.62		DO.4426.95
28 mm	DO.4428.62		DO.4428.95
30 mm	DO.4430.62		DO.4430.95
32 mm	DO.4432.62		DO.4432.95

UltiMax T-Loop

T looped archwires Łuki retrakcyjne z pętlami T podwójne


Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral

Stalowe łuki rozwierające T-Loop są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v



Rectangle / prostokątne		Upper / Góra	
☐	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"

34 mm	DO.4534.62	DO.4534.75	DO.4534.95
36 mm	DO.4536.62	DO.4536.75	DO.4536.95
38 mm	DO.4538.62	DO.4538.75	DO.4538.95
40 mm	DO.4540.62	DO.4540.75	DO.4540.95
42 mm	DO.4542.62	DO.4542.75	DO.4542.95

Rectangle / prostokątne		Lower / Dół	
☐	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"


24 mm	DO.4524.62	DO.4524.75	DO.4524.95
26 mm	DO.4526.62	DO.4526.75	DO.4526.95
28 mm	DO.4528.62	DO.4528.75	DO.4528.95
30 mm	DO.4530.62	DO.4530.75	DO.4530.95
32 mm	DO.4532.62	DO.4532.75	DO.4532.95

UltiMax 8

8 Strand twist stainless steel archwires Łuki stalowe plecione 8-nitkowe

- Stable for finishing and holding
- 302SS Stainless Steel
- Gentle force levels with excellent torque control
- Smooth bright finish
- Does not unravel when cut
- Etched midline

- Stabilizuje uzębienie w końcowej fazie leczenia i w fazie retencji
- Ze stali typu 302SS
- Oddziałuje delikatnymi siłami przy znakomitej kontroli toru
- Wykończony gładkim polerowaniem
- Zaznaczony środek łuku
- Nie rozplątuje się po przecięciu



Full-Form

Rectangle / prostokątne		Square / kwadratowe	
☐	Upper / Góra	☐	Upper / Góra

.016" x .022"	DO.4834.62	.016" x .016"	DO.4832.16
.017" x .025"	DO.4834.75		
.018" x .025"	DO.4834.85		
.019" x .025"	DO.4834.95		
.021" x .025"	DO.4835.15		

InvisaMax™

Tooth-Tone stainless steel archwires / Łuki stalowe kosmetyczne

The same great features as our InvisaMax stainless steel archwires with a durable tooth colored overcoat which offers superior aesthetics, stain resistance, and low friction.

Size shown is finished size. Tooth Tone coating adds .002" thickness to diameter

Odporne na przebarwienia łuki powlekane Tooth Tone zapewniają dużą estetykę oraz niskie tarcie. Rozmiar łuku zawiera pokrycie o grubości .002"



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.4900.14	DO.4901.14
.016"	DO.4900.16	DO.4901.16
.018"	DO.4900.18	DO.4901.18
.020"	DO.4900.20	DO.4901.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.018" x .018"	DO.4902.18	DO.4903.18
.020" x .020"	DO.4902.20	DO.4903.20

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4904.62	DO.4907.62
.018" x .025"	DO.4904.84	DO.4907.84
.019" x .025"	DO.4904.97	DO.4907.97
.021" x .025"	DO.4905.17	DO.4908.17

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires

Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality. Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



InvisaMax™ Micro Coated


Tooth-Tone micro coated stainless steel archwires

Łuki stalowe kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Made in USA

Each / Sztuka



Euro-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4920.12	DO.4921.12
.014"	DO.4920.14	DO.4921.14
.016"	DO.4920.16	DO.4921.16
.018"	DO.4920.18	DO.4921.18
.020"	DO.4920.20	DO.4921.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.4922.16	DO.4923.16

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4924.62	DO.4927.62
.017" x .025"	DO.4924.75	DO.4927.75
.018" x .025"	DO.4924.85	DO.4927.85
.019" x .025"	DO.4924.95	DO.4927.95
.021" x .025"	DO.4925.15	DO.4928.15

UltiMax 3



3 Strand twist stainless steel archwires

Łuki stalowe plecione 3-nitkowe



Made in USA

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Full-Form

- Light force levels with good flexibility
- 302SS Stainless Steel
- Smooth bright finish

- Pleciony z trzech drucików
- Niski poziom siły z wysoką elastycznością
- Wykonany ze stali medycznej 302SS




Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.0155"	DO.4820.15	DO.4821.15
.0175"	DO.4820.17	DO.4821.17
.0195"	DO.4820.19	DO.4821.19



UltiMax 6

3 Strand twist stainless steel archwires
Łuki stalowe plecione 3-nitkowe



Full-Form



Made in USA

- Light force levels with good flexibility
- 302S Stainless Steel
- Smooth bright finish

- Pleciony z sześciu drucików
- Wypolerowany na połysk
- Wykonany ze stali medycznej 302SS
- Niski poziom siły z wysoką elastycznością



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.




Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.0155"	DO.4830.15	DO.4831.15
.0175"	DO.4830.17	DO.4831.17
.0195"	DO.4830.19	DO.4831.19

Bio-B³

Beta titanium archwires / Łuki Beta-Tytanowe



Full-Form



Nickel Free
Bezniklowe



Made in USA

Włączenie miedzi do stopu niklowo-tytanowego uwydatnia termalne właściwości i charakterystykę pracy tych łuków. Mniejsza histereza łuków Copper powoduje, że w temperaturze pokojowej są one bardziej „wyczuwalne”, co przekłada się na dodatkową elastyczność, czyli łatwiejsze umieszczanie w przypadku słoczeń. Stop o unikalnej kompozycji ułatwia umieszczanie łuków w siatach oraz sprawia, że są one odporniejsze na deformację. Łuki Bio B 3 Copper działają z kontrolowaną siłą przez dłuższy czas, dzięki czemu rzadziej można je wymieniać. Te kontrolowane poziomy siły przekładają się także na delikatne i stałe naciski, dostarczając przewidywalne w trakcie całego leczenia przemieszczenia zębów.

- Dostępne w wersjach 27° C lub 35° C
- 27° C
 - Większa siła działania
 - 35° C
 - Mniejsza siła działania

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016"	DO.3000.16	DO.3001.16
.018"	DO.3000.18	DO.3001.18

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.018" x .018"	DO.3002.18	DO.3003.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3004.62	DO.3007.62
.017" x .025"	DO.3004.75	DO.3007.75
.018" x .025"	DO.3004.85	DO.3007.85
.019" x .025"	DO.3004.95	DO.3007.95
.021" x .025"	DO.3005.15	DO.3008.15

UltiMaxTM

Stainless steel wires, straight lengths
Drut stalowy w sztańdze



Made in USA

- 302SS Stainless Steel
- Made in the USA
- Smooth bright finish



Round / okrągłe		Square / kwadratowe		Rectangle / prostokątne	
					
.012"	DO.4280.12	.016" x .016"	DO.4281.16	.016" x .022"	DO.4282.62
.014"	DO.4280.14	.018" x .018"	DO.4281.18	.017" x .025"	DO.4282.75
.016"	DO.4280.16			.018" x .025"	DO.4282.85
.018"	DO.4280.18			.019" x .025"	DO.4282.95
.020"	DO.4280.20			.021" x .025"	DO.4283.15

14" (356mm) long, pack of 25 pieces / 14" (356mm) długość, opak. 25 szt.

Crimpable tubes and stops Zaciskane stopery na łuk



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5330.00	0.30 x 1.9mm, 0.018"
DO.5330.01	0.30 x 1.9mm, 0.022"
DO.5330.03	0.30 x 2.4mm, 0.022"



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5331.01	0.015", 2mm
DO.5331.02	0.019", 2mm



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5332.01	0.022"



Mini Titan

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na łuk

Made of 100% pure titanium / Wykonane z czystego tytanu 100%

Pack of 20 pieces / Opak. 20 szt

Closed / Zamknięte

For round wires / Na łuki okrągłe



.010" - .016"

DL500033

.016" - .020"

DL500052

For rectangular wires / Na łuki prostokątne

.014"x.025" - .020"x.020"

DL500034

.016"x.025" - .021"x.025"

DL500053

Open / Otwarte

For round wires / Na łuki okrągłe



.010" - .025"

DL500066

For rectangular wires / Na łuki prostokątne

.014"x.025" - .021"x.025"

DL500054

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na łuk



DL500032

Pack of 10 pieces

Opak. 10 szt

Crimpable hooks

Zaciskane haczyki na łuk

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5325.00

Short / Krótkie

.022", 1.3mm



DO.5325.02

Medium / Średnie

.022", 2.3mm



DO.5325.01

Long / Długie

.022", 3mm



DO.5325.03

Left / Lewy

DO.5325.04

Right / Prawy

.022"x.025", 5.5mm



DO.5325.07

Left / Lewy

DO.5325.08

Right / Prawy

.022"x.025", 10mm



DO.5325.09

Left / Lewy

DO.5325.10

Right / Prawy

.022"x.025", 5.5mm



Crimpable ball hooks tooth tone

Haczyk z kuleczką zaciskany kosmetyczne

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5325.05

Short / Krótkie

.022"x.028", 2.3mm



DO.5325.06

Long / Długie

.022"x.028", 4mm

Disposable archwire markers

Jednorazowe oznaczniki do łuków



Made in USA



DO.5395.01 Markers without dispenser / Oznaczniki bez dozownika
(Pack of 100 / Opak. 100 szt.)

DO.5395.02 Empty Dispenser / Dozownik

MaxiFlex™

Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe



Made in USA

NiTi preformed open coil springs, 15mm long

Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe, 15mm długość



	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø			Code/Kod
	Force/Siła	Inches/Cale mm	Inches/Cale	mm		
	100gm	.009" .23	.035"	.89	DO.5109.01	
	150gm	.010" .25	.035"	.89	DO.5109.02	
	200gm	.011" .28	.035"	.89	DO.5109.03	

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5110.01
	.012"	.30	.030"	.76	DO.5110.02
	.014"	.36	.036"	.91	DO.5110.03

7" (180mm) long, pack of 3 pieces / 7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



					
Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø			
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod	
.010"	.25	.030"	.76	DO.5111.01	

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

NiTi distalizing springs

Sprężyny Niklowo-Tytanowe do dystalizacji zębów



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.045"	1.14	DO.5115.01

7" (180mm) long, pack of 3 pieces
 7" (180mm) długość, opak 3 szt.

7" (180mm) long, pack of 3 pieces
7" (180mm) długość, opak. 3 szt.



MaxiFlex™

Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe

NiTi closed coil springs
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe



Made in USA



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.030"	.76	DO.5125.01
.010"	.25	.035"	.89	DO.5125.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

MaxiFlex™

NiTi closed coil springs with stainless steel eyelets
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe z zaczepami



		Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
		Force/Siła	Inches/Cale mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
9 mm	Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5150.90
	Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5150.91
	Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5150.92
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.						

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

		Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
		Force/Sila	Inches/Cale mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
2 mm	Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5151.20
	Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5151.21
	Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5151.22

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

MaxiFlex™

NiTi separating and De-Impaction springs
Sprężynki rozklinowujące i separacyjne NiTi

.016" x .022" wide
Separating spring
Sprężynka separacyjna szeroka



.017" x .025" long
De-Impactor
Sprężynka rozklinowująca długa



.016" x .022" narrow
Separating spring
Sprężynka separacyjna wąska



Treatment 4 weeks using .017x .025 De-Impaction spring
4 tygodniowy okres leczenia przy użyciu sprężynki rozklinowującej



Pre-Treatment / Przed leczeniem



Post-Treatment / Po leczeniu

De-Impaction / Rozklinowanie
DO.5170.01
.017" x .025"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Separating / Separacja
DO.5171.01 Narrow / Wąska
DO.5171.02 Wide / Szeroka
.016" x .022"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

UltiMax™

Stainless steel springs / Sprężynki stalowe



Made in USA

Open coil springs / Sprężyny otwarte



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.008"	.20	.022"	.56	DO.5120.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5120.01
.010"	.25	.036"	.91	DO.5120.02

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Closed coil springs / Sprężyny zamknięte



Made in USA

Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.008"	.20	.022"	.56	DO.5130.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5130.01

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Rotating springs / Sprężyny do obracania zębów

Used to rotate individual teeth

Używane do obrotu pojedynczych zębów



DO.5180.01
Clockwise
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5180.02
Anti-clockwise
Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Uprighting springs

Sprężyny do prostowania pochylonych zębów

Used to upright individual teeth mesiodistally

Do prostowania zębów mezjo-dystalnie




DO.5185.01
Clockwise
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5185.02
Anti-clockwise
Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Steiner rotation spring wedges

Sprężyna Steiner



DO.5190.11
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



MaxiFlex™

Separating springs / Sprężynki separacyjne



DO.5172.01 Bicuspids, small / Przedtrzonowce, małe
DO.5172.02 Molars, large / Trzonowce, duże
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Preformed ligature ties long / Ligatury długie



Made in USA



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.009"	.23	DO.5005.09	1000
.010"	.25	DO.5005.10	1000
.011"	.28	DO.5005.11	1000
.012"	.30	DO.5005.12	1000

Ligature ties Kobayashi long / Ligatury Kobayashi długie



Made in USA



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5000.12	100
.014"	.36	DO.5000.14	100

Preformed coated ligature ties long / Ligatury kosmetyczne długie



Made in USA



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5011.12	100

Ligature wire / Drut ligaturowy



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Spool / Szula
.010"	.25	DO.5090.10	454g

Preformed ligature ties short / Ligatury krótkie



Made in Korea

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5006.10	1000



Made in Brazil

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5007.10	500



Made in USA

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5008.10	500

Ligature ties Kobayashi short / Ligatury Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5001.12	100
.014"	.36	DO.5001.14	100

Preformed coated ligature ties short / Ligatury kosmetyczne krótkie



Tooth Tone / kolorze zębów



White / Biały



Made in USA

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.	Color / Kolor
.012"	.30	DO.5020.12	100	Tooth Tone / kolorze zębów
.012"	.30	DO.5021.12	100	White / Białe

Ligature ties Kobayashi coated short / Ligatury kosmetyczne Kobayashi krótkie




Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5030.12	100




Tongue tamer bondable
Kolce językowe do przyklejania



DO.2520.01

Composite / kompozytowe




DO.2520.02

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Eliminates Detrimental Forces
Discourages Over-Active Muscle Activity
Bonds to Upper or Lower Arches
80 Gauge Foil Mesh Bonding Base

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

UltiMax™
Palatal arch bars Goshgarian
Łuki Goshgarian



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

	Distal	Mesial
34mm	DO.5300.34	DO.5301.34
37mm	DO.5300.37	DO.5301.37
39mm	DO.5300.39	DO.5301.39
41mm	DO.5300.41	DO.5301.41
43mm	DO.5300.43	DO.5301.43
45mm	DO.5300.45	DO.5301.45
47mm	DO.5300.47	DO.5301.47
49mm	DO.5300.49	DO.5301.49
52mm	DO.5300.52	DO.5301.52
55mm	DO.5300.55	DO.5301.55


Lingual retainer wire
Drut na retainery językowe płaski

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DL390005

.010" x .028", 8 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 8-nitek 15cm, 6"



DO.5320.00

.010" x .028", 6 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 6-nitek 15cm, 6"

Grid for symmetric measurements
Karta do pomiarów symetrycznych

Made of plexiglas, for symmetric measurements
of dental arch on plaster casts, in millimetres.

Do symetrycznych pomiarów łuków zębowych na
modelach gipsowych. Wykonana z plexiglasu.



DO.154.000

Lingual retainers bondable
Retainery językowe przyklejane

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



22 mm	DO.5316.22
24 mm	DO.5316.24
26 mm	DO.5316.26
28 mm	DO.5316.28
30 mm	DO.5316.30

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



14 mm	DO.5317.14
16 mm	DO.5317.16
18 mm	DO.5317.18

Lingual retainers bondable
Retainery językowe przyklejane



Mandibular / Żuchwa

Fig. 29	DO.5310.29
Fig. 31	DO.5310.31
Fig. 33	DO.5310.33
Fig. 35	DO.5310.35
Fig. 37	DO.5310.37

Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.




Maxillary / Szczeka

Fig. 38	DO.5315.38
Fig. 40	DO.5315.40
Fig. 42	DO.5315.42
Fig. 45	DO.5315.45
Fig. 47	DO.5315.47

Lingual retainers bondable
Retainery językowe przyklejane



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.



Universal / Uniwersalne

Ø 1.2 mm	DO.5319.12
Ø 2.0 mm	DO.5319.20

Wires organizers / Stojaki na łuki



DO.5390.00



DO.5390.01

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane
- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Z wysokiej jakości poliuretanu



Style -2
Flower
W kształcie kwiatka

Elastomeric ligatures and chains organizers
Stojaki na ligatury elastyczne i łańcuszki

DO.5980.01




DO.5980.02



DO.5982.01

Pack of 140 cushions
Opak. zawiera 140 nakładek



DO.5830.01

DO.5980.00



ElastoMAX™

Elastomeric ligatures / Ligatury elastyczne

Latex Free / Bez lateksu

Made in USA

- High elasticity
- Excellent rebound
- Fade resistant
- Medical grade Polyurethane

- Wysoka elastyczność
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Z wysokiej jakości poliuretanu

Ultra .120

Made of Silicone infused material
Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu


	Ultra .120	Duo .115	Solo .120
Pearl / Perłowy			
pearl / perłowy		DO.5530.01	DO.5510.01
champaign / szampań			DO.5510.03
blue / niebieski			DO.5510.21
green / zielony			DO.5510.30
Colors / Kolory			
assorted / w różnych kolorach		DO.5531.00	DO.5511.00
clear / przezroczysty	DO.5501.01	DO.5531.01	DO.5511.01
white / biały			DO.5511.02
tooth color / w kolorze zębów			DO.5511.03
gray / szary	DO.5501.05		DO.5511.05
black / czarny			DO.5511.09
blue / niebieski		DO.5531.13	DO.5511.13
azure / turkus			DO.5511.17
light blue / jasnoniebieski			DO.5511.19
sky blue / błękitny		DO.5531.21	DO.5511.21
aqua / morski			DO.5511.25
light green / jasnozielony			DO.5511.30
spring green / zieleń wiosenna			DO.5511.32
emerald green / aquamaryna			DO.5511.34
red / czerwony		DO.5531.47	DO.5511.47
hot pink / ostry róż		DO.5531.51	DO.5511.51
light pink / jasnoróżowy			DO.5511.53
fuchsia / fuksja			DO.5511.55
purple / purpurowy			DO.5511.59
violet / fioletowy			DO.5511.61
orange / pomarańczowy			DO.5511.70
yellow / żółty			DO.5511.77
Metallic / Metalik			
silver / srebrny	DO.5502.04	DO.5532.04	DO.5512.04
blue / niebieski			DO.5512.13
red / czerwony			DO.5512.47
pink / różowy			DO.5512.53
gold / złoty			DO.5512.86
Flourescent / Fluorescencyjny			
green / zielony			DO.5513.30
red / czerwony			DO.5513.47
pink / różowy			DO.5513.53
orange / pomarańczowy			DO.5513.70
yellow / żółty			DO.5513.77
Glow in the dark / Świecący w ciemności			
classic / klasyczny			DO.5515.01
blue / niebieski			DO.5515.19
green / zielony			DO.5515.30
red / czerwony			DO.5515.47
orange / pomarańczowy			DO.5515.70
purple / purpurowy			DO.5515.77
	22 ligatures per stick, pack of 1012 ligatures 22 ligatury na pasku, opak. 1012 ligatur	52 ligatures per stick, pack of 1040 ligatures 52 ligatury na pasku, opak. 1040 ligatur	22 ligatures per stick, pack of 1012 ligatures 22 ligatury na pasku, opak. 1012 ligatur

B Link modules

Elastomery moduł B-Link

Elastomeric ligatures with connecting bridges.
Elastomeryczne ligatury połączone są ze sobą mostkami.

- Closing intra arch spaces
- Rotating individual teeth
- Connecting bracket hooks
- Zamykają przestrzenie
- Rotacja pojedynczych zębów
- Łączą haczyki zamków



Clear / Przezroczyste DO.5690.00
Gray / Szare DO.5692.00
Pack of 100 pieces, 25 pieces of each size
Opakowanie zawiera 100 ligatur, po 25 sztuk z każdego rozmiaru

ElastoMAX™

Uno Elastomeric chains / Uno Łańcuszki elastyczne



4.5m per spool
4,5m na szpuli

	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
Colors / Kolory			
clear / przezroczysty	DO.5760.01	DO.5770.01	DO.5780.01
silver / srebrny	DO.5760.02	DO.5770.02	DO.5780.02
dark blue / ciemnoniebieski	DO.5760.13	DO.5770.13	DO.5780.13
sky blue / błękitny	DO.5760.21	DO.5770.21	DO.5780.21
light green / jasnozielony	DO.5760.30	DO.5770.30	DO.5780.30
green / zielony	DO.5760.34	DO.5770.34	DO.5780.34
red / czerwony	DO.5760.47	DO.5770.47	DO.5780.47
hot pink / ostry róż	DO.5760.51	DO.5770.51	DO.5780.51
light pink / jasnoróżowy	DO.5760.53	DO.5770.53	DO.5780.53
dark pink / ciemnoróżowy	DO.5760.55	DO.5770.55	DO.5780.55
dark purple / ciemnopurpurowy	DO.5760.60	DO.5770.60	DO.5780.60
violet / fioletowy	DO.5760.61	DO.5770.61	DO.5780.61
yellow / żółty	DO.5760.77	DO.5770.77	DO.5780.77



ElastoMAX™

Elastomeric chains / Łańcuszki elastyczne

Latex Free / Bez lateksu



Made in USA

Ultra


- Made of Silicone infused material
- Low friction

- Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu
- Niska ścieralność

4.5m per spool
4,5m na szpuli



4.5m per spool
4,5m na szpuli



DO.5981.03



DO.5981.02

	Standard			Ultra		
	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
Pearl / Perłowy <i>new</i>						
pearl / perłowy	DO.5710.01	DO.5720.01	DO.5740.01			
blue / niebieski	DO.5710.21	DO.5720.21	DO.5740.21			
green / zielony	DO.5710.30	DO.5720.30	DO.5740.30			
Colors / Kolory						
clear / przezroczysty	DO.5711.01	DO.5721.01	DO.5741.01	DO.5700.01	DO.5701.01	DO.5703.01
white / biały	DO.5711.02	DO.5721.02	DO.5741.02			
tooth color / w kolorze zębów	DO.5711.03	DO.5721.03	DO.5741.03			
gray / szary	DO.5711.05	DO.5721.05	DO.5741.05	DO.5700.05	DO.5701.05	DO.5703.05
black / czarny	DO.5711.09	DO.5721.09	DO.5741.09			
blue / niebieski	DO.5711.13	DO.5721.13	DO.5741.13			
sky blue / błękitny	DO.5711.21	DO.5721.21	DO.5741.21			
aqua / morski	DO.5711.25	DO.5721.25	DO.5741.25			
spring green / zielony	DO.5711.32	DO.5721.32	DO.5741.32			
red / czerwony	DO.5711.47	DO.5721.47	DO.5741.47			
hot pink / ostry róż	DO.5711.51	DO.5721.51	DO.5741.51			
light pink / jasnoróżowy	DO.5711.53	DO.5721.53	DO.5741.53			
purple / purpurowy	DO.5711.59	DO.5721.59	DO.5741.59			
orange / pomarańczowy	DO.5711.70	DO.5721.70	DO.5741.70			
yellow / żółty	DO.5711.77	DO.5721.77	DO.5741.77			
Metallic / Metalik						
silver / srebrny	DO.5712.04	DO.5722.04	DO.5742.04	DO.5700.04	DO.5701.04	DO.5703.04
Glow in the dark / Świecący w ciemności						
classic / klasyczny	DO.5715.01	DO.5725.01	DO.5745.01			



Latex free elastomeric products
Produkty elastyczne bez lateksu

ElastoMAX™

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

'S' - shape

Light Blue
Jasnoniebieski




DO.5804.01

70 separators per dispenser - Pack of 1050 pieces
70 separatorów na pasku - Opakowanie zawiera 1050 sztuk

Non-Radiopaque anterior separators
Separatory Non-Radiopaque, anterior

Uno

Clear / Przezroczysty



DO.5801.01

10 separators per stick, Pack of 500 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

Elastic thread solid round
Niść elastyczna, okrągła pełna

Clear / Przezroczysta

.025" DO.5880.01

.030" DO.5881.01

Grey / Szara

.025" DO.5880.02

.030" DO.5881.02

7,5 m per spool / 7,5m na szpuli



Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Solo standard

Light blue
Jasnoniebieski




DO.5806.01

10 separators per stick, Pack of 1000 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Solo extra large / Bardzo duże

Light blue
Jasnoniebieski



DO.5810.01

4 separators per stick, Pack of 32 pieces
4 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 32 sztuki

Elastic thread solid square
Niść elastyczna, kwadratowa pełna

Clear / Przezroczysta

.025" DO.5883.01

.030" DO.5884.01

Grey / Szara

.025" DO.5883.02

.030" DO.5884.02

7,5 m per spool / 7,5m na szpuli



Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Solo large / Duże


Light blue
Jasnoniebieski



DO.5808.01

10 separators per stick, Pack of 500 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

Rotation wedges
Kliny rotacyjne



A: Standard wedge / Klin standardowy

Clear / Przezroczysty DO.5850.01

Grey / Szary DO.5850.02

B: Increased wedge / Klin powiększony

Clear / Przezroczysty DO.5851.01

Grey / Szary DO.5851.02

10 wedges per stick, Pack of 100 pieces
10 klinów na pasku, Opakowanie zawiera 100 sztuk

Elastic thread hollow round
Niść elastyczna, okrągła pusta

Clear / Przezroczysta

.025" DO.5887.01

.030" DO.5888.01

Grey / Szara

.025" DO.5887.02

.030" DO.5888.02

7,5 m per spool / 7,5m na szpuli



Radiopaque posterior separators
Separatory Radiopaque, posterior

Solo

Dark blue
Ciemnoniebieski
visible on X-ray / Widoczne na zdjęciach rtg



DO.5812.01

10 separators per stick, Pack of 1000 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Archwire sleeves
Oślonki na łuki

Clear / Przezroczysta

.018" DO.5892.01

.027" DO.5893.01

Grey / Szara

.018" DO.5892.02

.027" DO.5893.02

3 m per spool / 3m na szpuli



Radiopaque posterior separators
Separatory Radiopaque, posterior



DO.5816.01

Pack of 1000 pieces / Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Rotation wedges
Kliny rotacyjne

Pack of 100 pieces
Opakowanie zawiera 100 sztuk



Clear / Przezroczysty
Grey / Szary

DO.5853.01
DO.5853.02

Lip bumper sleeves
Oślonki na pelotę wargową

Clear / Przezroczysta

.046" DO.5894.01

Grey / Szara

.046" DO.5894.02

3 m per spool / 3m na szpuli





Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Box of 20 packs (100 elastics per pack) 2000 pieces
Paczka 20 torebek (100 wyciągów w torebce) 2000 sztuk

Scale / Skala 1/1



Force level / Siła wyciągu

Light Force / Siła wyciągu lekka	2.5 oz. = 71gm
Medium Force / Siła wyciągu średnia	3.5 oz. = 100gm
Heavy Force / Siła wyciągu duża	4.5 oz. = 130gm
X-Heavy Force / Siła wyciągu bardzo duża	6.0 oz. = 170gm



Free / Gratis

20 x Elastic directors
20 x Nakładaczy do wyciągów elastycznych

Light force level / Siła wyciągu lekka 2.5 oz. (71 gm)



Hummingbird / koliber
1/8" (3.18 mm)



Canary / kanarek
3/16" (4.76 mm)



Finch / zięba
1/4" (6.35 mm)



Starling / szpak
5/16" (7.94 mm)



Cuckoo / kukułka
3/8" (9.35 mm)

Medium force level / Siła wyciągu średnia 3.5 oz. (100 gm)



Love birds / papużki nierozłączki
1/8" (3.18 mm)



Parakeet / papużka
3/16" (4.76 mm)



Parrot / papuga
1/4" (6.35 mm)



Cockatoos / kakadu
5/16" (7.94 mm)



Macaw / ara
3/8" (9.35 mm)

Heavy force level / Siła wyciągu duża 4.5 oz. (130 gm)



Quail / przepiórka
1/8" (3.18 mm)



Partridge / kuropatwa
3/16" (4.76 mm)



Fowl / perliczka
1/4" (6.35 mm)



Pheasant / bażant
5/16" (7.94 mm)



Peacock / paw
3/8" (9.35 mm)

X-Heavy force level / Siła wyciągu bardzo duża 6.0 oz. (170 gm)



Harrier / błotniak
1/8" (3.18 mm)



Kestrel / pustulka
3/16" (4.76 mm)



Falcon / sokół
1/4" (6.35 mm)



Hawk / jastrząb
5/16" (7.94 mm)



Eagle / orzeł
3/8" (9.35 mm)



Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Latex free clear / Przezroczyste wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5950.32	DO.5951.32	DO.5952.32	DO.5953.32
3/16" (4.8mm)	DO.5950.48	DO.5951.48	DO.5952.48	DO.5953.48
1/4" (6.4mm)	DO.5950.64	DO.5951.64	DO.5952.64	DO.5953.64
5/16" (7.9mm)	DO.5950.79	DO.5951.79	DO.5952.79	DO.5953.79
3/8" (9.5mm)	DO.5950.95	DO.5951.95	DO.5952.95	DO.5953.95



Latex free neon colors / Kolorowe wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5956.32	DO.5957.32	DO.5958.32	DO.5959.32
3/16" (4.8mm)	DO.5956.48	DO.5957.48	DO.5958.48	DO.5959.48
1/4" (6.4mm)	DO.5956.64	DO.5957.64	DO.5958.64	DO.5959.64
5/16" (7.9mm)	DO.5956.79	DO.5957.79	DO.5958.79	DO.5959.79
3/8" (9.5mm)	DO.5956.95	DO.5957.95	DO.5958.95	DO.5959.95

Elastic directors / Nakładacze do wyciągów elastycznych

Elastic directors make placing and removing elastics easy for patients

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.

Nakładacze do wyciągów elastycznych ułatwiają pacjentowi ich nakładanie i usuwanie.

DO.5985.01



DO.5985.02



DO.5985.03



DO.5985.04





**DENTAL
TECHNOLOGIES**
Improving smiles around the world



Made in USA

alpha-dent® One-Step Adhesive syringe Klej One-Step w strzykawce



DT.301-0104-001

3.5 g syringe / strzykawka 3,5g

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

alpha-dent®

LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW ŚWIATŁOUTWARDZALNY

Alpha-Dent® Light Cure Bracket Adhesive is a Paste Adhesive system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler combination used in the paste produces an ideal bond and a smooth tacky consistency minimizing bracket flotation. By using light cure adhesive technology we have eliminated working time constraints.

Klej światłoutwardzalny jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowy materiał klejący gwarantuje lepkość, dzięki której zamki nie przesuwają się. Korzystanie z technologii utwardzenia kleju światłem oszczędza czas pracy lekarza.

alpha-dent® Enamel catalyst primer Aktywator



DT.209-0101-001

Enamel catalyst primer 12ml / Aktywator 12ml



DT.303-0002-001

Contents / Zestaw zawiera:

1 x 3.5gm Syringes
1 x Strzykawki po 3,5g

1 x 3ml Sealant Resin
1 x 3ml Aktywator

1 x 7ml Green Gel Etchant
1 x 7ml Wytrawiacz

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

2 x Mixing spatulae
2 x Łopatkki do mieszania

25 x Brushes
25 x Pędzelków krótkich



Made in USA

DT.303-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

4 x 3.5gm Syringes
4 x Strzykawki po 3,5g

2 x 3ml Sealant Resin
2 x 3ml Aktywator

1 x 7ml Green Gel Etchant
1 x 7ml Wytrawiacz

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

2 x Mixing spatulae
2 x Łopatkki do mieszania

50 x Brushes
50 x Pędzelków krótkich





alpha-dent®

ONE STEP BRACKET ADHESIVE
ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO
ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY



Made in USA



DENTAL
TECHNOLOGIES

Improving smiles around the world

Alpha-Dent® One-Step Bracket Adhesive is a Paste-Primer system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler and primer combination used produces an ideal bond and a smooth tacky viscosity minimizing bracket flotation.

Klej chemoutwardzalny One-Step jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowe połączenie materiału klejącego i aktywatora gwarantuje lepkość, dzięki której zamki nie przesuwać się.



DT.301-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

4 x 3.5gm Syringes
4 x Strzykawki po 3,5g

1 x 12ml Enamel Catalyst Primer
1 x 12ml Aktywator

1 x 7g Green Gel Etchant
1 x 7g Wytrawiacz

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

2 x Brush Holder
1 x Uchwyt do pędzelków

50 x Brushes
50 x Pędzelków krótkich



alpha-dent®

ONE STEP BRACKET ADHESIVE
ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO
ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY

Starter kit / Zestaw startowy

DT.301-0008-001

Contents / Zestaw zawiera:

1 x 3.5gm Syringe
1 x Strzykawkę po 3.5g

1 x 5ml Enamel Catalyst Primer
1 x 5ml Aktywator

1 x 3g Green Gel Etchant
1 x 3g Wytrawiacz

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

2 x Mixing spatulae
2 x Łopatki do mieszania

25 x Brushes
25 x Pędzelków krótkich





alpha-dent®

LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW
ŚWIATŁOUTWARDZALNY



**DENTAL
TECHNOLOGIES**
improving smiles around the world

Starter kit / Zestaw startowy

DT.303-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

1 x 3.5gm Syringe
1 x Strzykawkę 3.5g

1 x 3ml Sealant Resin
1 x 3ml Aktywator

1 x 5ml Green Gel Etchant
1 x 5ml Wytrawiacz

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

2 x Mixing spatulae
2 x Łopatki do mieszania

25 x Brushes
25 x Pędzelków krótkich



alpha-dent®

Light Cure adhesive syringe
Klej światłoutwardzalny w strzykawce



DT.303-0202-001

3.5 g syringe / 3,5 g strzykawka

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

alpha-dent®

Light Cure blue band cement syringes
Cement do pierścieni światłoutwardzalny Blue

Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesive is a single paste resin-based, fluoride containing band adhesive. The single paste adhesive requires no mixing; resulting in reducing adhesive waste, consistent adhesive performance and now working time constraints. Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesives distinctive blue color allows you to easily see the adhesive during banding, making clean up easy. When used with a high performance curing light, cure time is 20 seconds.

Cement do pierścieni jest pastą na bazie żywicy, zawierającą fluor. Nie wymaga mieszania, oszczędza czas, redukuje marnowanie materiału. Niebieski kolor wskazuje na ewentualny nadmiar kleju przed utwardzeniem oraz ułatwia zlokalizowanie resztek kleju po usunięciu pierścienia. Należy naświetlać lampą 20 sekund.

alpha-dent®

Sealant resin
Aktywator



DT.208-0101-001

Sealant resin 7ml / Aktywator 7ml



DT.320-0000-001

Contents /Zestaw zawiera:
6 x 5gm Syringes
6 x Strzykawkę po 5 g

alpha-dent®

Light Cure blue band cement syringes
Cement do pierścieni światłoutwardzalny
Blue w strzykawce



**DENTAL
TECHNOLOGIES**
Improving smiles around the world



DT-320-0101-001
5 gm Syringes / 5 g Strzykawka

Adhesive removers latex free Gumki polerskie do usuwania kleju / cementu bez latexu

Latex free polymer polishers with blend of soft glass granules for the removal of orthodontic cements without scratching or scraping the enamel

max. 20'000 rpm



Code / Kod	S191	S192	S193
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

Adhesive remover sets Zestawy gumek do usuwania kleju/cementu

max. 20'000 rpm



SET1017
Adhesive remover set I - 9 pieces
Zestaw I - 9 sztuk.



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

max. 20'000 rpm



SET1018
Adhesive remover set II - 12 pieces
Zestaw II - 12 sztuk.

Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0	4,3
Ø mm	3,0	5,0	6,0	1,6

Prophylaxis pastes fluoride free 250g Pasty polerskie bez fluoru 250g



Jar / Słoiczek
250 g.

PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Prophy paste cup
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

Prophylaxis pastes fluoride free, mint flavoured Pasty polerskie bez fluoru, miętowe



Jar / Słoiczek
50 g.

PAS009 Fine / Drobnziarnista
PAS001 Medium / Średnioziarnista

Made of 100% natural ingredients.
Zawierają 100% naturalnych składników.

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml
DR.2000.02 10ml
DR.2000.03 50ml



alpha-dent®

Orthodontic Paste Pasta polerska bez fluoru



DENTAL
TECHNOLOGIES
improving smiles around the world

Alpha-Pro® Orthodontic Paste is a splatter-free formula that rinses easily and completely. Alpha-Pro® Orthodontic Paste comes without added color pigments, flavor and fluoride for patients who may be allergic to additives. The paste is available in medium grit and is recommended for normal cleaning, polishing, and plaque removal. The medium grit paste is ideal for use prior to composite bonding, sealants, and orthodontic bracket applications



Made in USA



DT.560-1301-002
Pack of 200 single dose / Opak. 200 szt.
2 gm dispensers / 2 gm kapsułki

Bond brushes micro Pędzelki do bondingu mikro

Pack of 50 pieces
Opak, 50 szt.

Made in Germany



DZ.8610.01



DZ.8610.02



DZ.8610.03



Bond brushes standard Pędzelki do bondingu standardowe

Pack of 100 pieces
Opak, 100 szt.



DZ.8611.01



DZ.8611.02

Syringes and applicator organizer Stojak na strzykawki i mikro aplikatory



DR.9999.00



Prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania na kątnicę

For cleaning and polishing of natural teeth, gold, amalgam fillings and removing plaque stains. Use with prophylaxis paste.


Czyszcza i polerują zęby, złoto, wypełnienia amalgamatowe oraz redukują płytkę nazębną. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.



each / sztuka

Code / Kod	P001	P002	P003	P004	P005
------------	------	------	------	------	------

White nylon / Nylonowe białe



each / sztuka

Code / Kod	P006	P007
------------	------	------

White nylon / Nylonowe białe



White nylon / Nylonowe białe
Ø 5 mm



Code / Kod	DH.5015.01	DH.5015.02
------------	------------	------------

Pack / Opak 50 pieces / szt. 100 pieces / szt.

SMART

Color coded prophy cups latex free RA

Gumki do polerowania bez lateksu na kątnicę

max. 10'000 rpm

Use with prophylaxis paste / Używać z pastą polerską

Pink soft / Różowe miękkie

Purple medium / Purpurowe średnio-twarde

Blue hard / Niebieskie twarde



each / sztuka

Code / Kod	PSRA001	PSRA002	PSRA003	DH.5009.01
------------	---------	---------	---------	------------

50 pieces / szt.



each / sztuka

Code / Kod	PRA001	PRA002	PRA003
------------	--------	--------	--------

Disposable prophy cups and brushes

Jednorazowe gumki i szczoteczki

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



DH.5010.01
Regular / Standardowe



DH.5010.02
Soft / Miękkie




DH.5010.03
Standard brush
Szczoteczka standardowa



DH.5010.04
Pointed brush
Szczoteczka stożkowa

Bonding tray with sliding cover Etui do zamków



DO.1991.10
DO.1991.20
DO.1991.30

Disposable bonding trays Podstawki do zamków



with mixing wells z miejscem do mieszania
without mixing wells bez miejsca do mieszania
DO.1990.11 DO.1990.10
DO.1990.21 DO.1990.20

Disposable bonding trays organizer Stojak na podstawki do zamków



DO.1990.00



Safety release modules with stainless steel clamps / Moduły bezpieczeństwa ze stalową klamrą

Pair / Para



Force / Siła

Dark Blue
Granatowy

Light Blue
Jasnoniebieski

Green
Zielony

Purple
Purpurowy

Red
Czerwony

600 gm	DO.6121.01	DO.6121.02	DO.6121.04	DO.6121.05	DO.6121.06
750 gm	DO.6122.01	DO.6122.02	DO.6122.04	DO.6122.05	DO.6122.06


High pull head caps / Wyciągi czaszkowe



Each / Sztuka

DO.6140.01 Small / Male
DO.6140.02 Medium / Średnie
DO.6140.03 Large / Duże

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



DO.6130.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.01
Blue / Niebieskie
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.02
Green / Zielone
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.03
Red / Czerwone
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Headgear bags / Etui na wyciągi czaszkowe



DO.6145.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Each / Sztuka

DO.6145.01 Blue / Male
DO.6145.02 Red / Średnie
DO.6145.03 Yellow / Żółty
DO.6145.04 Grey / Szary
DO.6145.05 White / Biały

224 x 120 mm

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe




With safety modules
Z modułów bezpieczeństwa

DO.6131.00

Extraoral elastics / Wyciągi zewnątrzustne




Pack of 1000 pieces
Opak. 1000 szt.



Extraoral elastics			
Force / Siła	8.0 oz	14.0 oz	16.0 oz
1/4" (6.4mm)	DO.6170.01	DO.6171.01	DO.6172.01
5/16" (7.9mm)	DO.6170.02	DO.6171.02	DO.6172.02
3/8" (9.4mm)	DO.6170.03	DO.6171.03	DO.6172.03
1/2" (12.7mm)	DO.6170.04	DO.6171.04	DO.6172.04

Facebows / Łuki twarzowe

Facebows with loops / Łuki twarzowe z pętlą



Outer bow is available in 3 lengths
Zewnętrzny łuk dostępny w 3 długościach


#	Intermolar parameter Rozpiętość	Short Krótki	Medium Średni	Long Długi
1	83 mm	DO.6107.01	DO.6108.01	DO.6109.01
2	90 mm	DO.6107.02	DO.6108.02	DO.6109.02
3	97 mm	DO.6107.03	DO.6108.03	DO.6109.03
4	104 mm	DO.6107.04	DO.6108.04	DO.6109.04
5	111 mm	DO.6107.05	DO.6108.05	DO.6109.05

Intermolar parameter from loop to loop in millimeter
Rozpiętość od pętli do pętli w mm

Universal colored facebows / Łuki twarzowe uniwersalne kolorowe Standard - Form


Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"
Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"

- DO.6105.01 White / Biały
- DO.6105.02 Blue / Niebieski
- DO.6105.03 Purple / Purpurowy
- DO.6105.04 Yellow / Żółty
- DO.6105.05 Black / Czarny
- DO.6105.06 Orange / Pomarańczowy
- DO.6105.07 Dark Green / Ciemna zieleń
- DO.6105.08 Lime Green / Jasna zieleń



Universal facebows / Łuki twarzowe uniwersalne


Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"
Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"



Full-Form	DO.6103.01
Standard-Form	DO.6104.01

Plain facebows / Łuki twarzowe

Outer bow Ø .072"
Łuk zewnętrzny Ø .072"





Inner bow Ø / Łuk wewnętrzny Ø	
.045"	DO.6102.01




Lip Bumpers / Peloty wargowe

Wire Ø .045" / Drut Ø .045"



Color Kolor	Standard-Form		Full-Form	
	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami
Blue / Niebieskie	DO.6115.01	DO.6116.01	DO.6117.01	DO.6118.01
Pink / Różowe	DO.6115.02	DO.6116.02	DO.6117.02	DO.6118.02
Red / Czerwone	DO.6115.03	DO.6116.03	DO.6117.03	DO.6118.03
White / Białe	DO.6115.04	DO.6116.04	DO.6117.04	DO.6118.04
Yellow / Żółte	DO.6115.05	DO.6116.05	DO.6117.05	DO.6118.05




Standard-Form

Full-Form

High Pull Head Caps / Czepiec do procy bródkowej

Chin cups / Proce bródkowe






Color Kolor	
Red / Czerwone	DO.6140.04
Blue / Niebieski	DO.6140.06
Green / Zielony	DO.6140.05

Color Kolor	For child Dla dzieci	For adult Dla dorosłych
Red / Czerwone	DO.6141.01	DO.6142.01
Green / Zielony	DO.6141.02	DO.6142.02
Skin / Cielista	DO.6141.03	DO.6142.03

Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Reverse pull face masks Delaire / Maski twarzowe Delaire



Blue
Niebieska

Green
Zielona

Red
Czerwona

White
Biała

Yellow
Żółta

Mini	DO.6150.01	DO.6150.02	DO.6150.03	DO.6150.04	DO.6150.05
Maxi	DO.6151.01	DO.6151.02	DO.6151.03	DO.6151.04	DO.6151.05



Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Fully-Adjustable face masks
Regulowane maski twarzowe



Blue
Niebieska

DO.6154.01



Clear
Przezroczysta

DO.6154.02



Pearl
Perłowa

DO.6154.03



Red
Czerwona

DO.6154.04



Teal
Jasnozielona

DO.6154.05



violet
Fioletowa

DO.6154.11



Spider red
Czerwona pajęczyna

DO.6154.06



Heart
Serca

DO.6154.07



Graffiti
Graffiti

DO.6154.08



Camouflage
Moro

DO.6154.09



Zebra
Zebra

DO.6154.10

Face mask bags / Etui na maski twarzowe



DO.6159.00 For face masks Delaire / Na maski twarzowe Delaire

DO.6159.01 For fully-adjustable face masks / Na maski twarzowe regulowane

Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Bruxism splint / Szyna nagryzowa z zaczepami



DO.6580.01 Clear Przeźroczysta
DO.6580.02 Pink / Bubble gum Różowa / Guma do żucia

Prevents the constant grinding that leads to TMJ disorder. Can be used over braces without effecting tooth movement.

Szyna jest skutecznym sposobem leczenia objawów zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) tj. zaciskania, ścierania czy zgrzytania zębami. Odpowiednia dla pacjentów noszący aparat stały

Silicone comfort covers Ochraniacze wargowe silikonowe



DO.6240.00
Pair / Para

Aligner seaters Nagryzacz do elastycznych aparatów retencyjnych



Simple solution for properly seating aligners with imperfect fit.
Proste rozwiązanie dla dokładnego umiejscowienia aparatu retencyjnego.

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

	Scent / Zapach
DO.6502.01	Mint / Miętowy
DO.6502.02	Bubble gum / Guma do żucia
DO.6502.03	Grape / Winogrono
DO.6502.04	Unscented / Bez zapachu
DO.6502.05	Pineapple / Ananas

Ortho-LipGuard



DO.6245.00
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Provides temporary relief from direct pressure to the lips caused by orthodontic appliances. Medical grade plastic material that can be heated and formed to the contours of the patients mouth, creating a custom guard for each application. The strip can be re-heated and formed throughout orthodontic treatment, to compensate for moving teeth.

Chroni i zabezpiecza usta pacjenta przed otarciami. Plastikowy materiał pod wpływem ciepła dostosowuje się do jamy ustnej pacjenta. Paski mogą być wielokrotnie na nowo formowane podczas całego leczenia ortodontycznego.

Soft plastic comfort covers Ochraniacze wargowe plastikowe



DO.6241.00
Pair / Para

Aligner patient kits Zestawy dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny




Kit-1 / Zestaw 1
DO.6505.01



Kit-2 / Zestaw 2
DO.6505.02

Retainer retrievers Instrument do zdejmowania elastycznych aparatów retencyjnych



Each / Sztuk
DO.6500.01 Blue / Niebieski
DO.6500.02 Green / Zielony
DO.6500.03 Pink / Różowy
DO.6500.04 Orange / Pomarańczowy
DO.6500.05 White / Biały

Retainer case for Invisible retainers Pudełko na retainery Invisalign



Each / Sztuk



DO.6323.01

DO.6323.02

Contents:
1 x Euro retainer case
1 x Slim-Line retainer case
2 x Retainer retrievers
2 x Aligner seaters

Zawiera:
Pudełko Euro na retainer
Pudełko Slim-Line na retainer
Instrumenty do zdejmowania aparatu retencyjnego
Nagryzacz do retainerów

Kit 1 and 2 have same contents, only difference is colors of products
Obydwa zestawy mają taką samą zawartość, różnią się kolorem produktów



Relief wax / Wosk osłonowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego

Clear unscented wax

Przeźroczysty wosk bezzapachowy



DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Purple / Purpurowy	Blue / Niebieski
Code / Kod	DO.6204.02	DO.6204.03	DO.6204.05	DO.6204.06



Box color / Kolor pudełka	Green / Zielony	Orange / Pomarańcz	Pink / Różowy
Code / Kod	DO.6204.07	DO.6204.08	DO.6204.09

Clear scented wax

Przeźroczysty wosk zapachowy



DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego zapachu



Scent / Zapach	Apple / Jabłko	Blueberry / Jagoda	Bubblegum / Guma do żucia	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6205.01	DO.6205.02	DO.6205.03	DO.6205.05



Scent / Zapach	Chocolate / Czekolada	Cinnamon / Cynamon	Coconut / Kokos	Cotton candy / Cukierek
Code / Kod	DO.6205.06	DO.6205.07	DO.6205.08	DO.6205.09



Scent / Zapach	Grape / Winogrono	Mint / Mięta	Orange / Pomarańcza	Pineapple / Ananas
Code / Kod	DO.6205.10	DO.6205.11	DO.6205.12	DO.6205.13



Scent / Zapach	Tutti-Frutti / Tutti-Frutti
Code / Kod	DO.6205.16

Relief wax / Wosk osłonowy

Clear unscented wax

Przeźroczysty wosk bezzapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
 Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Made in USA



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru

				
Box color / Kolor pudełka	Clear / Przezroczysty	Silver / Srebrny	Sparkle cool mint / Miętowy brokatowy	Tropical sparkle blue / Niebieski brokatowy
Code / Kod	DO.6200.02	DO.6200.03	DO.6200.05	DO.6200.06
				
Box color / Kolor pudełka	Tropical sparkle green / Zielony brokatowy	Tropical sparkle orange / Pomarańcz brokatowy	Tropical sparkle pink / Różowy brokatowy	Tropical sparkle red / Czerwony brokatowy
Code / Kod	DO.6200.07	DO.6200.08	DO.6200.09	DO.6200.10
				
Box color / Kolor pudełka	Tropical sparkle black / Czarny brokatowy	Tropical sparkle green / Ciemnozielony brokatowy	Tropical sparkle gold / Złoty brokatowy	Tropical sparkle plum / Śliwkowy brokatowy
Code / Kod	DO.6200.11	DO.6200.12	DO.6200.13	DO.6200.14

Color scented wax in clear cases

Kolorowy wosk zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
 Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Made in USA



Wax color / Kolor wosku	White / Biały	Yellow / Żółty	Purple / Purpurowy	Green / Zielony
Scent / Zapach	Mint / Mięta	Lemon / Cytryna	Grapes / Winogrono	Lime / Limonka
Code / Kod	DO.6203.01	DO.6203.02	DO.6203.03	DO.6203.04



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru

Wax color / Kolor wosku	Orange / Pomarańczowy	Red / Czerwony
Scent / Zapach	Orange / Pomarańcza	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6203.05	DO.6203.06



Relief wax / Wosk osłonowy

Clear wax in scented cases

Przeźroczysty wosk zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires

Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Made in USA



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Scent / Zapach
Code / Kod

Apple / Jabłko
DO.6202.01

Blueberry / Jagoda
DO.6202.02

Bubblegum / Guma do żucia
DO.6202.03

Cherry / Wiśnia
DO.6202.05



Scent / Zapach
Code / Kod

Chocolate / Czekolada
DO.6202.06

Cinnamon / Cynamon
DO.6202.07

Coconut / Kokos
DO.6202.08

Cotton candy / Cukierek
DO.6202.09



Scent / Zapach
Code / Kod

Grape / Winogrono
DO.6202.10

Mint / Mięta
DO.6202.11

Orange / Pomarańcza
DO.6202.12

Pineapple / Ananas
DO.6202.13



Scent / Zapach
Code / Kod

Tutti-Frutti / Tutti-Frutti
DO.6202.16

Relief aid kit / Zestaw osłonowy dla pacjenta z aparatem stałym



Made in USA

DO.6215.00

Contents:
Relief wax
Elasti-Bite Wafer
Ortho-LipGuard

Zawiera:
Wosk osłonowy
Wafel do nagryzania
Ochroniacze wargowe na zęby przednie

Aligner patient kit Zestaw dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny



Made in USA

Contents:
1 x Pontic wax
1 x Retainer retriever
3 x Aligner seaters
Zawiera:
1 x Wosk Pontic
1 x Instrument do zdejmowania
aparatu retencyjnego
3 x Nagryzacze do retainerów

Kit-3 / Zestaw 3
DO.6505.03



Glow in the dark unscented relief wax
Wosk świecący w ciemności, bezzapachowy



Made in USA

Box color / Kolor pudełka	Code / Kod
Clear / Przezroczysty	DO.6201.02
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.	

Elasti-Bite
Therapy wafers scented / Wafel do nagryzania zapachowy



Made in USA

DO.6230.01	Cherry / Wiśnia
DO.6230.02	Grape / Winogrono
DO.6231.01	Bubblegum / Guma do żucia
DO.6231.02	Mint / Mięta
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.	

Relief silicone / Silikon osłonowy

Will not melt or dry out
Nie topi się i nie wysycha



Made in USA

DO.6210.00
Assorted sparkle boxes
Mix brokatowych pudełeczek
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

- Orthosil™ Silicone Patient Boxes**
- Silicone used for temporary relief from appliance irritation
 - Transparent and waterproof
 - Resistant to hot liquid



Relief wax organizer / Stojak na wosk



Made in USA



- Made from strong, high quality clear acrylic
- Removable cover slides on and off for easy dispensing and re-stocking
- Holds 100 boxes

DO.6220.00

Orthosil Bracket Protector / Orthosil Silikon osłonowy



Made in USA



DO.6209.00
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Thicker strips of silicone for covering an entire arch, one piece covers cuspid to cuspid.
Ideal for patients who play musical instruments or extra protection when used with a mouth guard.

Cienkie paski silikonu osłaniają pełny łuk, jeden pasek osłania od kła do kła.
Przeznaczony dla pacjentów grających na instrumentach muzycznych lub jako dodatkowa ochrona podczas noszenia ochraniacza do warg.



Pontic wax / Wosk Pontic

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Made in USA



DO.6510.00
Creates the appearance of teeth inside aligners with extraction areas of missing teeth.
Przeznaczony dla pacjentów noszących aparat retencyjny.



Euro retainer cases Maxi
Pudełka ortodontyczne Euro Maxi

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar	
38 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



DO.6306.01
Sparkle aqua
Metallic morski



DO.6306.02
Sparkle black
Metallic czarny



DO.6306.03
Sparkle blue
Metallic niebieski



DO.6306.04
Sparkle green
Metallic zielony



DO.6306.05
Sparkle purple
Metallic purpurowy



DO.6306.06
Sparkle red
Metallic czerwony



DO.6306.08
Yellow
Żółty



DO.6306.11
Sparkle cool mint
Metallic miętowy



DO.6306.12
Sparkle plum
Metallic śliwkowy



DO.6307.01
Tropical Blue
Fluorescencyjny niebieski



DO.6307.02
Tropical green
Fluorescencyjny zielony



DO.6307.03
Tropical orange
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6307.04
Tropical pink
Fluorescencyjny różowy



DO.6308.01
Splash
W kleksy



DO.6308.02
Splash kiwi
Kiwi w kleksy



DO.6308.03
Splash ocean
Ocean w kleksy



DO.6308.04
Splash tangerine
Mandarynka w kleksy



DO.6309.01
Glow in the dark
Świejące w ciemności

DO.6306.00

Assorted colours / Asortyment

- DO.6306.01 Sparkle aqua / Metallic morski
- DO.6306.02 Sparkle black / Metallic czarny
- DO.6306.03 Sparkle blue / Metallic niebieski
- DO.6306.04 Sparkle green / Metallic zielony
- DO.6306.05 Sparkle purple / Metallic purpurowy
- DO.6306.06 Sparkle red / Metallic czerwony
- DO.6307.01 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
- DO.6307.02 Tropical green / Fluorescencyjny zielony
- DO.6307.03 Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
- DO.6307.04 Tropical pink / Fluorescencyjny różowy

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro retainer cases Midi
Pudełka ortodontyczne Euro Midi

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

31 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



DO.6300.02
Sparkle black
Metallic czarny



DO.6300.03
Sparkle green
Metallic zielony



DO.6300.05
Sparkle purple
Metallic purpurowy



DO.6300.06
Sparkle red
Metallic czerwony



DO.6301.01
Tropical Blue
Fluorescencyjny niebieski



DO.6301.02
Tropical green
Fluorescencyjny zielony



DO.6301.03
Tropical orange
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6301.04
Tropical pink
Fluorescencyjny różowy



DO.6303.01
Glow in the dark
Świejące w ciemności

DO.6300.00

Assorted colours / Asortyment

DO.6300.02	Sparkle black / Metallic czarny
DO.6300.03	Sparkle green / Metallic zielony
DO.6300.05	Sparkle purple / Metallic purpurowy
DO.6300.06	Sparkle red / Metallic czerwony
DO.6301.01	Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
DO.6301.02	Tropical green / Fluorescencyjny zielony
DO.6301.03	Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
DO.6301.04	Tropical pink / Fluorescencyjny różowy
DO.6302.01	Splash / W kleksy
DO.6303.01	Glow in the dark / Świejące w ciemności

Retainer cases classic mini
Pudełka classic mini na retainery

Size / Rozmiar

22 mm	Deep / Głębokość
72 mm	Wide / Szerokość
65 mm	Long / Długość



DO.6321.00
Assorted / Asortyment
Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



DO.6322.00
Assorted / Asortyment
Pack of 15 pieces / Opak. 15 szt.



Retainer cases classic Midi / Pudełka protetyczne Classic Midi



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

32 mm	Deep / Głębokość
70 mm	Wide / Szerokość
60 mm	Long / Długość



Black
Czarne



Blue Dark
Ciemnoniebieskie



Blue Light
Jasnoniebieskie



Green Flourescent
Fluorescencyjna zieleń



Orange
Pomarańczowe



Pink Hot
Ostry róż



Purple
Purpurowe



Red
Czerwone



Violet
Fioletowe



Yellow
Żółte

Color / Kolor	Midi	Midi with mirror z lusterkiem
Assorted / Mix kolorów	DO.6320.00	DO.6350.00
Black / Czarne	DO.6320.01	DO.6350.01
Blue Dark / Ciemnoniebieskie	DO.6320.02	DO.6350.02
Blue Light / Jasnoniebieskie	DO.6320.03	DO.6350.03
Green Flourescent / Fluorescencyjna zieleń	DO.6320.04	DO.6350.04
Orange / Pomarańczowe	DO.6320.05	DO.6350.05
Pink Hot / Ostry róż	DO.6320.06	DO.6350.06
Purple / Purpurowe	DO.6320.07	DO.6350.07
Red / Czerwone	DO.6320.08	DO.6350.08
Violet / Fioletowe	DO.6320.10	DO.6350.10
Yellow / Żółte	DO.6320.11	DO.6350.11

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Orthodontic retainer or bleaching tray cases Pudełka ortodontyczne na retainery i szyny wybielające

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.6314.00
Assorted colors / Asortyment





Slim-Line retainer cases / Slim-Line Pudełka ortodontyczne

	DO.6311.01 Sparkle Black / Metaliczny czarny
	DO.6312.01 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
	DO.6312.02 Tropical Green / Fluorescencyjny zielony
	DO.6312.03 Tropical Orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
	DO.6312.04 Tropical Pink / Fluorescencyjny różowy

	DO.6311.13 Sparkle Cool Mint / Metaliczny miętowy
	DO.6311.14 Sparkle Plum / Metaliczny śliwkowy

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



DO.6311.00
Assorted / Asortyment

Retainer case clips Klipsy do pudełka ortodontycznego



DO.6390.00
Assorted / Asortyment
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.





Ultima Guard
Ultimate mouth guard
Ochraniacz sportowy do warg

Color / Kolory	Without strap Bez paska	With strap Z paskiem
Blue / Niebieski	DO.6250.02	DO.6251.02
Clear / Przezroczysty	DO.6250.03	DO.6251.03
Green / Zielony	DO.6250.04	DO.6251.04
Silver / Srebrny	DO.6250.06	DO.6251.06
Yellow / Żółty	DO.6250.07	DO.6251.07

- The first truly breathable mouth guard
- Protect lips, cheeks and gums from contact with braces while playing sports
- Three breathing vents to maximise airflow
- Tongue guard protects the tongue from protruding through the vents
- Comfortable and easy to wear
- Can be heated and customised for each patient

- Pierwszy nieutrudniający oddychania ochraniacz do warg
- Ochronia wargi, policzki i dziąsła przed kontaktem z zamkami podczas uprawiania sportu.
- Trzy otwory ułatwiające przepływ powietrza.
- Skutecznie ochrania język
- Wygodny i łatwy w użyciu.
- Pod wpływem ciepła dopasowuje się do jamy ustnej pacjenta

Functional vestibular appliance- Schönherr's plates / Płytki przedsionkowe Schönherra



DO.8090.01
Small – under 3 years
Mała – dla dzieci poniżej 3 lat



DO.8090.02
Medium – 3 to 5 years
Średnia – dla dzieci 3-5 lat



DO.8090.03
Large – 5 to 7 years
Duża – dla dzieci 5-7 lat

Intraoral & extraoral elastic band case / Pudełeczka na wyciągi wewnętrzne lub zewnętrzne z nakładaczem

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



DO.5986.00

Assorted / Asortyment

ICON

Interdental brushes standard / Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych standard

High tensile strength, plastic coated, stainless steel wire at the core prevents the brushes from bending. Brush is also fully flexible and after bending will retain its original shape. The brush and handle are manufactured as a complete unit so there is no need to assemble. Additionally each brush has its own hygienic cap which can also be used as a handle extension (except ID114 and ID115).

Stalowy rdzeń szczoteczki bardzo wytrzymały, nie łamie się nawet po wielokrotnym zgięciu, solidnie umieszczony w ergonomicznym uchwycie. Elastyczne, nylonowe włosie szczoteczki zawsze powraca do swojego początkowego kształtu. Szczoteczki posiadają nakładkę ochronną, która może służyć jako przedłużenie uchwytu.

Pack of 8 pieces / Opak. 8 szt.



Size / Rozmiar	XXXXF	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Ø mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	9,0
L mm	12,0	12,5	12,0	13,0	13,0	13,0	16,0	19,0
Color / Kolor	Pink	Orange	Red	Blue	Yellow	Green	Purple	Grey
	Różowe	Pomarańczowe	Czerwone	Niebieskie	Żółte	Zielone	Purpurowe	Szare
Code / Kod	ID121	ID120	ID119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114





End Tufted Brush / Szczoteczki jedнопęczkowe

The brush has been developed in order to clean interstitially tooth by tooth. The brush is equipped with a small ergonomically designed nylon tuft.

Idealna do czyszczenia pojedynczych zębów, okolic przyszyjkowych, bruzd zębowych oraz stałych aparatów ortodontycznych. Zakończona ergonomicznie zaprojektowanym małym nylonowym pęczkiem, pozwala na delikatne i efektywne czyszczenie.

CS 1006
single 6mm




DH.2002.01

CS 1009
single 9mm



DH.2002.02



SUNSTAR
G·U·M
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.™



DH.2002.03

Toothbrush covers

Ostonki na główki szczoteczek manualnych

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.




DH.2900.00

Disposable orthodontic V-Trim Prepasted toothbrush

Szczoteczki ortodontyczne jednorazowe V-Trim z pastą do zębów

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.



DH.2091.00

Prepasted with mint tooth paste
Perfect for patients use prior to treatment

Pasta o smaku miętowym
Doskonale w sytuacjach awaryjnych



Denture brush

Szczoteczka do protez



DH.2300.00

SUNSTAR
G·U·M
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.™

Teen toothbrushes

Szczoteczki do zębów Teen



DH.2015.01 Blue / Niebieska
DH.2015.02 Green / Zielona
DH.2015.03 Orange / Pomarańczowa
DH.2015.04 Yellow / Żółte



Orthodontic dual-head V-Trim toothbrushes

Podwójne szczoteczki ortodontyczne (z końcówką do czyszczenia przestrzeni międzyczębowych)



DH.2010.00 Blue / Niebieska
DH.2010.01 Green / Zielona
DH.2010.02 Purple / Purpurowa
DH.2010.03 Red / Czerwona



Orthodontic V-Trim toothbrushes

Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



DH.2012.00 Blue / Niebieska
DH.2012.01 Green / Zielona
DH.2012.02 Purple / Purpurowa
DH.2012.03 Red / Czerwona





Orthodontic V-Trim travel toothbrushes
Podróżne szczoteczki ortodontyczne V-Trim



- DH.2020.00 Blue / Niebieska
- DH.2020.01 Green / Zielona
- DH.2020.02 Purple / Purpurowa
- DH.2020.03 Red / Czerwona



Orthodontic V-Trim toothbrushes
Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



DH.2011.01
Curaprox CS 5460

DH.2011.02
Gum Butler 124

DH.2011.03
Oral B

Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.

Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-I in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



- Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
- DH.2000.00 Blue / Niebieski
- DH.2000.01 Green / Zielony
- DH.2000.02 Purple / Purpurowy
- DH.2000.03 Red / Czerwony

Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
 Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
 V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
 Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
 3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
 Mint wax / Wosk miętowy
 Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
 15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
 Mouth mirror / Lusterko z rączką



Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.

Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-II in plastic bottle / Zestaw w plastikowym bidonie



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:

Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
Mint wax / Wosk miętowy
Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny

DH.2001.00 Blue / Niebieski
DH.2001.01 Green / Zielony
DH.2001.02 Purple / Purpurowy

Kit-III in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:

V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Orthodontic wax / Wosk ortodontyczny
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror mixing spatula / Lusterko z rączką

Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny

DH.2003.00 Blue / Niebieski
DH.2003.01 Pink / Różowy





Flexi interdental brushes Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych

Each / Sztuka



Size / Rozmiar	X-Micro	Micro fine	Ultra fine	Super fine	X-fine	Fine	X-fine tapere / stożkowe	Stożkowe	Medium
Ø mm	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3 - 5	3 - 6	8,0
Wire thickness / Grubość drutu	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.20
Color / Kolor	Turquoise	Coral	Tangerine	Ruby	Aqua	Lemon	Lilac	Lime	Violet
	Morskie	Różowe	Pomarańczowa	Czerwona	Niebieska	Żółte	Liliowe	Zielone	Ciemnofioletowe
Code / Kod	TF-ID200	TF-ID201	TF-ID202	TF-ID203	TF-ID204	TF-ID205	TF-ID206	TF-ID207	TF-ID208

ORAL-B Super Floss Nić ORAL-B Super Floss

- 1 Ideal for braces, bridges and wide spaces
- 2 Stiffened end to floss under appliances
- 3 Spongy-floss to clean around appliances and in wide spaces
- 4 Regular floss to remove plaque under gumline
- 5 50 Pre-cut strands



DH.1000.02

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

- 1 Do czyszczenia mostów, aparatów ortodontycznych i większych przestrzeni międzyzębowych
- 2 Usztywniony koniec ułatwia wprowadzanie nici pod przęsło mostu lub aparatu ortodontycznego
- 3 Puszta część służy oczyszczaniu miejsc wokół mostów i aparatów oraz większych przestrzeni międzyzębowych
- 4 Standardowa nić dentystyczna usuwa płytkę nazębną poniżej linii dziąseł
- 5 W pojemniku znajduje się 50 odmierzonych odcinków nitki dla łatwiejszego dozowania

Tongue cleaner Szczoteczka do czyszczenia języka



DH.2200.00



OrthoKIN strawberry-mint mouthwash with toothpaste OrthoKIN zestaw płyn truskawkowo-miętowy z pastą do zębów



500 ml

75 ml

DH.3200.01

Oral Hygiene specified for carriers of braces.
Prevention of caries.
Prevention and control of bacterial plaque.

Codzienna higiena jamy ustnej u osób leczonych aparatami ortodontycznymi
Profilaktyka próchnicy
Profilaktyka stanów zapalnych dziąseł i chorób przyzębia
Profilaktyka tworzenia się płytki bakteryjnej

OrthoKIN tooth paste Strawberry Mint OrthoKIN pasta do zębów



DH.3200.03

Formulated with the right amount of fluoride (500 ppm), for wearers of orthodontic braces, also contains cetylpyridinium chloride (with antiseptic and antiplaque action), pro-vitamin B5 and vitamin E (epitheliant agents), which offer an intensive protection of the gingival tissue and control the accumulation of the dental biofilm (dental plaque).

Indications

- Specific oral hygiene for wearers of orthodontic braces.
- Prevention of caries.
- Prevention and control of dental plaque.

Guidelines for administration

Brush teeth for 2 or 3 minutes, at least twice a day, preferably after every meal and before bed time. Do not swallow.

Presentations:
75ml



WP-100



Product Features

7 Tips
Advanced Pressure Control System With 10 Settings
Reservoir Capacity Of 90+ Seconds
Pause Button On Handle
360-Degree Tip Rotation
Smaller And Quieter Than Previous Models
Covered Reservoir With Built-In Tip Storage
Compatible With 120VAC/60Hz Outlets, For Use In North America Only
Two-Year Warranty

Opis

Waterpik to nowoczesny irygator w 93% skuteczniejszy w profilaktyce zapalenia dziąseł od tradycyjnych metod czyszczenia nitką dentystyczną. Badania naukowe dowiodły że po 28 dniach używania irygatora nastąpiło w 40%-93% obniżenie krwawienia i zapalenia dziąseł. Zdrowsze dziąsła już po 14 dniach. Usuwa bakterie głęboko między zębami i poniżej dziąseł, gdzie czyszczenie tradycyjną szczoteczką nie daje rezultatów. Masuje dziąsła, nadając w efekcie ich silny i zdrowy wygląd

Idealny do czyszczenia wokół stałych aparatów ortodontycznych, dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki.
10 stopni regulacji ciśnienia (od 5 do 90 Psi).
Nowy wygląd oraz 20% cichszy niż poprzednie modele.
Zbiornik z pokrywą ułatwia utrzymać go w czystości i przechowywać załączone akcesoria.
Dwa lata gwarancji



WP-112



Classic Jet tip
końcówki klasyczne
do irygacji



Orthodontic tip
Końcówka ortodontyczna



Plaque Seeker tip
końcówka do czyszczenia
implantów, mostów, koron



Pik Pocket tip
końcówka do irygacji
poddziąsłowej



Toothbrush tip
końcówka szczoteczka
do zębów




Tongue cleaner tip
końcówka do czyszczenia języka




Expansion screws / Śruby rozszerzające

Micro Series

Double-guidance expansion screws for multiple use.
Podwójne śruby prowadzące o szerokim zastosowaniu.




Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements.
Stable U-bow retention, straight or bent.
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Standard Series

Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements. Stable U-bow retention, straight or bent.
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Traction screws for closing gaps. Stable U-bow retention straight or bent.

Śruby trakcyjne, ściągające do zamykania przestrzeni międzyczębowych, proste lub kątowe.




Stable expansion screws for the maxilla with retention drill holes.

Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla szczęki.



Standard expansion screws
Śruby rozszerzające standard






D
DENTAURUM

Skeleton design
Holes in body of screws for better retention in acrylic
Built-in stops prevent screws from coming apart
With expansion screw key straight, small – standard

Stable expansion screws for the mandible with retention drill holes.


Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla żuchwy.



Expansion screws / Śruby rozszerzające


Multiple section screws by Bertoni / Śruby Bertoniego

Combined transversal and protrusion screw for 2 or 3 independently adjustable sectors.
Śruby poprzeczno-protruzyjne z 2 lub 3 niezależnie działającymi sekcjami, trójkierunkowe.




Special screws / Śruby specjalne

Fan-shaped screw for asymmetric expansion of the maxilla.
Śruba zawiasowa górna do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim szczęki.




Mandibular bow screws for transversal expansion of the mandibular anterior arch.


Śruby zawiasowe dolne do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim żuchwy.



Stable expansion screw for the upper jaw.
Śruba Weise'a do leczenia przodozgrzyzu.



Palatal suture expansion screws / Śruby do podniebiennych procesów rozszerzających



Laboratory wires / Drut protetyczny

DENTAURUM



Remanium® wires / Drut Remanium®

Laboratory wires / Drut protetyczny

High quality chromium-nickel dental wires, quality soft, hard and spring hard.
Wysokiej jakości drut protetyczny chromowo-niklowy – miękki, twardy, sprężysto – twardy.

LEWADENTAL



Size	Soft	Hard	Spring hard	Length
Rozmiar	Miękki	Twardy	Sprężysto – twardy	Długość
0,4 mm	L 704	L 804	L 904	50 m
0,5 mm	L 705	L 805	L 905	50 m
0,6 mm	L 706	L 806	L 906	40 m
0,7 mm	L 707	L 807	L 907	30 m
0,8 mm	L 708	L 808	L 908	20 m
0,9 mm	L 709	L 809	L 909	10 m
1,0 mm	L 710	L 810	L 910	10 m
1,1 mm	L 711	L 811	L 911	10 m
1,2 mm	L 712	L 812	L 912	10 m



Met dent

Size	Spring hard	Length
Rozmiar	Sprężysto – twardy	Długość
0,7 mm	523-070.00	30 m
0,8 mm	523-080.00	20 m
0,9 mm	523-090.00	20 m

Size	Spring hard	Length
Rozmiar	Sprężysto – twardy	Długość
0,6 mm	DL.0001.00	1 m
0,7 mm	DL.0001.01	1 m
0,8 mm	DL.0001.02	1 m
0,9 mm	DL.0001.03	1 m
1,0 mm	DL.0001.04	1 m
1,2 mm	DL.0001.05	1 m



Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



The Right Plastic for the Right Application

Clarity, thickness, strength, aesthetics and specific application are all important things to consider when selecting thermoforming materials. This below comparison chart can help you select the right plastic for the right application.

Odpowiedni materiał do dokładnego formowania

Przejrzystość, grubość, trwałość, estetyka i właściwe formowanie są ważnymi czynnikami przy wyborze materiałów termoformowalnych. Poniższa tabela pokazuje jak wybrać właściwy materiał w zależności od rodzaju szyny.

	Plastic Series I	Plastic Series II	Plastic Series III	Plastic Series IV
Bondable to acrylic Wiąże się z akrylem			X	X
Creating clear retainers Do wykonywania retainerów przezroczystych	X	X		X
Creating thin retainers Do wykonywania retainerów niskoprofilowych	X	X		X
Creating temporary retainers Do wykonywania retainerów tymczasowych	X	X	X	X
Creating tooth movement aligners Do wykonywania pozycjonerów		X		X
Creating bruxism splints Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi		X		
Creating temporary bridges Do wykonywania mostów tymczasowych		X	X	X
Creating bite planes Do wykonywania szyn zgryzowych			X	X
Creating whitening trays Do wykonywania szyn wybielających	X			
Latex and BPA free Nie zawiera lateksu i bisfenolu A	X	X	X	X




Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



Plastic Series I

Use for low-profile retainers where patient compliance is an issue and for final retainers and whitening trays. Also suitable for temporary retainers between appointments.

Do wykonywania retainerów niskoprofilowych, szyn wybielających i retainerów. Odpowiednie dla retainerów tymczasowych używanych pomiędzy wizytami.




Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm
0.50 mm / .020"	DO.9010.05

Plastic Series II

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.




Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9020.07	DO.9021.07
1.00 mm / .040"	DO.9020.10	DO.9021.10
1.50 mm / .060"	DO.9020.15	DO.9021.15

Plastic Series III

Clear material has blue protective film on both sides, remove prior to thermoforming. Accepts acrylics / bonding agents. Average life: 6 months. Store in a cool, dry place. Use for bite planes, temporary retainers and temporary bridges.

Przeźroczysty materiał z niebieską ochronną powłoką po obu stronach, którą należy usunąć przed termoformowaniem. Do łączenia z akrylem i bondem. Żywotność materiału 6 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania szyn zgryzowych, retainerów tymczasowych oraz mostów tymczasowych.




Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9030.07	DO.9031.07
1.00 mm / .040"	DO.9030.10	DO.9031.10
1.50 mm / .060"	DO.9030.15	DO.9031.15
2.00 mm / .080"	DO.9030.20	DO.9031.20

Plastic Series IV

Best combination of strength, durability and clarity. Extremely durable; resistant to cracking, bending out of shape or breaking. Bondable to acrylics. Average life: 18-24 months. Store in a cool, dry place. Use for retainers, tooth movement aligners and temporary anterior bridges.

Najlepsze połączenie trwałości i przejrzystości. Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia i odkształcenia. Wiąże się z akrylem. Żywotność materiału 18-24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania retainerów, pozycjonerów oraz mostów tymczasowych przednich.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9040.07	DO.9041.07
1.00 mm / .040"	DO.9040.10	DO.9041.10
1.50 mm / .060"	DO.9040.15	DO.9041.15
2.00 mm / .080"	DO.9040.20	DO.9041.20

Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



bio-art
intelligent solutions

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.

Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	x	DO.9024.10
1.00 mm / .040"	DO.9022.10	DO.9024.15
1.50 mm / .060"	x	x
2.00 mm / .080"	x	x

Orthodontic Instruments / Instrumenty ortodontyczne





Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Measuring instruments / Instrumenty do pomiarów

Vernier caliper / Suwmiarka




DO.170.000
Beerendonk

Vernier with long and fine tips for intraoral measurements.
Suwmiarka z długimi, cienkimi końcówkami do pomiarów wewnątrzustnych.



Vernier caliper / Suwmiarka



DO.172.000
Falcon

Double sided, for inner and outer measurements
Dwustronna, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych

Bow divider / Cyrkiel



DO.151.000
Falcon

To measure tooth width, bracket distance to the incisal edge etc.
Do mierzenia szerokości zębów, odległości zamka od brzegu siecznego, itp.

Orthodontic bow compass Cyrkiel ortodontyczny



DO.175.000
Falcon

To measure tooth width, bracket distance to the incisal edge etc.
Do mierzenia szerokości zębów, odległości zamka od brzegu siecznego, itp.

Orthodontic ruler / Linijka ortodontyczna



DO.160.000
Bernklau


Perfect for all diagnostic measurements, both intraoral and on the model.
Idealna do pomiarów diagnostycznych, zarówno wewnątrzustnych jak i na modelu

Rulers stainless steel / Linijki ze stali nierdzewnej



BA.225.150 150 mm / 6"
BA.225.300 300 mm / 12"

Dynamometer / Dynamometr



DO.180.000

"High precision gauge for measuring tensile and compression forces exerted by springs and elastics for a maximum range of 16 oz. (453g). It is calibrated with 1 oz. single line and 4 oz. double line increments."

"Przyrząd do pomiaru siły naciągów wyciągów elastycznych i sprężyn. Maksymalna siła - 16 oz. (453g). Dynamometr jest kalibrowany, jedno nacięcie oznacza 1oz, dwa nacięcia 4oz."

IPR distance control gauge set / IPR linijka do mierzenia dystansu

Manual stainless steel instrument for the measurement and control of tooth distances heated during IPR protocols

During orthodontic treatments using the interproximal stripping process, predefined and measured interdental spaces must be created. With the stripping method, measurable and calibrated spaces are created through the removal of dental tissue in order to obtain exactly the space necessary for the movement of teeth into a harmonious and correct position.



DO.299.000



Instruments for bands and buccal tubes / Instrumenty do pierścieni i rurek

Band seating instruments / Nagryzacze do pierścieni



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



- DO.125.010 Blue / Niebieski
- DO.125.020 Green / Zielony
- DO.125.030 Orange / Pomarańczowy

- DO.125.040 Purple / Purpurowy
- DO.125.050 Red / Czerwony
- DO.125.080 White / Biały



Band seating instrument with hard metal triangular serrated tip, autoclavable
Narzędzie do nakładania pierścieni z trójkątnym ząbkowanym trzpieniem z twardego metalu, możliwość sterylizacji w autoklawie

DO.125.000 Ergo blue / Ergo niebieski

Deluxe Band seating instruments (Bite sticks) Deluxe Nagryzacze do pierścieni

High heat resistant band seating instruments (Bite sticks) withstand temperatures up to 188 °C

Nagryzacze odporne na wysoką temperaturę, sterylizacja do 188 °C



DO.126.000
Standard triangular tip
Końcówka w kształcie standardowego trójkąta



DO.126.010
Reverse triangular tip
Końcówka w kształcie odwróconego trójkąta



DO.126.020
Circular tip
Końcówka w kształcie okręgu



DO.126.030
Star shaped tip
Końcówka w kształcie gwiazdy

Buccal tube tweezers Pensety do zakładania rurek



Fine pointed tips firmly grip buccal tube within slot for accurate placement.

Cienkie końcówki pewnie chwytają slot w rurce i umieszczają ją w odpowiednim miejscu



DO.227.120 120 mm
DO.227.135 135 mm
Keat



DO.228.125 125 mm
DO.228.135 135 mm
Falcon

Band pusher Dociskacz pierścieni



Band pusher with serrated rectangular tip for good transfer of force when positioning bands.

Narzędzie Mershon z ząbkowaną prostokątną końcówką do dociskania pierścieni, zapewniającą dobre przeniesienie siły nacisku



DO.120.010
Mershon

Band pushers - scalers Dopychacze pierścieni - sierpy

Sharp scaling tip on one end and serrated band pusher on the other.
Ostry sierp do kamienia nazębnego i dociskacz pierścieni z ząbkowaną końcówką



DO.130.010



DO.130.014



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Disc safety guard set Zestaw ochraniaczy do tarczy ściernej



Protects patients gums, lips and cheeks from rotating discs.

Ochronia dziąsła, policzki i wargi pacjenta przed wirującą tarczą.

DO.300.000

Contents / Zawiera:

1 x Shaft / Tuleja

1 x 8mm Guard / Ochraniacz

1 x 16mm Guard / Ochraniacz

1 x 22mm Guard / Ochraniacz



22 mm

16 mm

8 mm

Instruments for interdental stripping Instrumenty do międzyzębowej redukcji szkliwa

Manual interdental stripper handle
Trzymadło do pasek separacyjnych

Securely holds all types of abrasive strips
Opracowane dla pewnego chwytania pasek ściernych



DO.298.000

Abrasive strips Paski separacyjne



DO.299.041

Single sided, 4mm x 150mm
Jednostronne, 4mm x 150mm

Pack of 12 pieces
Opak.12 szt.



DO.299.042

Double sided, 4mm x 150mm
Dwustronne, 4mm x 150mm

Pack of 12 pieces
Opak.12 szt.



DO.299.043

Single sided perforated, 4mm x 150mm
Jednostronne perforowane, 4mm x 150mm

Pack of 6 pieces
Opak.6 szt.

Gum flap retractor Odciągacz płata dziąsła



Useful instrument for lifting gum while banding of second molar.

DO.145.010

Praktyczne narzędzie do odciągania płata dziąsła podczas nakładania pierścienia na drugi ząb trzonowy.

Instruments for D.B. brackets / Instrumenty do zamków D.B.

Bracket positioning gauge Pozycjoner do zamków



Facilitate bracket positioning to exact desired distance by measuring its height, from slot to incisal/occlusal surface of tooth

Pozwala na precyzyjne ustawienie zamka, mierząc odległość pomiędzy slotem zamka a brzegiem siecznym zęba



Universal for both .018" or .022" slot brackets.
Four different heights for bracket positioning: 3.5, 4, 4.5, & 5 mm

Uniwersalne narzędzie do zamków o slotach .018" i .022" z czterema wysokościami położenia zamka: 3,5; 4; 4,5; 5 mm.

DO.200.010
Boone

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Instruments for D.B. brackets / Instrumenty do zamków D.B.

Falcon bracket positioning gauges Pozycjonery do zamków Falcon



Four different heights for bracket positioning: 3.5, 4, 4.5, & 5 mm
Two different models for .018" or .022" slot brackets, anodized aluminum

Cztery wysokości położenia zamka: 3,5; 4; 4,5; 5 mm,
Dwa modele dla zamków o slotach .018" i .022",
aluminium anodizowane, możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.205.018
For .018" slot brackets dla zamków .018"



DO.205.022
For .022" slot brackets dla zamków .022"

Bracket placer for posterior teeth Penseta do zakładania zamków na zębach trzonowych



Very helpful instrument for placing D.B.brackets from bicusps to molars, the small head offers excellent view.

Niezawodny instrument do zakładania zamków D.B. na zębach przedtrzonowych i trzonowych. Mała "główka" pensety zapewnia doskonałe pole widzenia.



DO.209.010

Adhesive removers / Instrumenty do usuwania kleju

For removing residue of adhesive from tooth after removal of D.B. brackets
Usuwanie pozostałości kleju z zębów po zdjęciu zamków

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.235.010

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



DO.235.014

Orthodontic utility plier for brackets placement Penseta do zakładania zamków z lusterkiem

Laser printed gauge 4.0 mm - 5.0 mm , 3.5 mm - 4.5 mm
Laserowo oznaczona podziałka 4.0 mm - 5.0 mm, 3.5 mm - 4.5 mm



Probe narrow tips
Sonda wąskie końcówki

SDV69
150 mm

Front surface mirror 22 mm
Lusterko przedniopowierzchniowe ø 22 mm

Ergonomic – engineered for comfort while working
Time earning – no need to change tool during brackets positioning lowering costs –
one tool instead of four Full attention to the patient – no need to turn head for tool replacing

Patent released to Dr. Stefano Di Vecchio, Patent no RM2000 U000 150



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Instruments for D.B. brackets / Instrumenty do zamków D.B.

Bracket placing tweezers Pensety do zakładania zamków



DO.210.135
135 mm



DO.217.135
135 mm



DO.220.110
110 mm

Bracket tweezers with slot aligner Pensety do zakładania zamków z regulatorem slotów



Bracket holder on one end and slot aligner on the other.
The rear end fits into the bracket slot for accurate placement.

Pozycjoner na końcu pensety pozwala na dokładne ustawienie zamka.
Przednia część pensety służy do chwytania zamków.



Fig. 1
DO.213.135
135 mm



Fig. 2
DO.214.135
135 mm



Fig. 3
DO.215.135
135 mm

Tungsten carbide debonding burs Wiertła z węgla spiekanego do usuwania kleju



DO.6180.00



DO.6181.00

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych




Elastic ligature applicators Instrumenty do nakładania ligatur elastycznych

For easy placement of elastic ligatures under bracket tie wings.
Umożliwiają łatwe założenie ligatur elastycznych pod skrzydełka zamka.



Elastomeric ligature removing instruments Instrumenty do usuwania ligatur elastycznych



Ligature tuckers Dopychacze ligatur (widelce)

Used to tuck metal ligatures, also useful for inserting arch wires into bracket slots and applying elastic chains. Straight end is for anterior use and angled of posterior
Niezawodne instrumenty do dociskania ligatur metalowych, umieszczania luków w slotach zamka oraz zakładania łańcuszków elastycznych.





Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Elastic ligature placing forceps

Kleszczyki do nakładania ligatur elastycznych



Elastic ligature placing forceps with hook
Excellent for placing elastic ligatures, hook on tip provides non-slip grip of any type of elastomeric.

Kleszczyki z haczykiem do nakładania ligatur elastycznych
Doskonałe narzędzie do nakładania ligatur elastycznych, elastomery "nie wyslizgują się" dzięki haczykowi na końcówce kleszczyków.



DO.290.120
Falcon
120 mm
Straight / Proste

DO.291.120
Falcon
120 mm
Curved / Zagięte

DO.294.140
Falcon
140 mm

Elastic ligature placing forceps with groove

Kleszczyki z rowkowanymi końcówkami do nakładania ligatur elastycznych

Excellent for placing elastic ligatures, grooved tip provides non-slip grip of any type of elastomeric

Doskonałe narzędzie do nakładania ligatur elastycznych, elastomery "nie wyslizgują się" dzięki rowkowanym końcówkom kleszczyków.



DO.292.120
Falcon
120 mm

DO.295.140
Falcon
140 mm

Elastomeric ligature removing tweezers

Penseta do usuwania ligatur elastycznych

For easy removal of elastomeric ligatures

Zapewnia łatwe usunięcie ligatur elastycznych



DO.285.010



Separators placing pliers


Kleszcze do zakładania separatorów

For easy placement of radiopaque and non-radiopaque separators

Zapewniają łatwe umieszczenie separatorów widocznych i niewidocznych na zdjęciach RTG



DO.270.155
155 mm



DO.270.160
160 mm



DO.271.165
165 mm



DO.272.165
165 mm

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Ligature tying pliers Kleszcze do napinania ligatur



DO.385.160
Coon

Most popular pliers for tying stainless steel ligatures. Unique cam design incorporates a precision-chamfered slot which automatically locks wire ends as tips spread

Najpopularniejsze kleszcze do wiązania ligatur metalowych. Niepowtarzalny projekt krzywki z unikalnym nacięciem pozwala na automatyczne zawiązanie ligatury przy rozwarciu końcówek.



DO.388.160
Steiner

Dished tying cam for easy wrapping and V-notch for easy winding, cam extends away from the body for ease of winding and locking wire. Dished cam can be reversed for left-handed operators

Wklęsły profil krzywki zapewnia szybkie nawinięcie ligatury, a nacięcie w kształcie litery V pozwala na jej łatwe zwijanie. Odległość krzywki od narzędzia ułatwia zawiązywanie drutu. Dla osób leworęcznych możliwe jest przełożenie krzywki na drugą stronę

Ligature pliers Kleszczyki do ligatur

Falcon offers wide variety of pliers for ligatures wires with or without tungsten carbide inserts. Falcon and Smaha pattern pliers have finer tips than standard Mathieu patterns, these are also suitable for placing elastic ligatures

Falcon oferuje szeroki wybór kleszczyków do ligatur z wkładką z węgla spiekanego lub bez niej. Kleszczyki Falcon i Smaha mają cieńsze końce niż standardowe kleszczyki Mathieu, są także odpowiednie do zakładania ligatur elastycznych.



Falcon
140 mm



Smaha
140 mm

Falcon with tungsten carbide inserts
z wkładką z węgla spiekanego



DO.393.030
Falcon
140 mm



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Distal end bending instruments

Instrumenty do zaginania końcówek dystalnych

Very useful instrument for bending archwire distal ends to the buccal tube to create an easy cinch back bend in an area which is usually very hard to reach. Simply insert instrument to distal end of wire extracting through buccal tube and twist forward. Also can be used to bend tails of springs.

Niezawodny instrument do zaginania końcówek dystalnych w kierunku rurek policzkowych w miejscach trudnodostępnych. Koniec drutu wystającego z rurki policzkowej należy wsunąć w instrument i zagiąć do przodu. Narzędziem tym można również zaginać końcówki sprężyn.



DO.240.010
For wire upto .022" (0.56 mm)
Do drutu max ø .022" (0.56mm)

DO.240.020
For wire upto .030" (0.76 mm)
Do drutu max ø .030" (0.76mm)



DO.241.010
For wire upto .022" (0.56 mm)
Do drutu max ø .022" (0.56mm)

DO.241.020
For wire upto .030" (0.76 mm)
Do drutu max ø .030" (0.76mm)

Lingual torquing key

Instrument do pozycjonowania łuku na powierzchni językowej

DO.400.014



Tweezers for lingual appliances

Penseta do zakładania akcesoriów językowych

DO.401.135
135mm



NiTi ice instrument

Instrument do aktywacji łuków NiTi

DO.245.010
Turns NiTi wire soft and flexible immediately for faster wire placement
Zmienia łuki Niklowo-Tytanowe, które stają się bardziej miękkie i elastyczne



Turrets for arch forming

Trzpienie do formowania łuków

For wires / Do łuków
.016" - .022" (0.41mm - 0.56 mm)



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Torque / Tork
5°, 7° DO.912.010
10°, 13° DO.912.020

DO.911.010
Without torque / Bez torku

DO.910.010
Without torque / Bez torku

Non-autoclavable /
Nie można sterylizować w autoklawie

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Distal end cutters with safety hold Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu

Falcon distal end cutters produce cleaner and closer cut than any other distal end cutter available in market.
All Falcon cutters are fitted with German made, un-breakable, corrosion resistant and durable tungsten carbide inserts.

Kleszcze Falcon tną drut precyzyjniej i bliżej niż inne tego typu kleszcze dostępne na rynku.
Wszystkie kleszcze do cięcia Falcon posiadają końcówki odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję oraz są wzmacniane węglikiem spiekany.



Distal end cutter with safety hold mini head, long handles Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini z długim uchwytem



DO.542.200
Falcon-Mini

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊠ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold, micro head Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mikro



DO.537.200
Falcon Micro

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊠ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold, mini head Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini


extra long off-set handles give better control, leverage and visibility to user
główka mini z bardzo długim wygiętym uchwytem, zapewniają lepszą widoczność oraz kontrolę cięcia



DO.544.200
Falcon-Mini

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊠ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold, mini head Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini



DO.536.200
Falcon Mini

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊠ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold, mini head, long handles Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini z długim uchwytem



DO.538.200
Falcon-Slender model

Distal end cutter with safety hold, long handle Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu z długim uchwytem



Made in Japan



- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊠ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

30-550SLS
147mm



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



All Falcon cutters are fitted with German made, un-breakable, corrosion resistant and durable tungsten carbide inserts.
Wszystkie kleszcze do cięcia Falcon posiadają końcówki odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję oraz są wzmacniane węglikiem spiekany.

Hard wire cutter, straight
Kleszcze do cięcia twardego drutu, proste



DO.550.100
Falcon



● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Hard wire cutter, 15° angled
Kleszcze do cięcia twardego drutu, kątowe 15°



DO.555.100
Falcon



● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Soft wire and ligature cutter, mini
Kleszcze do cięcia ligatur, mini



DO.571.200
Falcon-Mini



┌ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, standard
Kleszcze do cięcia ligatur, standardowe



DO.574.100
Falcon-Standard



┌ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, micro
Kleszcze do cięcia ligatur, mikro



DO.565.200
Falcon-Micro



┌ .23 mm to .30 mm (.009" to .012")

Soft wire and ligature cutter, 45° angled
Kleszcze do cięcia ligatur, kątowe 45°



DO.578.100
Falcon



┌ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, mini
Kleszcze do cięcia ligatur, mini



DO.571.300
Falcon-Mini



┌ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, micro
Kleszcze do cięcia ligatur, mikro



DO.565.300
Falcon-Micro



┌ .23 mm to .30 mm (.009" to .012")

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Band removers curved, left and right designed by Falcon Kleszcze do zdejmowania pierścieni wygięte, lewe i prawe Zaprojektowane przez firmę Falcon



Falcon

Curved tips provide easy access and grip of band without excess retraction of cheek or lips
Curved tips securely catches edge of band without slippage while pad rests on occlusal surface
Curved and heavy tips easily remove even stubborn bands

Falcon

Wygięte końcówki pozwalają na łatwy dostęp do pierścienia i jego pewny uchwyt bez retrakcji policzków i warg. Kończówka bez podkładki podważa krawędź pierścienia natomiast końcówka z podkładką spoczywa na powierzchni zęba. Zagięte i ciężkie końcówki pozwalają na zdjęcie nawet "uporczywych" pierścieni.



Band removing pliers, left
Kleszcze do zdejmowania pierścieni, lewe



DO.497.300
Falcon



Band removing pliers, right
Kleszcze do zdejmowania pierścieni, prawe



DO.498.300
Falcon

Band seating pliers Kleszcze do nakładania pierścieni



DO.502.300
Falcon


Band removing pliers, long Kleszcze do zdejmowania pierścieni proste

Falcon

Safely and quickly removes posterior bands. Pad rests on occlusal surface and tip catches edge of band.

Falcon

Szybko i pewnie usuwają pierścienie z zębów trzonowych. Specjalna podkładka na jednej z końcówek kleszczy spoczywa na powierzchni zęba podczas gdy druga z końcówek podważa krawędź pierścienia i tym samym zdejmuje go.



DO.492.300
Falcon



DO.495.010

Replacement pads 4.8 mm (1/4"), 2 pieces
Wymienna plastikowa końcówka 4.8mm (1/4") para

DO.495.020

Replacement pads 6.3 mm (3/16"), 2 pieces
Wymienna plastikowa końcówka 6.3mm (3/16") para

Contouring pliers for contouring and adapting bands or crowns / Kleszcze do konturowania pierścieni lub koron



DO.475.300
Reynolds

Contouring pliers

One convex and one concave tip for contouring and adapting bands or crowns

Kleszcze konturowe

wklęsło-wypukłe do konturowania pierścieni lub koron



DO.465.300
Johnson



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Buccal tube convertible cap removing pliers Kleszcze do otwierania rurek

Cuts off the temporary cap on a convertible first molar buccal tube when banding of second molar is required

Służą do szybkiego i bezpiecznego usuwania zdejmowanych pokrywek otwieranych rurek na pierwsze lub drugie trzonowce



DO.505.300
Falcon



DO.505.010

Spare blade for DO.505.300 (2 pieces)
Wymienne ostrze do DO.505.300 (2 szt.)



DO.585.300

Aderer
3-jaw wire bending pliers.
Precision aligned and contoured tips for consistent bends without damaging the wire

Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu
Końcówki kleszczy są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas jego doginania.



- 0.36 mm to 0.76 mm (.014" to .030")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.590.300

Angle
Bird beak pliers with cutter.
Universal pliers with all wire bending and loop forming features of bird beak pliers plus cutter

Kleszcze "ptasie dzioby" z możliwością cięcia drutu
Uniwersalne kleszcze do cięcia i doginania drutu oraz formowania pętli



- 0.36 mm to 0.50 mm (.014" to .020")
- Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")



DO.592.300

Angle
Bird beak pliers
The most popular and versatile pliers for wire bending and loop forming, the tips are extremely fine for making small loops

Najpopularniejsze kleszcze do doginania drutu i formowania pętli. Wąskie końcówki kleszczy umożliwiają wykonanie małych pętli.



- 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Bracket removing pliers with plastic tip

Safely and quickly removes D.B. brackets, soft pad rest on incisal/occlusal surface of tooth for leverage and is comfortable for patient, sharp tip wedge the bracket base, one squeeze easily remove the bracket without extra force

Kleszcze do zdejmowania zamków z plastikową podkładką
Szybko i bezpiecznie zdejmują zamki, plastikowa podkładka spoczywa na powierzchni zęba podczas gdy druga końcówka kleszczy podważa podstawę zamka. Jedno ściśnięcie łatwo usuwa zamek bez konieczności używania większej siły.



DO.520.300
Falcon



Bracket removing pliers

Tips wedge between both edges of the bracket base and tooth surface to remove bracket easily.

Kleszcze do zdejmowania zamków

Końcówki kleszczy opierają się na krawędziach zamka, co pozwala na jego szybkie usunięcie.

Bracket removing pliers angled

The 60° angled tip allows easy access to posterior brackets

Kleszcze do zdejmowania zamków wygięte

Końcówka wygięta pod kątem 60° pozwala na łatwy dostęp do zamków na przedtrzonowcach



DO.510.300
Falcon



DO.511.300
Falcon



Bracket removing pliers straight
Kleszcze do zdejmowania zamków proste

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Rectangular arch forming and torquing pliers (Ribbon arch pliers) Kleszcze do formowania i torkowania łuków

Used to form offset and 90° bends on round or rectangular wire. Radiuses on tips edges do not score wire during torquing. Available in three different tip widths, tips are parallel at 0.5 mm opening.

Przeznaczone do łuków okrągłych i prostokątnych. Stosowane do wykonywania dogięć pod kątem prostym jak również do nadawania łukom torku. Profil końcówek nie uszkadza łuków. Kleszcze dostępne z trzema szerokościami końcówek, które są ustawione równolegle.



DO.615.300
Falcon-Slim
Rectangular arch forming and torquing pliers, 0.64mm (.025") wide tips

Kleszcze do formowania łuków prostokątnych i nadawania torku, szerokość końcówek 0.64mm (.025")

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")



DO.616.300
Falcon / Angle
Rectangular arch forming and torquing pliers, 1.27mm (.050") wide tips

Kleszcze do formowania łuków prostokątnych i nadawania torku, szerokość końcówek 1.27mm (.050")

- Max. 0.30 mm to 0.56 mm (.012" to .022")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DO.713.300
Tweed / Angle
Rectangular arch forming and torquing pliers, 1.78mm (.070") wide tips

Kleszcze do formowania łuków prostokątnych i nadawania torku, szerokość końcówek 1.78mm (.070")

- Max. 0.30 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.618.300
Falcon
Lingual / Palatal arch forming pliers
Kleszcze do formowania łuków językowych i podniebiennych

- 0.76 mm (.030") / 0.91 mm (.036")

Surgical ball hook crimping pliers Kleszcze do zaciskania haczyków

Used to crimp surgical ball hooks to archwire, slotted tip fits over the base of hook for secure hold while crimping, also can be used to crimp stops and posts. Long handles for easy access to posterior region



Zaprojektowane aby w prosty sposób utrzymać haczyki oraz umieścić go na łuku. Dzięki jednemu ściśnięciu haczyk znajdzie się na łuku. Długie uchwyty ułatwiają dotarcie do miejsc trudnodostępnych.



DO.621.300
Falcon
Straight / Proste



DO.620.300
Falcon
Angled / Kątowe



DO.610.300
Falcon
Light wire bending and loop forming pliers
Kleszcze do zaginania drutu i formowania pętli

- 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")

Distal end bending pliers (Cinch Back/Tie Back) Kleszcze do zaginania końcówek dystalnych



Designed to bend distal end of wire extracting through buccal tube away from cheek. Angled tips and long handles allow easy access to posterior region

Zaprojektowane do bezpiecznego zaginania końcówek dystalnych. Kątowe końcówki i długi uchwyt ułatwiają dotarcie do miejsc trudnodostępnych



DO.623.300
Falcon

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Instruments for "Fixed Appliance Technique"

Narzędzia do techniki aparatów stałych



Multipurpose pliers, useful for placement and removal of archwires and auxiliaries. Tips are serrated to securely hold wire, the jaws are bowed and contact only at tips to prevent lip pinching, box joint design for stability.

Kleszcze wielofunkcyjne mają zastosowanie przy zakładaniu zamków, łuków, itp. Żłobione końcówki pewnie utrzymują drut bez jego uszkodzania. Niestykające się końcówki kleszczy zapewniają bezpieczeństwo warg. Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi zapewnia trwałość.

FALCON with tungsten carbide inserts
z końcówką z węglika spiekanego

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



How Standard
4mm wide tips
kończówki o szerokości 4 mm



DO.662.100
Angled / Kątowe



DO.661.100
Straight / Proste



- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

How Standard
4mm wide tips / końcówki o szerokości 4 mm



- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

How Mini
2.4 mm wide tips
kończówki o szerokości 2,4 mm



DO.662.300
Angled / Kątowe



DO.661.300
Straight / Proste



DO.665.300
Angled / Kątowe



DO.664.300
Straight / Proste



- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

DO.675.300
Jarabak
Light wire bending pliers
Serrated tips and grooves assure accurate bending and closing of loops
Kleszcze do doginania drutu
Żłobione końcówki z rowkami dokładnie doginają drut i zamykają pętlę.



- 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.688.300
Nance
Loop forming pliers
Four steps beak for making precision loops of 3,4,5 or 6mm in round or rectangular wires. One tip is serrated to prevent wire slippage
Kleszcze do formowania pętli
Czterostopniowe dzioby dokładnie formują pętlę 3, 4, 5 i 6 mm na łukach okrągłych lub prostokątnych. Jedna końcówka jest żłobiona aby zapobiec wyslizgiwaniu się łuku.



- 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

DO.602.300
De La Rosa
Arch forming and contouring pliers, without grooves. Matching concave and convex jaws for contouring and forming archwires without scoring or torquing
Kleszcze do formowania i konturowania łuków, bez rowków, o końcówkach wklęsło-wypukłych, co pozwala na formowanie i konturowanie łuków bez torkowania



- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

DO.705.300
Tweed
Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Loop forming pliers Kleszcze do formowania pętli



DO.712.300
Tweed
Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli

- Max. 0.36 mm to 0.64 mm (.014" to .025")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DO.700.200
Omega
Loop forming pliers with replaceable 440 stainless steel tip, three step tip has 1.14, 1.52 and 1.91mm diameters
Kleszcze do formowania pętli z wymienną, trójstopniową końcówką (1.14, 1.52, 1.91 mm) ze stali nierdzewnej 440

- Max. 0.36 mm to 0.64 mm (.014" to .025")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DO.710.200
Tweed
Loop forming pliers with replaceable 440 stainless steel tip, three step tip has 1.14, 1.52 and 1.91mm diameters
Kleszcze do formowania pętli z wymienną, trójstopniową końcówką (1.14 mm, 1.52 mm, 1.91 mm) ze stali nierdzewnej 440

- Max. 0.36 mm to 0.64 mm (.014" to .025")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DO.700.010
Replacement tip stainless steel 440 for Omega or Tweed loop forming pliers.
Tip diameters 1.14mm, 1.52 and 1.91mm
Wymienna trójstopniowa końcówka (1.14 mm, 1.52 mm, 1.91 mm) ze stali nierdzewnej 440 pasująca do kleszczy Omega lub Tweed

Slim-line
Pliers



DO.738.500
Weingart
Slim and sleek design with long handles for better access to the posterior area, also suitable for lingual technique.
Kleszcze posiadają wyprofilowane wąskie końcówki oraz długi uchwyt, aby ułatwić dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Utility pliers Kleszcze wielofunkcyjne



Multipurpose pliers, useful for placement and removal of archwires and auxiliaries. Tips are serrated to securely hold wire and tapered thus fits between brackets. The jaws are bowed and contact only at tips to prevent lip pinching. Box joint design for stability.

Kleszcze wielofunkcyjne mają zastosowanie przy zakładaniu zamków, łuków, itp. Żłobione końcówki pewnie utrzymują drut bez jego uszkodzenia. Niestykające się końcówki kleszczy zapewniają bezpieczeństwo warg. Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi zapewnia trwałość.

Falcon with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekane



- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.735.100
Weingart Mini
Slim design for better accessibility in posterior and lingual areas

Smukła konstrukcja umożliwia dotarcie w trudnodostępne miejsca np. zębów trzonowych.

DO.738.100
Weingart



DO.735.300
Weingart Mini
Slim design for better accessibility in posterior and lingual areas

Smukła konstrukcja umożliwia dotarcie w trudnodostępne miejsca np. zębów trzonowych.



DO.736.300
Weingart Narrow
Narrow long tips for better access to hard to reach areas

Wąskie i długie końcówki kleszczy ułatwiają dotarcie do trudnodostępnych miejsc



- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.738.300
Weingart



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



All Falcon cutters are fitted with German made, un-breakable, corrosion resistant and durable tungsten carbide inserts.
Wszystkie kleszcze do cięcia Falcon posiadają końcówki odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję oraz są wzmacniane węglikiem spiekany.

Distal end cutter with safety hold, standard
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, standardowe



DO.535.700
Falcon-Standard

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Distal end cutter with safety hold, mini head
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini



DO.536.700
Falcon-Mini

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊗ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold long handles, mini head
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu z długim uchwytem, główka mini



DO.542.700
Falcon-Mini

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊗ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Flush-cut
Distal end cutter with safety hold
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu



DO.545.700
Falcon

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")

Soft wire and ligature cutter, mini
Kleszcze do cięcia ligatur, mini



DO.572.700
Falcon-Mini

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, standard
Kleszcze do cięcia ligatur, standardowe



DO.574.700
Falcon-Standard

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, 15° angled
Kleszcze do cięcia ligatur, katowe 15°



DO.575.700
Falcon

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, 45° angled
Kleszcze do cięcia ligatur, katowe 45°



DO.578.700
Falcon

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



All Falcon cutters are fitted with German made, un-breakable, corrosion resistant and durable tungsten carbide inserts.

Wszystkie kleszcze do cięcia Falcon posiadają końcówki odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję oraz są wzmacniane węglikiem spiekany.

Hard wire cutter, straight

Kleszcze do cięcia twardego drutu, proste



DO.550.700
Falcon

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Hard wire cutter, 15° angled

Kleszcze do cięcia twardego drutu, kątowne 15°



DO.555.700
Falcon

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Hard wire cutter, 15° angled

Kleszcze do cięcia twardego drutu, kątowne 15°

Non-autoclavable
Nie można sterylizować w autoklawie



DO.555.400
Falcon

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Band removing pliers

Kleszcze do zdejmowania pierścieni



DO.492.700
Falcon

Kleszcze do zdejmowania zamków kątowne



DO.510.700
Falcon

Bracket removing pliers straight

Kleszcze do zdejmowania zamków proste



DO.511.700
Falcon

Bracket removing pliers with plastic tip

Kleszcze do zdejmowania zamków z plastikową podkładką



DO.520.700
Falcon

Adhesive removing pliers

Kleszcze do usuwania kleju



DO.525.700
Falcon

DO.525.010 Replacement metal tip
Wymienna metalowa końcówka



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Utility pliers Kleszcze wielofunkcyjne



DO.735.700
Weingart-Slim

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.738.700
Weingart

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Utility pliers Kleszcze wielofunkcyjne



DO.664.700
How Mini
Straight / Proste

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.665.700
How Mini
Angled / Kątowe

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Wire bending and loop forming pliers Kleszcze do doginania drutu i formowania pętli



DO.592.700
Angle (Bird beak)

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Light wire bending and loop forming pliers Kleszcze do doginania drutu i formowania pętli



DO.610.700
Falcon

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")

Light wire bending pliers with cutter Kleszcze do doginania i cięcia drutu



with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekanego



DO.608.700
Falcon

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

Light wire bending and loop forming pliers with cutter Kleszcze do doginania i cięcia drutu oraz formowania pętli



DO.609.700
Falcon

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

Light wire bending and loop forming pliers, grooved tip Kleszcze do doginania drutu i formowania pętli z wyłobioną końcówką



DO.705.700
Tweed

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Loop forming pliers with cutter
Kleszcze do cięcia i formowania pętli



Archwire forming pliers, concave and convex tips
Kleszcze do formowania łuków z wklęsło-wypukłymi końcówkami



Light wire bending pliers
Kleszcze do doginania drutu



Multi-purpose pliers, bird beak, De la Rosa and cutter in one
Kleszcze wielofunkcyjne (De la Rosa i do cięcia drutu), "ptasie dzioby"



3-jaw wire bending pliers
Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu



Distal end bending pliers
Kleszcze do zaginania końcówek dystalnych



Ligature forming pliers
Kleszcze do formowania ligatur



Distal end bending pliers
Kleszcze do zaginania końcówek dystalnych





Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli



DO.688.700
Nance

- 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Torquing pliers set
Kleszcze do torkowania, zestaw



.018" .022"

DO.641.700
Falcon

Detailing step pliers / Bayonet bending pliers - 1mm
Kleszcze do formowania stopni 1mm



DO.630.700
Falcon

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Rectangular arch forming and torquing pliers
Kleszcze do torkowania i formowania łuków prostokątnych



DO.713.700
Tweed / Angle

- 0.30 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Stop pliers V-Bend - 1mm
Kleszcze do zagięć V - 1mm



DO.655.700
Falcon

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.43 mm x 0.56 mm (.017" x .022")

Surgical ball hook crimping pliers, angled
Kleszcze do zaciskania haczyków, kątowe



DO.620.700
Falcon

Lingual / palatal arch forming pliers
Kleszcze do formowania łuków podniebiennych




DO.618.700
Falcon

- 0.76 mm (.030") / 0.91 mm (.036")

Surgical ball hook crimping pliers, straight
Kleszcze do zaciskania haczyków, proste



DO.621.700
Falcon



Aligner pliers

Kleszcze / Dziurkacz okrągły do aparatów retencyjnych

TASK

Made in Japan



60-731
Hole punch
Dziurkacz okrągły
125mm




60-732
Horizontal hole
Dziurkacz poziomy
118mm



60-733
Vertical hole
Dziurkacz pionowy
118mm



60-734
Tear drop hole
Dziurkacz kształt łzy
118mm



Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych

Hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu

with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekanego




DO.777.100

● 0.70 mm to 1.00 mm (.028" to .040")



DO.779.100

● 0.70 mm to 1.00 mm (.028" to .040")



Hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu



DO.777.300

● 0.60 mm to 0.80 mm (.024" to .032")



DO.779.300

● 0.60 mm to 0.80 mm (.024" to .032")



Heavy duty hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu

Falcon
Compound action
Cut heavy wires with little force
Tną twarde drut przy użyciu niewielkiej siły



DO.785.300

Small / Małe

Stainless steel, autoclavable

Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie

● 0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



DO.787.300

Small / Małe

Stainless steel, autoclavable

Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie

● 0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



DO.786.300

Large / Duże

Stainless steel, autoclavable

Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie

● 0.80 mm to 1.50 mm (.032" to .057")



DO.786.400

Large / Duże


Carbon steel, non autoclavable

Stal węglowa, nie można sterylizować w autoklawie

● 0.80 mm to 1.50 mm (.032" to .057")



Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych




Universal pliers Kleszcze uniwersalne



DO.884.300
Universal Mini - Dolphin style
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze kramponowe - delfinki mini
Do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają: 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną: 0.7 mm (.028")



DO.885.300
Universal - Dolphin style
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze kramponowe - delfinki standard
Do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają: 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną: 0.7 mm (.028")



DO.886.300
Universal - Taper style
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze kramponowe
Do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają: 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną: 0.7 mm (.028")



DO.895.300
Waldsachs
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają: 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną: 0.7 mm (.028")

Pliers for facebow Kleszcze do łuków twarzowych



OW.553.180
180mm

Falcon-Cut wire cutter x-action angled
Kleszcze do cięcia drutu z przekładnią boczne

For hard wires up to 2.0 mm Ø, For soft wires up to 3 mm Ø
Tną drut twardy do 2,0 mm Ø i miękki do 3 mm Ø



DO.892.300
Magnum
Universal facebow loop forming and cutting pliers
Heavy duty pliers easily bends or cuts outer or inner bow of a facebow

Kleszcze do formowania i cięcia łuków twarzowych

Max. 1.80 mm (.071")



DO.810.300
Aderer
Facebow loop forming pliers
For forming loops in either inner or outer bows of facebow

Kleszcze do formowania łuków twarzowych
Do formowania pętli zewnętrznych i wewnętrznych na łuku.


Max. 1.60 mm (.063")



DO.888.300
Universal
Parallel jaw pliers with side cutter, compound action
Powerful pliers easily cuts outer bow of a facebow, serrated jaws assure non-slip grip while bending

Kleszcze do formowania i cięcia łuków twarzowych
Ząbkowane końcówki zapewniają pewny uchwyt łuku podczas formowania.

Max. 1.80 mm (.071")



Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych

Adams wire bending pliers

Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes




Adams pliers with tungsten carbide tips
Kleszcze Adams z wkładką z węgla spiekane




DO.796.100
Adams Maxi Fig. 64

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")





DO.799.100
Adams Maxi Fig. 65

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")




DO.795.300
Adams Mini

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")




DO.798.300
Adams Mini

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")





DO.796.300
Adams Maxi Fig. 64

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.799.300
Adams Maxi Fig. 65


● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.812.300
Angle
Bird beak lab. pliers
Tips parallel at 1mm opening

Kleszcze protetyczne "ptasie dzioby"
Równoległe końcówki przy 1 mm rozwarciu.

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")




DO.813.300
Angle
Round nose wire bending and
loop forming pliers

Kleszcze do doginania drutu i formowania pętli, okrągłe końcówki

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych



Aderer 3-Jaw wire bending pliers

Precision aligned and contoured tips for consistent bends without damaging wire.

Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu

Końcówki kleszczy są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas jego doginania.



DO.806.300
Aderer - Mini

- 0.36 mm to 0.50 mm (.014" to .020")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DO.807.300
Aderer - Midi

- 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.808.300
Aderer - Maxi

- 0.50 mm to 0.91 mm (.020" to .036")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.850.300
Mckellops
Optical style, round and concave beaks.
Heavy loop forming pliers

Kleszcze wklęsło-wypukłe do formowania pętli

- Max. 0.80 mm (.032")

Schwarz loop forming pliers

Optical style, round and concave beaks.

Kleszcze Schwarz do formowania pętli

Końcówki kleszczy wklęsło-wypukłe.



DO.870.300
Schwarz Mini

- Max. 0.50 mm (.020")



DO.871.300
Schwarz Midi

- Max. 0.70 mm (.028")




DO.872.300
Schwarz Maxi

- Max. 0.70 mm (.028")



DO.874.300
Schwarz graduated / kalibrowane

- Max. 0.70 mm (.028")




Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych



DO.830.300
Falcon
Flat nose wire bending pliers

Kleszcze płaskie do doginania drutu


● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.835.300
Falcon
Round nose wire bending and loop forming pliers

Kleszcze okraglo-okragle do doginania i formowania pętli

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.860.300
Peeso
Round nose wire bending pliers

Kleszcze płasko-okragle do doginania drutu

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.861.300
Peeso
Crown and collar contouring pliers

Kleszcze płasko-płaskie do konturowania koron i pierścieni




● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.896.300
Young
Loop forming pliers


Kleszcze do formowania pętli



DO.845.100
Nance
Adams clasp forming pliers

Kleszcze do formowania klamer typu Adams

Max. 0.70 mm (.028")



DO.877.300
Schwarz
Arrow clasp forming pliers

Kleszcze do formowania klamer grotowych

Max. 0.70 mm (.028")



DO.876.300
Schwarz
Arrow clasp bending pliers

Kleszcze do przeginania klamer grotowych

Max. 0.70 mm (.028")




Pliers stand / Stojak na kleszcze



DO.964.010

Pliers stands, autoclavable

Stojaki na kleszcze, możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.964.020

Upright pliers stands / Stojaki na kleszcze



DO.965.010 Black / Czarny
DO.965.020 Blue / Niebieski
DO.965.040 Clear / Przezroczysty
DO.965.080 White / Biały

Instruments organizer round / Stojak na instrumenty



DO.966.030

Instruments organizer / Stojak na instrumenty



DO.966.020

Covered pliers rack Stojak na kleszcze



DO.966.000

Silicone grips for orthodontic pliers Silikonowe nakładki na uchwyty kleszczy ortodontycznych


Pair / Para



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Comfortable
Non Slip
Reduce hand fatigue
Easy to put on and off

Wygodne
Nieślizgujące się
Zmniejszają zmęczenie dłoni
Łatwe do zakładania i zdejmowania



DO.950.010
White / Białe

Lips and cheek retractor with tongue retainer
Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Lips / Wargi

Tongue / Język

Lateral / Policzki



DS.424.010

Universal set / Zestaw uniwersalny

Contents / Zawiera:

2 x Adult and Child Springs / 2 x Sprężynki dla dorosłych i dzieci

4 x Cheek Retractors / 4 x Rozwieracze do policzków

Autoclavable / Możliwość sterylizacji w autoklawie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Lips and cheek retractor with tongue retainer
Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.423.010



Medium / Średni
DS.423.020



Large / Duży
DS.423.030

Lips and cheek retractors
Rozwieraki do policzków i ust



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



For child / Dla dzieci
DS.424.020



For adult / Dla dorosłych
DS.424.030

Lips and cheek retractor with tongue retainer
Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.423.060




Large / Duży
DS.423.070



Lips retractors Rozwieraki do warg



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




DS.422.010 Small / Mały
DS.422.020 Large / Duży

Photo cheek retractors Rozwieraki do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Lips and cheek retractor with tongue retainer Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Photo cheek retractors Rozwieraki do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Falcon disposable dry field system Jednorazowy system Falcon Dry Field

- Falcon Dry Field System creates a dry working field.
- Its easy to assemble and be inserted and used by a single operator.
- Works with retractors DS.423.010, DS.423.020 and DS.423.030
- Set contains 5 suction tubes and 5 connectors.
- **Retractor not included**

- Falcon Dry Field system zapewnia suche podłoże pracy.
- Jest bardzo łatwy w zakładaniu i praktyczny zarówno dla lekarza jak i pacjenta.
- Pasuje do rozwieraków DS.423.010, DS.423.020 i DS.423.030
- Zestaw zawiera 5 rurek ssących i 5 łączników.
- **Nie zawiera rozwieraka**



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.423.900
Pack of 5 sets
Opak. zawiera 5 zestawów




Soft retractor lips and cheek
Rozwierak do policzków i ust miękkie


 Cold sterilization only
Sterylizacja na zimno




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.425.010



Medium / Średni
DS.425.020




Large / Duży
DS.425.030


Transparent retractors
Rozwieraki przezroczyste




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.425.040



Medium / Średni
DS.425.050



Large / Duży
DS.425.060

Transparent retractors
Rozwieraki przezroczyste



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.426.010




Medium / Średni
DS.426.020




Extraoral retractors Rozwierzak zewnętrzne


Better access for the dentist to the teeth to perform clinical procedures, gives full view of anterior/posterior segment during direct bonding. Handles for easier insertion and for pulling the cheek anterior while bonding the side segment. Tension can be adjusted by using elastomers for maximum patient comfort, also keeps the upper and lower lip away from dry-field while bonding



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



For child / Dla dzieci
DS.423.080



For adult / Dla dorosłych
DS.423.090

Photography Lip retractor Rozwierzak wargowy do zdjęć



Photo cheek retractors Rozwierzaki policzkowe do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.435.020
Simplex-Falcon



DS.434.030
Large / Duży



DS.434.040
Small / Mały


V shaped, black
V shaped, czarny



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Stainless steel / Stal nierdzewna
DS.437.010
170mm



Plastic / Plastikowy
DS.437.020
170mm



Plastic / Plastikowy
DS.437.030
170mm





Intraoral photographic mirrors
Fotograficzne lusterka wewnętrzne

Made of stainless steel
Wykonane ze stali nierdzewnej



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.468.000
Set of 7 mirrors
Zestaw zawiera 7 lusterek
1 x DD.468.010
1 x DD.468.020
1 x DD.468.030
1 x DD.468.040
1 x DD.468.050
1 x DD.468.060
1 x DD.468.070



Intraoral photographic mirrors
Fotograficzne lusterka wewnątrzustne




Double sided front surface
No double reflection
Chromium coated glass
Provides sharp images


Dwustronne, przedniopowierzchniowe
Brak efektu 'podwójnego odbicia'
Szkło, pokryte chromem
Zapewniają wyraźny obraz




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.470.000
Set of 7 mirrors and 1 handle:
Zestaw zawiera 7 lusterek i 1 uchwyt:
1 x DD.470.010
1 x DD.470.011
1 x DD.470.020
1 x DD.470.021
1 x DD.470.030
1 x DD.470.031
1 x DD.470.040
1 x DD.472.000



Large mirrors with handle
Duże lusterka z uchwytem



DD.471.010 Ø 38mm
DD.471.020 Ø 50mm

For intraoral photography
Bendable at any angle
Chrome front surface
No double reflection
Autoclavable

Do zdjęć wewnątrzustnych
Wygina się pod każdym kątem
Pokryte chromem, przedniopowierzchniowe
Brak efektu 'podwójnego odbicia'
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Handle for photographic mirrors
Uchwyt do lusterka fotograficznego




DD.472.000
Stainless Steel
Stal nierdzewna

DD.472.010
Aluminium
Aluminiowe

DD.472.020
Aluminium
Aluminiowe

Disposable tongue blocks with saliva ejectors
Jednorazowe blokady języka ze ślinociągiem

Helps maintain a dry field / Pomagają utrzymać suchą powierzchnię
Enable patient to relax jaw / Zapewniają odpoczynek szczękom pacjenta



Tongue blocks
Blokada języka

Saliva ejectors
Ślinociąg


Adapter tubes
Złączka do ślinociągu

DZ.5000.01 Small / Mała
DZ.5000.02 Medium / Średnia
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

DZ.5003.00
Pack of 3 pieces
Opak. 3 szt.

DZ.5004.00
Pack of 3 pieces
Opak. 3 szt.

Impression protector
Pasek ochronny na zamki ortodontyczne



DI.015.000
Pack of 10 pairs / Opak. 10 par

Allows to take good impression while patient is wearing braces
by preventing alginate adhering to brackets.

Pozwala uzyskać prawidłowy wycisk podczas noszenia aparatu stałego,
zapobiega przyklejaniu masy do zamków


Plastic model bases
Jednorazowa plastikowa forma do modeli kontrolnych



Complete upper and
lower with hinges
Komplet górny i dolny z
zawiasami

Standard / Standard DL.090.010
Large / Duża DL.090.020

Bite registration wafers
Wafle do rejestracji zgryzu



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DI.003.000
Provides clear impression of teeth
Zapewniają wyraźną rejestrację zgryzu

Rubber model bases
Gumowa forma do modeli



Set of 6 pieces, assorted sizes,
upper and lower
Zestaw 6 szt., różne rozmiary,
górne i dolne

DL.091.010



Pro-Lock Disposable orthodontic impression trays Pro-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru




Tuff-Lock Disposable orthodontic impression trays Tuff-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru






Template cephalometric / Szablon cefalometryczny




DO.155.010

**Cephalometric protractor and tracing template
Kątomierz cefalometryczny i szablon ortodontyczny**




DO.155.011

Template tracing / Szablon ortodontyczny




DO.155.020

**Cephalometric triangle
Szablon cefalometryczny trójkąt**




DO.155.070

Template correlometer / Korelometr



DO.155.030

Template Rickets / Szablon Ricketa



DO.155.040

**Cephalometric tracing film
Kalka cefalometryczna**



DO.156.100
8" x 10" (200 mm x 250 mm)
100 sheets / 100 kartek

**Tracing pencils
Ołówki do zaznaczania**



DO.156.010 Black / Czarne
DO.156.020 Blue / Niebieskie
DO.156.030 Red / Czerwone
DO.156.040 Green / Zielone
DO.156.050 White / Białe
DO.156.060 Yellow / Żółte



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01